

Brancard convertible

Polyvalent. Facile à utiliser. Compact.

Conçu pour les centres chirurgicaux et les espaces confinés, le brancard convertible Stryker améliore le flux des patients sans altérer la qualité des soins. Choisissez la position la mieux adaptée, à l'horizontale ou assise, pour atteindre la performance et le confort du patient souhaités.



Brancard convertible pour chirurgie ophtalmique

Le brancard convertible utilisé en chirurgie ophtalmique fournit tous les avantages des brancards convertibles standard, auxquels s'ajoute la tête à double articulation, pour le positionnement du patient lors d'une intervention.

Le brancard se convertit facilement **en fauteuil roulant**.

Le relève-buste pneumatique pivote **de 0 à 90 degrés**.

Système de freins à anneaux d'acier aux quatre roues et doubles vérins de levage hydrauliques garantissant une stabilité.

Possibilité de déplacer le côté pieds avec le relève-buste ou séparément.

Plusieurs options de couleurs d'autocollants vous permettent de personnaliser le brancard à des fins d'identification.



Gris Rouge Bleu

Brancard convertible



Caractéristiques standards

- Matelas en vinyle de 5 cm (2")
- Roulettes de 15 cm (6")
- Largeur de matelas de 61 cm (24")
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Relève-buste pneumatique à double cylindre
- Double pompe hydraulique à pied
- Quatre supports pour potences pour intraveineuse
- Système de freins à anneaux d'acier aux quatre roues avec pédales aux deux extrémités
- Passage en position de Trendelenburg mains libres
- Barrières escamotables avec accoudoirs de confort
- Structure ABS thermoformée avec plateau de rangement intégré et porte-bouteilles d'oxygène
- Barre de poussée multi-position (modèle 5050 uniquement)
- Partie Pieds indépendante
- Tête à double articulation (5051)
 - Coussins de tête – Ultra Comfort (5051)
 - 8 cm (3"), 5 cm (2") ou 2,5 cm (1") à plat

Options

- Matelas confort de 5 cm (2")
- Matelas confort de 8 cm (3")
- Coussin de tête concave de 8 cm (3") ou 5 cm (2") (modèle 5051 uniquement)
- Potences porte-sérum
 - Câbles d'attache
 - Standard amovible
- Sangles de maintien
- Extension de garantie disponible
- Accoudoirs et clamp réglables (5051) (nécessitent un rail d'accessoires chirurgicaux)
- Système d'alimentation en air / support de protection (5051)
- Rail d'accessoires chirurgicaux (5051) (non disponible avec les barrières latérales de transfert de patient)
- Repose-poignet au-dessus de la tête ou sur le côté (5051)

Caractéristiques techniques

Modèles	5050/5051
Longueur totale	193 cm (76")
Largeur	76 cm (30")
Longueur totale	76 cm (30")
Plan de couchage	70 cm (27,5")
Capacité de charge	181 kg (400 livres)
Hauteur (sans matelas)*	
Position haute	85 cm (33,5")
Position basse	55,5 cm (22")
Positionnement du plan de couchage	
Dossier	0° à 90°
Position haute	0° à 80°
Position basse	± 18°
Barrières latérales	± 45°
Standard	25 x 79 cm (10" x 31")
Matelas	61 x 188 cm (24" x 74")
Diamètre des roulettes	15 cm (6")

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est soumise aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Les brancards convertibles, modèles 5050 et 5051, sont des Dispositifs Médicaux de classe I.

Ce produit peut être utilisé en tant que support lors du transport et/ou le traitement des patients dans tous les services hospitaliers. Ce produit n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.



16226FR-BL
16226FR-BL
SDL 12/2018
2018-17087

Copyright © 2018 Stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
France

t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon