

Stretcher- Stuhl

Vielseitig. Einfach. Kompakt.

Der für Operationszentren und enge Raumverhältnisse konzipierte Stretcher-Stuhl von Stryker erlaubt zügige Arbeitsabläufe ohne Abstriche bei der Patientenversorgung. Sie können zwischen der horizontalen Lagerung bis hin zur aufrechten Sitzposition frei wählen, um die gewünschte Leistung zu erzielen und den Komfort der Patienten zu gewährleisten.



Augen-OP-Stretcher-Stuhl

Der Augen-OP-Stretcher-Stuhl bietet alle Vorteile des standardmäßigen Stretcher-Stuhls und zusätzlich ein Kopfteil mit zwei Gelenken und mehr Raumfreiheit für die Positionierung während der OP.

Dank der Gelenke lässt sich der Stretcher unkompliziert von einer **flachen in eine sitzende Position** bringen.

Die pneumatische Rückenlehne kann bequem zwischen **0° und 90°** verstellt werden.

Zwei Hydraulikzylinder und Stahlringbremsen an allen vier Rädern verbessern die Stabilität.

Das Fußteil lässt sich unabhängig von oder in Verbindung mit der Rückenlehne verstellen.

Aufkleber in mehreren Farben erlauben die individuelle farbliche Kennzeichnung der Stretcher.



grau



rot



blau

Stretcher- Stuhl



Standardausstattung

- Vinylmatratze, 5 cm
- Laufrollen, 15 cm
- 61 cm breite Patientenauflage
- Höhenverstellbares Fußteil
- Pneumatische Rückenlehne mit Doppelzylinder
- Doppelhydraulik in Sockel
- Vier IV-Aufnahmen
- Stahlringbremsen an den vier Laufrollen mit Aktivatoren an beiden Seiten
- Freihändig einstellbare Trendelenburg-Lagerung
- Herunterklappbare Seitengitter mit bequemen Armlehnen
- Thermogeformte ABS-Kunststoffhaube mit integriertem Staufach und Sauerstoffflaschenhalter
- Verstellbarer Schiebegriff (nur Modell 5050)
- Unabhängiges Fußteil
- Kopfteil mit Doppelgelenk für mehr Raumfreiheit (5051)
- Kopfpolster - Ultrakomfort (5051)
 - 8 cm, flach oder rund

Technische Daten

Modellnummer 5050/5051

Gesamtlänge 193 cm

Breite 76 cm

Gesamt 76 cm

Liegefläche 70 cm

Tragfähigkeit 181 kg

Höhenverstellung (bis zur Oberseite der Liegefläche)*

hoch 85 cm

tief 56 cm

Positionierung der Liegefläche

Rückenlehne 0° – 90°

hoch 0° – 80°

tief ± 18°

Seitengitter ± 45°

Standard 25 x 79 cm

Patientenauflage 61 x 188 cm

Laufrollendurchmesser 15 cm

Optionale Ausstattung

- Komfortmatratze, 5 cm
- Komfortmatratze, 8 cm
- Infusionsstative
 - Mit Bandsicherung
 - Standardmäßig abnehmbar
- Haltegurte
- Garantieverlängerung möglich
- Verstellbare Armstütze und Klemme (5051)
(Schiene für OP-Zubehör erforderlich)
- Luftversorgung/Halterung für Abdecktuch (5051)
- Schiene für OP-Zubehör (5051)
(nicht verfügbar mit Seitengittern für die Umlagerung von Patienten)
- Handgelenkstützen für temporalen oder superioren Zugang (5051)

Medical

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stretcher Chair und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.



16226DE
16226DE Rev A
DLS 04/2018
2017-16226

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com