

Brancard- stoel

Flexibel. Eenvoudig. Compact.

De brancardstoel van Stryker is ontworpen voor chirurgiecentra en beperkte ruimtes zodat patiënten sneller kunnen worden behandeld. Kies een stand van horizontaal tot rechtop zittend voor de gewenste klinische resultaten en comfort voor de patiënt.



Brancardstoel voor oogoperaties

De brancardstoel voor oogoperaties biedt naast alle voordelen van de standaardbrancardstoel ook een tweeledige hoofdsteun voor meer vrije ruimte tijdens oogoperaties.

De brancard kan gemakkelijk van een **bed tot een stoel worden omgevormd**.

De pneumatische rugsteun kan van **0 tot 90 graden** worden gekanteld.

Dubbele hydraulische cilinders en vier geremde wielen met stalen ringen zorgen voor stabiliteit.

Het voetgedeelte kan samen met of apart van de rugsteun worden versteld.

Met meerdere stickerkleuropties kunt u zelf de brancard herkenbaar maken.



Grijs



Rood



Blauw

Brancard- stoel



Standaardfuncties

- Vinylmatras van 5 cm (2")
- Wielen van 15 cm (6")
- Patiëntenligvlak van 61 cm (24") breed
- In hoogte verstelbare voetensteun
- Pneumatische rugsteun met twee cilinders
- Dubbele hydraulische cilinders in sokkel
- Vier IV-houders
- Remsysteem met stalen ringen op vier wielen, aan beide uiteinden bedienbaar
- Handenvrije Trendelenburg-positionering
- Neerklapbare zijhekken met comfortabele armsteunen
- Thermogevormde kap in ABS met ingebouwde opbergruimte en zuurstoffleshouder
- Duwbeugels met verschillende standen (uitsluitend model 5050)
- Onafhankelijk beweegbaar voetgedeelte
- Tweeledige hoofdsteun met meer vrije ruimte (5051)
- Hoofdbekleding - Ultracomfortabel (5051)
 - 8 cm (3"), vlak of holrond

Specificaties

Modelnummer	5050/5051
Totale lengte	193 cm (76")
Breedte	76 cm (30")
Totaal	76 cm (30")
Ligvlak	70 cm (27,5")
Gewichtscapaciteit	181 kg (400 lbs)
Hoogtebereik (tot bovenkant matras)*	
Hoog	85 cm (33,5")
Laag	56 cm (22")
Positionering ligvlak	
Rugsteun	0° - 90°
Hoog	0° - 80°
Laag	±18°
Zijhekken	±45°
Standaard	25 x 79 cm (10" x 31")
Patiëntenligvlak	61 x 188 cm (24" x 74")
Diameter wielen	15 cm (6")

Optionele accessoires

- Matras voor meer comfort van 5 cm (2")
- Matras voor meer comfort van 8 cm (3")
- IV-palen
 - Vast
 - Standaard is verwijderbaar
- Gordelset
- Uitgebreide garantie mogelijk
- Verstelbaar armbord en klem (5051) (rail voor chirurgische hulpstukken vereist)
- Luchtaanvoersysteem/lakensteun (5051)
- Rail voor chirurgische hulpstukken (5051) (niet in combinatie met zijhekken voor transfer van patiënten)
- Temporale of craniale polssteun (5051)

Medical

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Stretcher Chair en Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.



16226NL
16226NL Rev A
SDL 11/2020
2017-16226

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com