

Augen-OP-Stretcher und Surgistool OP-Stuhl



Augen-OP-Stretcher

Zugang. Einfach. Funktional.

Der Augen-OP-Stretcher von Stryker bietet viel Raum am Kopfteil, sodass der Chirurg reichlich Bewegungsfreiheit bei der Durchführung anspruchsvoller Augen-OPs hat. Die stabile Arbeitsfläche und das mobile Design unterstützen effiziente chirurgische Arbeitsabläufe.



Mehr Raum am Kopfteil
Keine Behinderung des Chirurgen bei seitlichen oder superioren Operationszugängen.



Das optional konturierte oder flach ausgeführte Kopfteil
stützt den Kopf des Patienten während des Eingriffs komfortabel ab.

Das hochklappbare fünfte Rad verbessert die Mobilität.

Das Bremssystem aus Metall verhindert Drehen und Rollen.

Optional in zwei oder drei Positionen herunterklappbare Seitengitter.

Mehrere Farboptionen für Anschläge zur individuellen Kennzeichnung der Stretcher.



blau grau rot

Surgistool OP-Stuhl

Der ideale Stuhl für Chirurgen

Die individuelle Sitzkonfiguration des **Surgistool** mit uneingeschränkt verstellbarer Rückenlehne und Armstützen bietet nicht nur optimale Unterstützung, sondern kann auch auf die individuellen Präferenzen des Chirurgen eingestellt werden. Der freie Zugang zu Pedalen und ein stabiles und dennoch mobiles Design sorgen gemeinsam für klinische Höchstleistungen.



Dreiarmiger Fuß
bietet stabile Kontrolle und Zugang zu Pedalen.



Die optionalen gepolsterten Armstützen ermöglichen eine flexible Positionierung und Stabilität.

Mehrere Sitzkonfigurationen für individuellen Komfort.



Tropfenform



Keilform



Sattelform
(optional)

Augen-OP-Stretcher und Surgistool OP-Stuhl



Standardausstattung:

Augen-OP-Stretcher

- Komfortmatratze (8 cm)
- Omni Surface-Laufrollen (20 cm) mit integrierten Radkappen
- Pneumatische Rückenlehne mit Doppelzylinder
- Doppelsockel-Hydraulik
- Beidseitige Hydraulik-Bedienelemente
- Herunterklappbare Seitengitter
- Vier IV-Aufnahmen
- Zentralbremse mit Brems- und Lenkpedal am Fußende
- Freihändig einstellbare Trendelenburg-Position
- Integriertes Staufach mit Sauerstoffflaschenhalter
- Steuerung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Gummianschläge
- Feste Liegefläche am Fußende
- Einzelpedal zur Absenkung
- Zweifach klappbares Kopfteil für mehr Raumfreiheit

Standardausstattung:

Surgistool OP-Stuhl

- Verstellbare, konturierte Rückenlehne
- Sitzkissen aus doppelt dichtem Schaumstoff (außer optionalem Sattelsitz)
- Mit Fußpedal gesteuerter, hydraulischer dreiarmer Standfuß
- Vorderes Sperrsystem
- Thermogeformte Kunststoffhaube
- Sitz in Tropfen- oder Keilform

Technische Daten

	Augen-OP-Stretcher	Surgistool OP-Stuhl
Modellnummer	1089	830
Gesamtlänge	228,6 cm	
Gesamtbreite	80 cm	
Tragfähigkeit	227 kg	136 kg
Höhenverstellung		
Oben	86,4 cm (Oberseite der Liegefläche)	72 cm / 77 cm (mit Hebevorrichtung)
Unten	56,5 cm (Oberseite der Liegefläche)	53 cm / 58 cm (mit Hebevorrichtung)
Sitzkissenausführung		Tropfenform / Keil / Sattel
Positionierung der Liegefläche		
Rückenlehne	0° - 90°	
Kniewinkel	0° - 30°	
Trend./Anti-Trend.	± 18°	
Patientenaufgabe	66 x 221 cm	
Seitengitter	33 x 139,5 cm	
Laufrollendurchmesser	20 cm	

Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Optionale Ausstattung: Augen-OP-Stretcher

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ultrakomfortmatratze (10 cm) • Schulterpolstereinheit (vor oder nach OP, nur für Rückenlehnen mit Kurbel) • Luftversorgung/Halterung für Abdecktuch • Rückenlehne mit Kurbel • Kniewinkel mit Kurbel • Defibrillatorfach/Fußteilverlängerung • Handgelenkstützen für seitlichen oder superioren Zugang | <ul style="list-style-type: none"> • Fußstütze/Dokumenthalterung • Dreiseitige Hydraulik-Bedienelemente • Dreiseitige Brems- und Lenkpedale • Integrierte Lagerungshilfe/Armstütze • Infusionsstativ-Caddy • Haltegurte • Servier-/Instrumententablett • Seitengitterpolster • Schiene für OP-Zubehör • Seitengitter, in 3 Positionen klappbar | <ul style="list-style-type: none"> • Aufrechter Sauerstoffflaschenhalter • Halterungsring für Sauerstoffflasche • Halterung für Servier-/Instrumententablett • Kopfpolster - Ultrakomfort <ul style="list-style-type: none"> • 8 cm, flach • 8 cm, konkav • Infusionsstative <ul style="list-style-type: none"> • Fest installiert, in zwei oder drei Stufen zusammenklappbar, Fußende • Abnehmbar • Garantieverlängerung möglich |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Optionale Ausstattung: Surgistool OP-Stuhl

- 5 cm (mit Hebevorrichtung)
- Sattelsitz
- Mehrfach verstellbare Armlehnen

Medical

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker und Surgistool. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.



16208DE

DLS 02/2018

2017_16208

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com