

Oogchirurgiebrancard en Surgistool-stoel



Oogchirurgiebrancard

Toegang. Eenvoudig. Werking.

De oogchirurgiebrancard van Stryker biedt de meeste vrije ruimte aan het hoofdeinde. Hierdoor kan de chirurg zich vrij bewegen tijdens delicate oogheelkundige ingrepen. Het stevige chirurgische werkvlak en het mobiele ontwerp zorgen voor een optimale operatieomgeving voor de chirurg.



Meer vrijs ruimte aan het hoofdeinde

Geeft de chirurg de volledige bewegingsvrijheid tijdens de chirurgische ingreep bij de patiënt.



Optioneel voorgevormd of vlak hoofdedeel

biedt comfortabele ondersteuning aan de patiënt tijdens de ingreep.

Inklapbaar vijfde wiel verbetert de mobiliteit.

Het metalen remsysteem voorkomt draaien en weggrollen.

Optie met twee of drie neerklapbare zijhekken.

Met de **diverse kleuren voor de stootranden** kunt u het specifieke doel van de brancard met een kleur aangeven.



Marineblauw



Grijs



Rood

Surgistool-stoel

De ideale stoel voor de chirurg

De aanpasbare zitconfiguraties en volledig verstelbare rug- en armleuningen van de **Surgistool-stoel** zorgen voor optimale steun tijdens de werkhoudingen van de chirurg. Gemakkelijke pedaalbediening en een stabiel en mobiel ontwerp voor een prettige ergonomische werkhouding.



Drie-assige basis

voor een stabiele regeling en pedaalbediening.



De optionele beklede armleuningen

bieden flexibele positionering en stabiliteit.

Talrijke zitconfiguraties voor comfort op maat.



Druppelvormige zitting



Wigvormige zitting



Zadelzitting (optie)

Oogchirurgiebrancard en Surgistool-stoel



Standaardkenmerken: Oogchirurgiebrancard

- 8 cm (3 inch) matras voor meer comfort
- 20 cm (8 inch) Omni Surface-zwenkwielen met wioldoppen
- Pneumatische rugsteun met twee cilinders
- Dubbele hydraulische cilinders in sokkel
- Tweezijdige hydraulische bediening
- Neerklapbare zijhekken
- Vier IV-houders
- Centraal vergrendelingssysteem met rem- en stuurpedaal aan het voeteneinde
- Handenvrije Trendelenburg
- Ingebouwde opbergruimte met zuurstoffleshouder
- Besturing met inklapbaar vijfde wiel
- Rubberen bumpers
- Stationair ligvlak
- Uni-lower pedaal
- Tweeledige hoofdsteen met meer vrije ruimte

Standaardkenmerken: Surgistool-stoel

- Verstelbare voorgevormde rugsteun
- Zitting in schuimstof met twee dichtheidsgraden (uitgezonderd optie zadelzitting)
- Voetbediende hydraulische basis met drie assen
- Vergrendelingssysteem aan de voorzijde
- Thermogevoerde kunststof bekleding
- Druppel- of wigvormige zitting

Specificaties

	Oogchirurgiebrancard	Surgistool-stoel
Modelnummer	1089	830
Totale lengte	228,6 cm (90 inch)	
Totale breedte	80 cm (31,5 inch)	
Toelaatbaar gewicht	227 kg (500 lb.)	136 kg (300 lb.)
Hoogtebereik		
Hoogte	86,4 cm (34 inch) (tot bovenkant ligvlak)	72 cm (28,5") / 77 cm (30,5 inch) (met tussenstuk voor hogere instelling)
Hoogte	56,5 cm (34 inch) (tot bovenkant ligvlak)	53 cm (21") / 58 cm (30,5 inch) (met tussenstuk voor hogere instelling)
Vorm van de zitting		Druppel/wig/zadel
Positionering ligvlak		
Rugsteun	0°– 90°	
Knieknik	0°– 30°	
Trend./anti-Trend.	± 18°	
Patiëntenligvlak	66 x 221 cm (26 x 87 inch)	
Zijhekken	33 x 139,5 cm (13 x 55 inch)	
Diameter zwenkwielen	20 cm (8 inch)	

Stryker behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Optionele accessoires: Oogchirurgiebrancard

- 10 cm (3 inch) matras voor meer comfort
- Pre-/postoperatieve schouderkussensystemen (alleen bij crank rugsteun)
- Luchtaanvoersysteem/lakensteun
- Rugsteun te bedienen d.m.v. een zwengel
- Knieknik te bedienen d.m.v. een zwengel
- Defibrillatorblad/voetverlengstuk
- Temporale of craniale polssteun
- Voetbord/dossierhouder
- Driezijdige hydraulische bediening
- Rem- en stuurpedalen aan drie zijden
- Ingebouwd patiënten-/armbord
- IV-houder
- Onrustbanden
- Dienblad/instrumentenblad
- Kussens voor zijhekken
- Rail voor chirurgische hulpstukken
- Zijhekken met drie standen
- Staande zuurstoffleshouder
- Bevestigingsring voor zuurstoffles
- Dienblad-/instrumentenbladhouder
- Hoofdbekleding - Ultracomfortabel
 - 8 cm (3 inch), vlak
 - 8 cm (3 inch), concaaf
- IV-palen
 - Permanent, inklapbaar twee- of driedelig aan voeteneinde
 - Verwijderbaar
- Uitgebreide garantie mogelijk

Optionele accessoires: Surgistool-stoel

- 5 cm (2 inch) tussenstuk voor hogere instelling
- Zadelzitting
- Verstelbare armleuning

Medical

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Stryker en Surgistool. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.



16208NL
SDL 11/2020
2017_16208

Copyright © 2020 Stryker

stryker.com