

# Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej oraz krzesło Surgistool



## Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej

### Dostęp. Prostota. Funkcjonalność.

Mobilny stół operacyjny firmy Stryker do chirurgii okulistycznej zapewnia szeroki dostęp operacyjny. Umożliwia wygodne przemieszczanie się chirurga wokół głowy pacjenta podczas zabiegów okulistycznych wymagających bardzo dużej precyzji operowania. Stabilna powierzchnia robocza oraz mobilna konstrukcja gwarantują wysoką wydajność pracy chirurgów.



### Większa przestrzeń wokół głowy

Gwarantuje chirurgom dostęp w przypadku zabiegów z dostępu skroniowego, jak i górnego.



Opcjonalny płaski lub profilowany podglówek gwarantuje wygodne podparcie pacjenta w trakcie zabiegu.

**Unoszone i opuszczane piąte koło** pomaga poprawić mobilność.

**Metalowy system hamowania typu „tooth-and-groove”** zapobiega niechcianemu obrotowi i toczeniu.

**Opcjonalne, dwu lub trójpozycyjne składane poręcz boczne.**

**Wiele dostępnych kolorów odbojników** pozwala na dostosowanie wyglądu stołu operacyjnego do indywidualnych preferencji.



Granatowy



Szary



Czerwony

## Krzesło Surgistool

### Perfekcyjne krzesło chirurgiczne

Krzesło Surgistool zostało wyposażone w funkcję regulacji siedziska, w pełni regulowane oparcie pleców oraz podłokietniki, które zapewniają optymalne podparcie. Funkcje te pozwalają spełnić oczekiwania chirurgów w zakresie pozycji przy stole operacyjnym. Łatwy dostęp do pedałów oraz stabilna, a zarazem mobilna konstrukcja pozwalają na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników klinicznych.



### Podstawa zamontowana na trzech trzpieniach obrotowych

zapewnia kontrolę stabilności i dostęp do pedałów.



Opcjonalny wyściełany podłokietnik pozwala na przyjęcie różnych pozycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilności.

**Wiele konfiguracji siedziska** gwarantuje komfort każdemu użytkownikowi.



Siedzisko w kształcie łyżki Siedzisko w kształcie klina Siedzisko typu „siodło” (opcja)

# Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej oraz krzesło Surgistool



## Wyposażenie podstawowe: Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej

- materac Enhanced Comfort 8 cm (3 cale)
- koła Omni Surface 20 cm (8 cali) z osłonami
- oparcie pleców z dwucylindrowym systemem pneumatycznym
- dwukolumnowy system hydrauliczny
- sterowanie systemem hydraulicznym po obu stronach stołu
- składane poręczę boczne
- cztery miejsca na płyny infuzyjne
- system hamulca centralnego z hamulcem nożnym oraz pedałem sterowania
- możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga bez użycia rąk
- zintegrowana taca z uchwytem na butlę tlenową
- pięte koło kierunkowe (unoszone/opuszczane)
- gumowe odbojniki
- nieruchoma nożna część leża
- pojedynczy pedał do opuszczania leża
- dwuprzegubowy podglówek z lepszym dostępem od strony głowy

## Wyposażenie podstawowe: krzesło Surgistool

- regulowane, profilowane oparcie pleców
- poduszki siedziska o podwójnej gęstości (poza opcję siedziska typu „siodło”)
- kontrolowana nożnie, hydrauliczna podstawa zamocowana na trzech trzpieniach obrotowych
- przedni system blokowania
- osłona z plastiku termoformowalnego
- siedzisko w kształcie łyży lub klina

## Dane techniczne

	Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej	Krzesło Surgistool
<b>Numer modelu</b>	1089	830
<b>Długość całkowita</b>	228,6 cm (90 cali)	
<b>Długość całkowita</b>	80 cm (31,5 cala)	
<b>Udźwig</b>	227 kg (500 funtów)	136 kg (300 funtów)
<b>Zakres wysokości</b>		
Wysoki	86,4 cm (34 cale) (do wierzchu leża)	72 cm (28,5 cala) / 77 cm (30,5 cala) (z zestawem podnośnika)
Niski	56,5 cm (22,25 cala) (do wierzchu leża)	53 cm (21 cali) / 58 cm (23 cale) (z zestawem podnośnika)
<b>Kształt poduszki siedziska</b>		Łża / Klin / Siodło
<b>Regulacja leża</b>		
Oparcie pleców	0°–90°	
Podparcie kolan	0°–30°	
Poz. Trendelenb./anty-Trendelenb.	±18°	
<b>Powierzchnia leża</b>	66 x 221 cm (26 cali x 87 cali)	
<b>Poręczę boczne</b>	33 x 139,5 cm (13 cali x 55 cali)	
<b>Średnica kół</b>	20 cm (8 cali)	

Firma Stryker zastrzega prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.

## Wyposażenie dodatkowe: Mobilny stół operacyjny do chirurgii okulistycznej

- materac Ultra Comfort 10 cm (4 cale)
- podpórki barków do stosowania w okresie przed- i pooperacyjnym (wyłącznie w wersji z ręczną regulacją oparcia pleców)
- system dostarczania tlenu/wieszak na serwetę chirurgiczną
- oparcie pleców z ręczną regulacją (korbą)
- podparcie kolan z ręczną regulacją (korbą)
- półka na defibrylator/wysuwany podnóżek
- podpórka na nadgarstki do stosowania podczas skroniowego lub górnego dostępu zabiegowego
- podnóżek/uchwyt na kartę pacjenta
- sterowanie systemem hydraulicznym dostępne z trzech stron stołu
- pedały hamulca i sterowania dostępne z trzech stron stołu
- zintegrowana płyta do przenoszenia pacjenta/wspornik ramion
- ruchomy statyw na płyny infuzyjne
- pasy do unieruchamiania pacjenta
- taca na narzędzia/do podawania
- miękkie wyściółki poręczy
- szyna na akcesoria chirurgiczne
- poręczę z możliwością ustawienia w trzech położeniach
- pionowy uchwyt na butlę tlenową
- pierścieni mocujący butlę tlenową
- uchwyt tacy na narzędzia/do podawania
- poduszki pod głowę - Ultra Comfort
  - 8 cm (3 cale), płaskie
  - 8 cm (3 cale), wklęsłe
- wieszaki na płyny infuzyjne
  - mocowany na stałe, składany, dwu- lub trójstopniowy, od strony nóg pacjenta
  - wyjmowany
- dostępna przedłużona gwarancja

## Wyposażenie dodatkowe: krzesło Surgistool

- zestaw podnośnika 5 cm (2 cale)
- siedzisko typu „siodło”
- wielopozycyjne podłokietniki

## Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Surgistool i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



16208PL  
SDL 12/2019  
2017\_16208

Copyright © 2019 Stryker  
stryker.com



Stryker Medical  
3800 E. Centre Ave., Portage  
MI 49002 U.S.A.



Stryker European Operations B.V.  
Herikerbergweg 110  
1101 CM Amsterdam  
The Netherlands

Dystrybucja:  
Stryker Polska Sp. z o.o.  
Poleczki 35  
02-822 Warszawa, Polska  
t. +48 22 429 55 50