

Maca para Cirurgia Oftalmológica e Cadeira Surgistool



Maca para Cirurgia Oftalmológica

Acesso. Simples. Funcionalidade.

A **Maca para Cirurgia Oftalmológica da Stryker** assegura a existência de espaço na zona da cabeça, proporcionando ao cirurgião um espaço para as pernas amplo para se movimentar ao efetuar procedimentos oftalmológicos delicados. A superfície de trabalho estável e apoio de design móvel num fluxo de trabalho eficiente de rendimento cirúrgico.



Espaço na zona da cabeça melhorado

Permite o acesso do cirurgião para uma aproximação lateral ou superior durante a cirurgia.



O apoio de cabeça plano ou anatômico opcional

apoiava confortavelmente o doente durante os procedimentos.

A **quinta roda retrátil** ajuda a melhorar a mobilidade.

O **sistema de travagem de encaixe duplo em metal** impede a rotação e a oscilação.

Opção de barras laterais rebatíveis com duas ou três posições.

As **várias opções de cores para as proteções laterais** permitem-lhe personalizar a maca para fins de identificação.



Azul-marinho



Cinzentos



Vermelho

Cadeira Surgistool

O banco ideal para o cirurgião

A **Cadeira Surgistool** oferece configurações do assento personalizáveis, enquanto o encosto de costas e os apoios de braços totalmente ajustáveis proporcionam o apoio ideal para responder às preferências de posicionamento específicas do cirurgião. O acesso fácil ao pedal e um design estável, mas móvel, ajudam a facilitar o desempenho clínico.



A **base com três rodas** proporciona um controlo estável e acesso ao pedal.



Os **apoios de braços almofadados opcionais** proporcionam estabilidade e posicionamento versátil.

As **várias configurações do assento** proporcionam conforto personalizado.



Assento em formato de gota



Assento em formato de cunha



Assento em formato de sela (opcional)

Maca para Cirurgia Oftalmológica e Cadeira Surgistool



Características de série:

Maca para Cirurgia Oftalmológica

- Colchão de 8 cm (3 pol.) para maior conforto
- Rodízios com superfície omnidirecional de 20 cm (8 pol.) com proteções das rodas
- Encosto de costas pneumático de cilindro duplo
- Sistema hidráulico de base dupla
- Controlos hidráulicos duplos
- Barras laterais rebatíveis
- Quatro recetáculos para solução IV
- Travões de bloqueio central com travão e pedal de direção na extremidade dos pés
- Posição de Trendelenburg "mãos-livres"
- Tabuleiro de armazenamento integrado com suporte para garrafa de oxigénio
- Quinta roda retrátil
- Proteções laterais em borracha
- Sistema de imobilização da maca na extremidade dos pés
- Pedal inferior único
- Articulação dupla, espaço do apoio de cabeça melhorado

Características de série:

Cadeira Surgistool

- Encosto de costas anatómico ajustável
- Almofadas do assento em espuma com densidade dupla (exceto opção de assento em formato de sela)
- Base hidráulica de três veios controlada com o pé
- Sistema de bloqueio frontal
- Revestimento em plástico termoformado
- Assento em formato de gota ou cunha

Especificações

	Maca para Cirurgia Oftalmológica	Cadeira Surgistool
Número de modelo	1089	830
Comprimento total	228,6 cm (90 pol.)	
Largura total	80 cm (31,5 pol.)	
Peso suportado	227 kg (500 lb)	136 kg (300 lb)
Límites de altura		
Máxima	86,4 cm (34 pol.) (até ao topo da maca)	72 cm (28,5 pol.)/77 cm (30,5 pol.) (com kit de elevação)
Mínima	56,5 cm (22,25 pol.) (até ao topo da maca)	53 cm (21 pol.)/58 cm (23 pol.) (com kit de elevação)
Tipo de almofada do assento		Gota/cunha/sela
Posicionamento da maca		
Encosto de costas	0°-90°	
Plataforma articulada ao nível dos joelhos	0°-30°	
Posição Trend./Trend. reversa	± 18°	
Superfície do doente	66 x 221 cm (26 pol. x 87 pol.)	
Barras laterais	33 x 139,5 cm (13 pol. x 55 pol.)	
Diâmetro dos rodízios	20 cm (8 pol.)	

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Características opcionais: Maca para Cirurgia Oftalmológica

- Colchão ultraconfortável de 10 cm (4 pol.)
- Conjunto de almofadas para os ombros para pré e pós-operatório (apenas encosto de costas de manivela)
- Sistema de fornecimento de ar/suporte para têxteis
- Encosto de costas de manivela
- Plataforma articulada ao nível dos joelhos de manivela
- Tabuleiro para desfibrilador/extensão para o pé
- Apoio superior ou lateral para o pulso
- Pés da cama/suporte para fichas
- Controlos hidráulicos de três lados
- Pedais de direção e travões de três lados
- Tábua para transferência de doente/braço integrada
- Carrinho para solução IV
- Cintas de retenção
- Tabuleiro de instrumentos/refeições
- Almofadas para barras laterais
- Calha para acessórios de cirurgia
- Barras laterais com três posições
- Suporte vertical para garrafa de oxigénio
- Anel de retenção para garrafa de oxigénio
- Suporte para tabuleiro de instrumentos/refeições
- Almofadas para a cabeça - Ultraconfortáveis
 - 8 cm (3 pol.), plana
 - 8 cm (3 pol.), côncava
- Suporte para solução IV
 - Permanentemente rebatível em dois ou três pontos, na extremidade dos pés
 - Amovível
- Extensão da garantia disponível

Características opcionais: Cadeira Surgistool

- Kit de elevação de 5 cm (2 pol.)
- Assento em formato de sela
- Apoios de braços com várias posições

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker.

O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, Surgistool. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).



16208PT

DLS 02/2018

2017_16208

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com