

Barella per chirurgia oftalmica e sgabello Surgistool



Barella per chirurgia oftalmica

Accessibilità. Semplicità. Funzionalità.

La barella per chirurgia oftalmica di Stryker offre il massimo spazio di manovra all'estremità della testa, garantendo al chirurgo ampio spazio per le gambe durante l'esecuzione di delicate procedure oculari. Il piano di lavoro saldamente bloccato e il design mobile si integrano assicurando un flusso di lavoro efficiente e migliorando la prestazione chirurgica.



Più spazio di manovra all'estremità della testa

Offre al chirurgo un accesso ottimale per un approccio chirurgico temporale superiore.



Il supporto per la testa piatto o concavo

sostiene con il massimo comfort la testa del paziente durante gli interventi.

La quinta ruota retraibile migliora la mobilità.

Il sistema di frenata in metallo impedisce la rotazione e il rovesciamento.

Sponde laterali a scomparsa a due o tre posizioni.

I paraurti disponibili in diversi colori consentono di personalizzare la barella e facilitarne l'identificazione.



Blu navy Grigio Rosso

Sgabello Surgistool

Lo sgabello ideale per il chirurgo

Le configurazioni personalizzabili del sedile di Surgistool, con schienale e braccioli completamente regolabili, forniscono il supporto più adatto alle esigenze di posizionamento individuali. L'accesso ottimale al pedale e un design stabile, seppur mobile, si integrano per offrire una prestazione clinica eccellente.



La base a tre razze

permette un controllo stabile dello sgabello e un accesso ottimale al pedale.



I braccioli imbottiti opzionali consentono un posizionamento versatile e la massima stabilità.

Le diverse configurazioni del sedile offrono un comfort personalizzato.



Sedile a goccia



Sedile a trapezio



Sedile a sella (opzionale)

Barella per chirurgia oftalmica e sgabello Surgistool



Caratteristiche standard: Barella per chirurgia oftalmica

- Materasso comfort migliorato da 8 cm (3")
- Ruote orientabili Omni Surface da 20 cm (8") con copriruote
- Schienale pneumatico con doppio cilindro
- Doppio sistema idraulico sulla base
- Comandi idraulici su entrambi i lati
- Sponde laterali a scomparsa
- Quattro alloggiamenti per aste portaflebo
- Freni a bloccaggio centrale con pedale di sterzata e frenata all'estremità piedi
- Posizione Trendelenburg senza l'uso delle mani
- Vassoio portaoggetti integrato con porta-bombola di ossigeno
- Sterzata con quinta ruota retraibile
- Protezioni in gomma
- Lettino fisso estremità piedi
- Pedale unico di abbassamento
- Testiera a doppio snodo, con spazio di manovra aumentato

Caratteristiche standard: Sgabello Surgistool

- Schienale sagomato regolabile
- Cuscini del sedile in gomma schiuma a doppia densità (eccetto per il modello a sella)
- Base a tre razze idraulica con comando a pedale
- Sistema di bloccaggio all'estremità anteriore
- Copertura della base in plastica termoformata
- Sedile a goccia o a trapezio

Caratteristiche tecniche Barella per chirurgia oftalmica Sgabello Surgistool

Numero modello	1089	830
Lunghezza complessiva	228,6 cm (90")	
Larghezza complessiva	80 cm (31,5")	
Capacità di carico	227 kg (500 libbre)	136 kg (300 libbre)
Gamma di altezze		
Alto	86,4 cm (34") (fino alla parte superiore del lettino)	72 cm (28,5")/77 cm (30,5") (con kit di sollevamento)
Basso	56,5 cm (22,25") (fino alla parte superiore del lettino)	53 cm (21")/58 cm (23") (con kit di sollevamento)
Stile cuscino sedile		Goccia/trapezio/sella
Posizionamento del lettino		
Schienale	0° - 90°	
Sezione femorale	0° - 30°	
Trendelenburg/anti-Trendelenburg		± 18°
Materasso paziente	66 x 221 cm (26" x 87")	
Sponde laterali	33 x 139,5 cm (13" x 55")	
Diametro ruote orientabili		20 cm (8")

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Accessori opzionali: Barella per chirurgia oftalmica

- Materasso ultra comfort migliorato da 10 cm (4")
- Unità imbottitura spalle pre/post-operatoria (solo manovella schienale)
- Sistema di ventilazione/ supporto telo
- Manovella schienale
- Manovella sezione femorale
- Vassoio defibrillatore/ estensione poggiapiedi
- Poggiapolsi temporale o superiore
- Pediera/portacartelle
- Comandi idraulici su tre lati
- Pedali di frenata e sterzata su tre lati
- Bracciolo/supporto di trasferimento paziente integrato
- Carrello portaflebo
- Cinghie di contenimento
- Vassoio porta-vivande/ porta-strumenti
- Imbottiture sponde laterali
- Guida porta-accessori chirurgici
- Sponde laterali a tre posizioni
- Porta-bombola di ossigeno verticale
- Anello di ritenzione per bombola di ossigeno
- Supporto vassoio porta-vivande/ porta-strumenti
- Imbottiture testa - ultra comfort
 - 8 cm (3"), piatta
 - 8 cm (3"), concava
- Aste portaflebo
 - Fissa, a 2-3 segmenti, posizionata a lato piedi
 - Rimovibile
- Possibilità di estendere la garanzia

Accessori opzionali: Sgabello Surgistool

- Kit di sollevamento 5 cm (2")
- Sedile a sella
- Bracciolo multiposizione

Medical

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: Surgistool, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell'UE e dell'EFTA.



16208IT
DLS 03/2018
2017_16208

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com