

Transport- Stretcher



Unkomplizierter Patiententransport

Der Transport-Stretcher von Stryker ermöglicht dank seines fünften Rads leichteres Lenken und Manövrieren um Ecken und bietet eine Zentralbremse für optimale Stabilität.



Mobilität mit fünftem Rad

Hochklappbares fünftes Rad für bessere Mobilität.



Bremssystem

Mehr Sicherheit durch das Metallbremssystem, das sowohl die Raddrehung als auch die Schwenkbewegung blockiert.



Herunterklappbare Seitengitter

Herunterklappbare Seitengitter tragen zur Patientensicherheit bei.

Die optionale **vierseitige Brems- und Lenksteuerung** ermöglicht den Pflegekräften ein flexibles Arbeiten.

Die optionale **Fußteilverstellung** sorgt für zusätzlichen Patientenkomfort.

Mehrere Farboptionen für Akzentringe erlauben die individuelle farbliche Kennzeichnung der Stretcher.



Blau Grau Rot

Transport- Stretcher



Standardausstattung

- Omni Surface-Laufrollen, 20 cm
- Herunterklappbare Seitengitter an der 66-cm-Liegefläche (klappbar in Fußrichtung)
- Herunterklappbare Seitengitter an der 76-cm-Liegefläche (klappbar in Kopfrichtung)
- Vier Halterungen für Infusionsständer
- Zentralbremssystem mit Aktivatoren an beiden Enden
- Integriertes Staufach mit Sauerstoffflaschenhalter
- Steuerung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Akzentringe
- Feste Liegefläche am Fußende
- Pneumatische Rückenlehne mit Doppelzylinder
- Doppelsockel-Hydraulik
- An zwei Seiten montierte Fußsteuerungshydraulik
- Freihändig einstellbare Trendelenburg-Position
- Radabdeckung

Technische Daten

	Liegefläche 66 cm	Liegefläche 76,2 cm
Modellnummer	747	748
Gesamtlänge	210,8 cm	210,8 cm
Gesamtbreite	76,2 cm	86,4 cm
Tragfähigkeit	225 kg	225 kg
Höhenverstellung (bis zur Oberseite der Liegefläche)*		
Oben	91,4 cm	91,4 cm
Unten	54,6 cm	54,6 cm
Positionierung der Liegefläche		
Rückenlehne	0°–90°	0°–90°
Knieknick		0°–30°
Trend./Anti-Trend.	± 18°	± 18°
Patientenauflage	66 x 192 cm	76 x 192 cm
Seitengitter	34 x 139,5 cm	34 x 140 cm
Laufrollendurchmesser	20 cm	20 cm

Herstellergarantie

Ein Jahr Garantie für Ersatzteile, Reparatur- und Reisekosten. Die Garantiebedingungen können je nach Land variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Optionale Ausstattung und Auflagen

- IsoFlex SE Auflage, Breite 76,2 cm
- ComfortGel SE Auflage, Breite 66 oder 76,2 cm
- Ultra Comfort SE Auflage, Breite 76,2 cm mit 8 oder 10 cm Höhe bzw. Breite 66 cm mit 10 cm Höhe
- Defibrillatorfach
- Defibrillatorfach/Fußteil/Verlängerung
- Fußteil/Dokumenthalterung
- Vierseitige Brems- und Lenksteuerung
- Ausklappbare Schiebegriffe
- Infusionsstative
 - fest installiert, in zwei oder drei Stufen zusammenklappbar, Fußende
 - abnehmbar
- Haltegurte
- Servier-/Instrumententablett
- Seitengitterpolster
- Aufrechter Sauerstoffflaschenhalter
- Garantieverlängerung möglich
- Knieknick mit Kurbel (nur Modell 748)

Medical

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.



01252005DE Rev J.2
DLS 02/2018
2017-16227

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com