

Camilla de transporte



Transporte sencillo de pacientes

La camilla de transporte de Stryker está equipada con una quinta rueda para una tracción y giros más sencillos, y también con frenos de bloqueo central para una estabilidad óptima.



Movilidad con quinta rueda

La quinta rueda retráctil ofrece una mejor movilidad.



Sistema de frenos

El sistema de frenos metálico aporta seguridad y ayuda en el giro y la rotación.



Barandillas plegables

Las barandillas plegables ayudan a garantizar la seguridad del paciente.

La opción de **frenos y controles de dirección en cuatro lados** ofrece flexibilidad a los cuidadores.

La **opción de la articulación Gatch para rodilla** ofrece comodidad al paciente.

Opciones de parachoques en múltiples colores para personalizar la camilla y facilitar su identificación.



Azul marino



Gris



Rojo

Camilla de transporte



Características estándar

- Ruedas Omni Surface de 20 cm
- Barandillas plegables en la plataforma de camilla de 66 cm (plegado a pie)
- Barandillas plegables en la plataforma de camilla de 76 cm (plegado a cabecero)
- Cuatro receptáculos para líquidos intravenosos
- Sistema de frenos para bloqueo central con activadores en ambos extremos
- Bandeja de almacenamiento integrada con soporte para botella de oxígeno
- Dirección de quinta rueda retráctil
- Parachoques en las ruedas
- Plataforma estática en el extremo de los pies
- Respaldo neumático de doble cilindro
- Componentes hidráulicos con doble pedestal
- Componentes hidráulicos controlados con el pie montados a los dos lados
- Trendelenburg manos libres
- Cubiertas de ruedas

Especificaciones

	Plataforma de camilla de 66 cm	Plataforma de camilla de 76,2 cm
Número de modelo	747	748
Longitud total	210,8 cm	210,8 cm
Anchura total	76,2 cm	86,4 cm
Capacidad de carga	225 kg	225 kg
Intervalo de altura (hasta la parte superior de la camilla)*		
Alto	91,4 cm	91,4 cm
Bajo	54,6 cm	54,6 cm
Colocación de la plataforma de la camilla		
Respaldo	0°– 90°	0°– 90°
Articulación Gatch para rodilla		0°– 30°
Inclinación/inclinación inversa	±18°	±18°
Superficie para el paciente	66 x 192 cm	76 x 192 cm
Barandillas	34 x 139,5 cm	34 x 140 cm
Diámetro de las ruedas	20 cm	20 cm

Garantía

Un año de garantía para piezas, mano de obra y desplazamiento, o dos años para piezas. La garantía puede variar en cada país. Contacte a su representante local de Stryker Medical para obtener más información.

Características opcionales y opciones de colchones terapéuticos

- Anchura del colchón IsoFlex SE: 76,2 cm
- Anchura del colchón ComfortGel SE: 66 o 76,2 cm
- Anchura del colchón Ultra Comfort: 76,2 cm, con opción de grosor de 8 o 10 cm, o 66 x 10 cm
- Bandeja para desfibrilador
- Bandeja para desfibrilador/soporte para pies/extensor
- Soporte para pies/soporte para historial
- Freno y controles de dirección en cuatro lados
- Mangos de empuje despleables
- Soportes para líquidos intravenosos
 - Fijo plegable en dos o tres tramos en los pies
 - Extraíble
- Sujeciones para pacientes
- Bandeja para comida o instrumentos
- Almohadillas para barandillas
- Soporte vertical para botella de oxígeno
- Garantía ampliada disponible
- Articulación Gatch para rodilla con manivela (solo en modelo 748)

Medical

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.



01252005ES Rev J.2

DLS 02/2018

2017-16227

Copyright © 2018 Stryker
stryker.com