

Brancard de transport



Faciliter le transport des patients

Le brancard de transport de Stryker offre la mobilité d'une cinquième roue pour une traction et des virages plus faciles ainsi que des freins à verrouillage centralisé pour la stabilité.



Une cinquième roue pour plus de mobilité

La cinquième roue escamotable améliore la mobilité.



Système de freinage

Le système de freins métalliques facilite le pivotement et la rotation.



Barrières rabattables

Les barrières rabattables permettent d'aider à assurer la sécurité du patient.

Les options **de commande de freinage et de guidage quadrilatérales** offre plus de souplesse au personnel soignant.

L'option **de plicature des genoux** aide à l'amélioration du confort du patient.

Le choix de coloris disponibles pour le pare-chocs vous permet de personnaliser le brancard à des fins d'identification.



Bleu marine

Gris

Rouge

Brancard de transport



Caractéristiques standard

- Roues Omni Surface de 20 cm
- Barrières rabattables sur matelas de 66 cm (du pli au pied)
- Barrières rabattables sur matelas de 76 cm (du pli à la tête)
- Quatre supports pour potences pour intraveineuse
- Système de freins à verrouillage centralisé avec activateurs aux deux extrémités
- Plateau de rangement intégré avec support pour obus à oxygène
- Guidage par cinquième roue escamotable
- Roues d'amortissement
- Matelas fixe côté pied
- Relève-buste pneumatique à double cylindre
- Double pompe hydraulique à pied
- Double pompe latérale pour commande au pied
- Passage en position de Trendelenburg mains libres
- Cache-roues

Caractéristiques

	Matelas 66 cm	Matelas 76 cm
Référence	747	748
Longueur totale	211 cm	211 cm
Largeur totale	76 cm	86 cm
Poids maximum	227 kg	227 kg
Hauteur (sans matelas)*		
Position haute	91 cm	91 cm
Position basse	55 cm	55 cm
Positionnement du plan de couchage		
Dossier	0° – 90°	0° – 90°
Plicature des genoux		0° – 30°
Déclive/proclive	± 18°	± 18°
Surface disponible	66 x 192 cm	76 x 192 cm
Barrières	34 x 140 cm	34 x 140 cm
Diamètre des roues	20 cm	20 cm

Garantie

Un an pièces, main d'œuvre et déplacement ou deux ans pièces. La garantie peut varier selon le pays. Contactez votre représentant Stryker Medical local pour plus d'informations.

Caractéristiques optionnelles et options de surface

- Surface IsoFlex SE de largeur 76 cm
- Surface ComfortGel SE de largeur 66 cm ou 76 cm
- Surface Ultra Comfort SE de largeur 76 cm avec au choix épaisseur de 8 ou 10 cm, ou 66 x 10 cm
- Tablette porte-défibriateur
- Tablette porte-défibriateur/pied de lit/rallonge
- Pied de lit/porte-dossier
- Commandes de freinage et de guidage quadrilatérales
- Poignées de poussée rabattables
- Potences porte-sérum
 - Fixes et rabattables à double ou triple longueur au pied
 - Amovibles
- Contentions
- Plateau de service/à instruments
- Coussins de barrières
- Support pour obus à oxygène vertical
- Extension de garantie disponible
- Système de plicature des genoux à manivelle (modèle 748 uniquement)

Medical

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe I. Le brancard de transport modèle 747/748 de Stryker est un brancard de transport et de traitement des patients à usage général. Les brancards de transport ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Ce document n'est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.



01252005FR-BL Rev J.2
SDL 12/2018
2018-17122

Copyright © 2018 Stryker



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
France

t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

333 710 275 RCS Lyon