

# Maca de Transporte



## Transporte fácil de doentes

A Maca de Transporte da Stryker inclui a mobilidade de uma quinta roda para uma tração e viragem mais fáceis e ainda travões com bloqueio central para uma estabilidade ideal.



### Mobilidade com quinta roda

A quinta roda retráctil proporciona uma mobilidade melhorada.



### Sistema de travagem

O sistema de travagem em metal ajuda na oscilação e rotação para segurança.



### Barra laterais rebatíveis

As barras laterais rebatíveis ajudam a garantir a segurança do doente.

A opção de **travão de quatro lados e os comandos de direção** proporcionam flexibilidade aos prestadores de cuidados.

A **inclinação para os joelhos** opcional proporciona conforto adicional ao doente.

**Múltiplas opções de cor para as proteções laterais** oferecem uma oportunidade de personalizar a maca para efeitos de identificação.



Azul-marinho



Cinzento



Vermelho

# Maca de Transporte



## Características de série

- Rodízios Omni Surface de 20 cm
- Barras laterais rebatíveis numa maca com 66 cm (dobra para os pés)
- Barras laterais rebatíveis numa maca com 76 cm (dobra para os pés)
- Quatro recipientes IV
- Sistema de travagem com bloqueio central e ativadores nas duas extremidades
- Tabuleiro de armazenamento integrado com suporte para garrafa de oxigénio
- Direção com quinta roda retráctil
- Proteções laterais
- Maca com seção de pés fixa
- Encosto de costas pneumático de dois cilindros
- Sistema hidráulico de base dupla
- Sistema hidráulico controlado com o pé em ambos os lados
- Posição de Trendelenburg (mãos livre)
- Proteções das rodas

## Especificações

	Maca de 66 cm	Maca de 76,2 cm
<b>Número do modelo</b>	747	748
<b>Comprimento total</b>	210,8 cm	210,8 cm
<b>Largura total</b>	76,2 cm	86,4 cm
<b>Peso suportado</b>	225 kg	225 kg
<b>Alcance em altura (até ao topo da maca)*</b>		
Elevado	91,4 cm	91,4 cm
Baixo	54,6 cm	54,6 cm
<b>Posicionamento da maca</b>		
Apoio de costas	0° – 90°	0° – 90°
Inclinação para os joelhos		0° – 30°
Posição de Trendelenburg/ Antitrendelenburg	± 18°	± 18°
<b>Superfície para o doente</b>	66 x 192 cm	76 x 192 cm
<b>Barras laterais</b>	34 x 139,5 cm	34 x 140 cm
<b>Diâmetro dos rodízios</b>	20 cm	20 cm

## Garantia

Garantia de um ano para peças, mão-de-obra e transporte ou garantia de dois anos para peças. A garantia pode variar por país. Contacte o seu representante local da Stryker Medical para obter informações adicionais.

## Características opcionais e opções para superfície

- IsoFlex SE, largura da superfície de 76,2 cm
- ComfortGel SE, largura da superfície de 66 ou 76,2 cm
- Ultra Comfort SE, largura da superfície com 76,2 cm com escolha de espessura de 8 ou 10 cm, ou 66 x 10 cm
- Tabuleiro para desfibrilhador
- Tabuleiro para desfibrilhador/pés da cama/ extensão
- Pés da cama/suporte para registos
- Travão de quatro lados e comandos de direção
- Pegas para empurrar retrácteis
- Suportes IV
  - Dobrável permanente em dois ou três pontos, na extremidade dos pés
  - Amovível
- Imobilização do doente
- Tabuleiro para instrumentos/refeições
- Almofadas para as barras laterais
- Suporte para garrafa de oxigénio vertical
- Disponível extensão da garantia
- Inclinação para os joelhos de manivela (apenas modelo 748)

## Medical

### Este documento destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker.

O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).



01252005PT Rev J.2

DLS 02/2018

2017-16227

Copyright © 2018 Stryker  
stryker.com