

TruRize® Clinical Chair



Un passo avanti nella mobilità.

Una mobilitazione precoce dei pazienti costituisce una componente fondamentale nel processo di recupero. La sua importanza per la salute e il recupero del paziente non potrà mai essere sottolineata a sufficienza.*

TruRize® contribuisce a promuovere la mobilitazione precoce del paziente. Questa poltrona offre al personale sanitario la sicurezza necessaria per mobilitare i propri pazienti.

Caratteristiche principali

- Una tecnologia semplice e intuitiva che offre al personale sanitario gli strumenti necessari per promuovere una cura efficiente dei pazienti
- Il design girevole motorizzato guida il movimento di TruRize® nelle posizioni che contribuiscono al comfort del paziente
- Il primo sistema integrato di allarme di alzata dalla poltrona disponibile nel settore può contribuire a ridurre il tempo di risposta in caso di caduta del paziente*



A



B



C



D



E



F



A Braccioli girevoli

B Pannello di controllo per l'operatore sanitario

C Pannello di controllo dell'occupante

* Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review
Joseph Adler, PT, DPT, CCS e Daniel Malone, PhD, MPT, CCS

* Poltrona medica motorizzata concepita esclusivamente per uso ospedaliero.

D Freni centralizzati a pedale

E Ganci integrati porta sacche per catetere

F Maniglie di trasporto verticali

Funzione di alzata assistita

supporta il paziente nel passaggio alla posizione eretta e contribuisce a promuovere la mobilità precoce.



Funzioni standard

- Poltrona motorizzata
- Pannelli di controllo per l'operatore sanitario sui due lati
- Pannello di controllo illuminato per l'occupante sui due lati, con comandi di blocco
- Sei posizioni
(Alzata assistita, Posizione reclinata, Posizione eretta 2, Posizione eretta 1, Trasferimento, Posizione inclinata)
- Possibilità di regolazione dell'altezza
- Sistema integrato di allarme di alzata dalla poltrona conforme alla norma IEC 60601-1-8 allarme di priorità media
- Braccioli girevoli
- Freno centralizzato a pedale
- Maniglie verticali per la manovra
- Due ganci integrati porta sacche per catetere
- Due ganci per la gestione delle linee
- Ruote da 8,9 cm
- Possibilità di tessuto in quattro colori (Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL 117)

Caratteristiche opzionali

- Batteria di backup
- Cavo di chiamata infermiere (6,35 mm/jack 1/4")
- Barriera antincendio CAL 133

Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la varietà dell'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi: TruRize Clinical Chair, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.



Caratteristiche tecniche

Modello numero	3333-000-000
Larghezza complessiva (Posizione eretta 1)	86 cm
Altezza complessiva (Posizione eretta 1)	da 135 a 155 cm
Lunghezza complessiva (Posizione piana)	185 cm
Sedile	
Larghezza	66 cm
Profondità	52,1 cm
Altezza dal pavimento (Posizione eretta 1)	da 48 a 66 cm
Altezza braccio dal pavimento	da 71 a 89 cm
Capacità di carico	158 kg
Sistema elettronico	
Standard di conformità	IEC60601-1
Volt	100-240 V CA
Amperaggio	4 A
Frequenza	50/60 Hz
Batteria (opzionale)	(2) Batterie al piombo-acido da 12V CC

Garanzia

- Due anni per i componenti

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Le specifiche tecniche sono state arrotondate al numero intero più vicino. Le conversioni sono state calcolate prima dell'arrotondamento.