

## TruRize®

### Fauteuil



### Aide à la mobilité.

Le rétablissement rapide de la mobilité du patient est essentiel pendant le processus de convalescence. On ne peut que souligner son importance pour la santé et le rétablissement du patient.\*

TruRize est une solution destinée à aider le personnel soignant dans le cadre d'un protocole de réhabilitation précoce du patient.

#### Caractéristiques clés

- Technologie offrant aux soignants les outils dont ils ont besoin pour mobiliser le patient.
- Premier système d'alarme intégré au fauteuil qui contribue à améliorer l'alerte des soignants en cas de chute du patient.\*



A



B



C



D



E



F



**A** Accoudoirs pivotants

**B** Panneau de commande utilisable par le soignant

**C** Panneau de commande utilisable par le patient

**D** Freins par appui unique

**E** Crochets intégrés pour poche à urine

**F** Poignées de transport verticales

\* Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review, Joseph Adler, PT, DPT, CCS and Daniel Malone, PhD, MPT, CCS. 2012.  
\* Chaise clinique motorisée conçue exclusivement pour une utilisation en milieu hospitalier. (Réhabilitation précoce en réanimation)

**La fonction Stand Assist (mise en station debout)** soutient le patient pour le passage en position debout, pour accompagner le rétablissement de sa mobilité.



## Fonctions Standards

- Fauteuil motorisé
- Panneaux de commande situés des deux côtés pour les soignants
- Panneaux de commande éclairés situés des deux côtés pour le patient
- Six positions (Stand Assist (mise en station debout), incliné, vertical 2, vertical 1, transfert, tendance)
- Réglable en hauteur
- Système d'alarme de sortie intégré au fauteuil conforme à la norme CEI 60601-1-8 pour les alarmes de priorité moyenne
- Accoudoirs pivotants
- Freins par appui unique
- Poignées verticales pour les déplacements
- Deux crochets intégrés pour poche à urine
- Deux crochets pour les lignes
- Roues de 8,9 cm
- Tissu disponible en quatre couleurs

## Options

- Batterie de secours
- Câble pour appel infirmière (prise jack 6,35 mm)
- Coupe-feu EN-1021-1 et EN-1021-2.

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle numéro</b>	3333-000-000
<b>Largeur totale (position verticale 1)</b>	86 cm
<b>Hauteur totale (position verticale 1)</b>	135 à 155 cm
<b>Longueur totale (entièrement à plat)</b>	185 cm
<b>Assise</b>	
<b>Largeur</b>	66 cm
<b>Profondeur</b>	52,1 cm
<b>Hauteur depuis le sol (position verticale 1)</b>	48 à 66 cm
<b>Hauteur des accoudoirs depuis le sol</b>	71 à 89 cm
<b>Capacité de charge</b>	158 kg
<b>Électronique</b>	
<b>Autorisations agence</b>	CEI60601-1
<b>Volts</b>	100-240 VAC
<b>Ampérage</b>	4 A
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Prise qualité hospitalière</b>	Oui
<b>Batterie (en option)</b>	(2) batteries plomb-acide 12V DC

## Garantie

- Deux ans pour les pièces selon les conditions prévues au contrat

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

Les nouvelles caractéristiques seront applicables à toutes commandes passées après leur entrée en vigueur.

## Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de la santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Le TruRize est conçu pour servir de structure de soutien qui place les patients en position droite, assise, inclinée, sur le dos ou en décline.

Le produit offre une aide à la mise en position debout pour les patients qui peuvent avoir des difficultés à se mobiliser. Le TruRize est un Dispositif Médical de classe I. Le produit décrit dans ce document n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.



OTHMEDBRO18FR-BL

DFS 08/2017

2017-14112

Copyright © 2017 Stryker



**Stryker Medical**  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002 USA

Distribué par:

Stryker France SAS  
ZAC Avenue de Satolas Green  
69330 Pusignan  
France  
t : +33 4 72 45 36 00  
f : +33 4 72 45 36 99

Capital social: 27 495 520 euros  
333 710 275 RCS Lyon