


Ultra Comfort SE™

Colchão para macas



A próxima geração de superfícies de suporte para macas

Quando desenvolvemos a série SE de superfícies para macas, focamos nosso design inovador em ajudar na prevenção proativa.

A superfície de suporte Ultra Comfort SE foi projetada com a experiência geral do paciente em mente e possui recursos específicos para ajudar na melhoria dos resultados.1

Principais características

- Tampa de poliuretano termoplástico (TPU) * projetada para facilitar o uso e fornece maior resistência química
- Costuras soldadas por RF limitam a entrada e a infiltração de fluidos
- O zíper de três lados permite a inspeção da condição dos componentes internos
- capacidade de peso de 700 lb.
- compatível com raio X



Compatível com as nossas macas

O design e a espessura das superfícies de suporte Ultra Comfort SE permitem compatibilidade com as macas da Stryker



Costuras soldadas

Costuras são uma área problemática comum para infecção. Nossas tampas são seladas com um tipo específico de ligação eletromagnética, utilizando solda por RF para limitar a entrada e a infiltração de fluidos.



Zíper de três lados

Agora, os profissionais de saúde podem inspecionar completamente a condição dos componentes internos de sua superfície de maca com o novo zíper de três lados.




Durabilidade

O colchão Ultra Comfort SE foi projetado para facilitar o uso, especialmente durante o processo de manutenção e cuidados. É fabricado com uma capa de poliuretano termoplástico (TPU) * para aumentar a resistência química.

Ultra Comfort SE

Colchão para macas



Características Padrão

- Tampa em poliuretano termoplástico (TPU) *
Costuras soldadas
- Zíper de três lados
- Capacidade de peso de 700 lb.
- Compatível com Macas Stryker

Especificações

Número do modelo	1703-034-300	1704-034-300	1704-034-600
Largura total	30 in (76 cm)	30 in (76 cm)	26 in (66 cm)
Comprimento total	76 in (193 cm)	76 in (193cm)	76 in (193 cm)
Espessura	3 in (7.6 cm)	4 in (10 cm)	4 in (10 cm)
Capacidade de peso	700 lb. (317 kg)	700 lb. (317 kg)	700 lb. (317 kg)

Características Opcionais

- Cobertura de policarbonato e poliuretano (PCPU)

Padrões de inflamabilidade: EUA 16 CFR 1632; CALTB117

Padrões de inflamabilidade para cobertura opcional de policarbonato e poliuretano: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2 Método 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Cláusula 9; BFD IX-11; UNI9175

A Stryker se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
garantia

A Stryker Medical, uma divisão da Stryker Corporation ("Stryker"), garante que sua Superfície de suporte Ultra Comfort SE modelo 1703 e 1704. O produto estará livre de defeitos de material e mão de obra. A garantia da Stryker cobre apenas os seguintes itens durante o uso normal, como a seguir

- Montagem do núcleo: um (1) ano
- Barreira contra incêndio: um (1) ano
- Cobertura da superfície de suporte: um (1) ano

*cobertura opcional de policarbonato e poliuretano (PCPU) disponível

Recomendado para ser implementado em combinação com a avaliação clínica de fatores de risco e avaliações da pele feita por um profissional de saúde.

A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades afiliadas possuem, usam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Ultra Comfort SE, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou proprietários.

Mkt Lit-1439 15 DEC 2016 Rev B.2
Copyright © 2017 Stryker
Printed in U.S.A.

3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA
t: 269 329 2100
toll free: 800 327 0770

patienthandling.stryker.com

Este documento destina-se a uso exclusivo dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde sempre devem utilizar seu julgamento clínico profissional para decidir se usam ou não um produto em particular no tratamento de um paciente. A Stryker não oferece qualquer assessoria médica e recomenda aos profissionais da saúde que estejam treinados no uso de qualquer produto antes de utilizá-lo em uma cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto da Stryker. Os profissionais da saúde devem sempre consultar o folheto incluído com o produto, a rotulagem do produto e/ou as instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e esterilização (se aplicável) antes de usar qualquer produto Stryker. É possível que alguns produtos não estejam disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade de produtos está sujeita às legislações e/ou às práticas médicas vigentes em cada mercado.

Favor contatar seu representante local da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua região.

Todas as marcas registradas são marcas registradas de seus respectivos proprietários ou possuidores. A Stryker se reserva o direito de alterar especificações sem notificação.