

ST1-X

Wózek transportowy



Podstawowy transport pacjentów.

Wózek ST1-X to podstawowy wózek transportowy. Wózek zaprojektowany w celu spełnienia podstawowych potrzeb oddziałów szpitalnych został wyposażony w piąte koło, które zapewnia łatwiejsze sterowanie, oraz dwupoziomą konstrukcję z materiału HPL do badań rentgenowskich w celu spełnienia potrzeb związanych z badaniami obrazowymi.

Wyposażenie podstawowe

- Piąte koło
- Poręcze boczne składane pod leże
- Dwupoziomowa konstrukcja do badań rentgenowskich (materiał HPL, na całej długości)
- 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne
- Mechanizm blokady centralnej

Wyposażenie dodatkowe

- Podstawowy materac 8 cm x 61 cm x 193 cm (3 cale x 24 cale x 75.5 cale)
- Opcja składanego uchwyty do prowadzenia
- Pasy do unieruchamiania pacjenta
- Kolorowe oznaczenie pokrywy podstawy (czerwone, granatowe, szare)
- Pionowy uchwyt na butlę tlenową
- Półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta
- Uchwyt na papier

Especificaciones

Numer modelu

ST1-X 6300-000-200

Długość całkowita

217 cm (85,4 cala)

Wysokość

61 cm (24 cala)

Szerokość całkowita

78 cm (30,7 cala)

Z podniesionymi poręczami

78 cm (30,7 cala)

Z opuszczonymi poręczami

73,5 cm (28,9 cala)

Udźwig

215 kg

Poz. Trendelenburga/anty-Trendelenburga

±16°

Powierzchnia leża

62 cm ± 0,5 cm ± 193 cm
(24,4 cala x 76 cali)

Gwarancja

Gwarancja może różnić się w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker Medical.

Medical

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca szkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z produktów firmy Stryker lekarz musi zapoznać się z ulotką informacyjną, etykietami oraz instrukcją użytkowania produktu.

Nie wszystkie produkty muszą się znajdować na poszczególnych rynkach, ponieważ ich dostępność regulują przepisy prawne lub odnośne zalecenia medyczne. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź serwisowych: Stryker, ST1 i ST1-X. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odnośnych właścicieli.

Przedstawione produkty oznaczono symbolem CE zgodnie ze stosownymi przepisami i dyrektywami UE.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone do dystrybucji poza obszarem UE i ESWH.



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave., Portage
MI 49002 U.S.A



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 10
1101 CM Amsterdam
Netherlands

Dystrybucja:
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska
t: +48 22 429 55 50



PHMISC-BRO-1_19986PL Rev 1
SDL 2019/10
2019-19986

copyright © 2019 Stryker
stryker.com