


**PHYSIO
CONTROL**

Outil de gestion DAE **LIFELINKcentral™**

La disponibilité opérationnelle
de vos dispositifs est importante.



Prenez la main avec une solution complète, connectée pour la gestion de vos DAE (défibrillateurs automatisés externes).

stryker

Les DAE sauvent des vies. Mais seulement s'ils sont opérationnels.

L'arrêt cardiaque soudain peut frapper n'importe qui, n'importe où. C'est pourquoi les défibrillateurs d'accès public sont si importants. Ils apportent la technologie de réanimation où elle peut avoir le plus d'impact. Jusqu'à présent, la maintenance des défibrillateurs demandait énormément de temps et était sujette à erreurs.

Avec l'Outil de gestion DAE LIFELINKcentral, la gestion de vos DAE n'a jamais été aussi facile ni aussi précise. Non seulement vous saurez avec certitude que vos DAE sont opérationnels dès que vous en avez besoin, mais vous ferez des économies sur votre programme de gestion des DAE en éliminant les vérifications manuelles des appareils connectés et en améliorant le suivi de ceux qui ne le sont pas.

Connecté et opérationnel.

L'Outil de gestion LIFELINKcentral facilite l'auto-gestion avec le défibrillateur LIFEPAK CR2, un DAE connecté par Wi-Fi® ou réseau cellulaire. Que vous possédiez un DAE ou 100, situés dans un seul bureau ou à des milliers de kilomètres de distance, les informations relatives à l'emplacement, l'état de la batterie et la disponibilité opérationnelle sont automatiquement rassemblées par le logiciel et sont faciles à gérer grâce au tableau de bord en ligne*. L'Outil de gestion DAE LIFELINKcentral vous alerte de toutes les situations affectant la disponibilité opérationnelle du DAE.

Pour chacun des appareils connectés LIFEPAK CR2, vous pouvez :

- Surveiller à distance les informations sur sa disponibilité opérationnelle
- Le localiser sur une carte et détecter les changements d'emplacement
- Être alerté de toutes situations ayant une influence sur la disponibilité opérationnelle de l'appareil, par exemple l'état de charge des batteries
- Accéder à un tableau de bord présentant les statuts de l'ensemble des DAE connectés*
- Être alerté par Wi-Fi de l'utilisation d'un DAE
- Envoyer automatiquement les informations d'un arrêt cardiaque soudain par Wi-Fi aux équipes de secours en route vers le patient
- Envoyer par connexion sans-fil les données et rapports d'intervention aux hôpitaux et prestataires de soins médicaux
- Recevoir des notifications en cas d'épuisement des batteries ou de dépassement de la date de validité des électrodes



Système de gestion complet.

Avec l'Outil de gestion DAE LIFELINKcentral, vous pouvez gérer tous vos DAE, même ceux qui ne sont pas connectés au réseau. Il suffit d'entrer manuellement les informations concernant l'appareil, puis de mettre à jour les données d'inspection de manière régulière. Vous disposez de tous les renseignements sur la disponibilité opérationnelle des appareils. Vous pouvez même les localiser sur une carte et définir des alertes pour le remplacement prévu des batteries ou des électrodes.*

Un plan pour chaque programme DAE.

Avec chaque défibrillateur LIFEPAK CR2 un accès « Basic » à l'Outil de gestion DAE LIFELINKcentral vous est fourni, mais de nombreuses raisons peuvent vous conduire à faire évoluer votre service vers un service toutes options.

	BASIC	ADVANTAGE	PREMIUM	TRACK
DAE COUVERTS				
DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi®, Wi-Fi+3G	X	X	X	X
DAE Physio-Control non connectés (saisie manuelle)		X	X	X
Tous les autres DAE (saisie manuelle)		X	X	X
SERVICES DISPONIBLES				
Accès au portail	Limité	Sans restrictions	Sans restrictions	Sans restrictions
Notifications par e-mail – Disponibilité opérationnelle				
DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi, Wi-Fi+3G	X	X	X	X
Tous les autres DAE, équipements personnalisés (sur base des données entrées manuellement)		X	X	X
Notifications par e-mail – Utilisation				
DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi	X	X	X	X
Suivi par un Responsable Support aux notifications par e-mail			X	X
Assistance pour le compte				
Service clients	X	X	X	X
Responsable Support dédié			X	X
Supervision/appels proactifs, rapports et analyse comparative du tableau de bord			X	X
Services post-événementiels des DAE Physio-Control				
Résumé des données post-événementielles		X	X	X
Vérification de la disponibilité opérationnelle de l'appareil		X	X	X
Réapprovisionnement gratuit en fournitures		X	X	
Valeur ajoutée pour les DAE Physio-Control				
Mises à jour gratuites du logiciel	X	X	X	X
Mises à jour gratuites du logiciel Premium			X	X

* Les services sont réalisés via une connexion sans fil pour le DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi, Wi-Fi+3G, et pour tous les autres DAE Physio-Control via téléassistance ou sur le site, si disponible dans votre région.

Soyez certains d'être opérationnels.

Imaginez un futur où une meilleure technologie permet de meilleurs résultats – et plus de vies sauvées. Lorsqu'un arrêt cardiaque soudain survient, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour la prise en charge de vos employés, clients, étudiants et du public. C'est pourquoi nous avons créé le système de gestion des DAE le plus simple, mais également le plus complet du marché. L'Outil de gestion DAE LIFELINKcentral automatise la gestion des appareils connectés LIFEPAK CR2 et peut servir à la gestion manuelle de tous les DAE LIFEPAK et HeartSine.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Physio-Control ou visiter notre site web www.physio-control.fr.

Si vous avez fait l'acquisition de votre défibrillateur LIFEPAK CR2 auprès d'un distributeur ou revendeur Physio-Control agréé, celui-ci aura accès à votre compte d'Outil de gestion des DAE LIFELINKcentral et pourra recevoir des notifications envoyées par le défibrillateur LIFEPAK CR2. Remarque : ce réglage pour notifier votre distributeur ou revendeur peut être désactivé à TOUT moment. Si vous souhaitez le désactiver, envoyez une demande au service client Physio-Control afin de gérer votre propre site et d'arrêter l'envoi de notifications à votre distributeur ou revendeur.

Physio-Control fait désormais partie de Stryker.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant local Physio-Control ou consultez notre site www.physio-control.fr

Physio-Control Headquarters 11811 Willows Road NE Redmond, WA 98052 USA Tel 425 867 4000 www.physio-control.com	Physio-Control Operations Netherlands B.V. Herikerbergweg 110 1101 CM Amsterdam Netherlands Tel +31 (0)43 3620008 Fax +31 (0)43 3632001	BENELUX Sales Office Galjoenweg 68 6222 NV Maastricht NL Tel +32 (0)70 222 098 Fax +32 (0)70 222 137 www.physio-control.com	Physio-Control France Sales S.A.R.L. Physio Control chez Stryker France ZAC Avenue de Satolas Green 69330 Pusignan France Tél + 33 4 72 45 36 00 Fax +33 (0) 58 04 27 29 www.physio-control.fr	Physio-Control Canada Physio-Control Canada Sales, Ltd. 45 Innovation Drive Hamilton, ON L9H 7L8 Canada Toll free 800 895 5896 Fax 866 430 6115
--	---	---	---	---

 Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052, États-Unis

 0123

©2018 Physio-Control, Inc. Le DAE LIFEPAK CR2 n'est pas disponible dans tous les pays, notamment aux États-Unis. Les plans ou forfaits de services de Programme de gestion des DAE LIFELINKcentral sont disponibles dans certains pays. Veuillez prendre contact avec votre représentant Physio-Control pour plus de détails.

Tous les noms de produits cités sont des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.

GDR 3329325_B