

LIFELINKcentral™ AED Program Manager

Einsatzbereitschaft ist wichtig.



Übernehmen Sie die Kontrolle mit einer vollständigen, vernetzten Lösung für das AED- Programmmanagement.

AEDs funktionieren.

Aber nur wenn sie einsatzbereit sind.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem widerfahren—jederzeit und überall. Aus diesem Grund sind öffentlich zugängliche Defibrillatoren so wichtig. Sie stellen eine lebensrettende Technologie zur Verfügung, wo sie am meisten bewirken kann. Allerdings war eine ständige Systemwartung bisher zeitaufwendig und fehleranfällig—das ändert sich jetzt.

Mit LIFELINKcentral AED Program Manager ist das Verwalten Ihrer AEDs jetzt einfacher und genauer als je zuvor. Sie erhalten nicht nur die Gewissheit, dass Ihre AEDs bereit sind, wenn sie benötigt werden, Sie sparen auch Zeit und Geld beim AED-Programmmanagement, da manuelle Prüfungen bei vernetzten Geräten unnötig werden und die Statusverfolgung selbst von nicht vernetzten Geräten effizienter wird.

Vernetzt und bereit.

Mit dem LIFEPAK CR2 Defibrillator, einem über WLAN oder Mobilfunknetz verbundenen AED, ermöglicht der LIFELINKcentral Program Manager die selbständige Verwaltung. Standort, Batteriestand und weitere Bereitschaftsinformationen werden von der Software automatisch abgerufen, damit eine einfache Verwaltung über das Online-Dashboard* möglich ist— egal ob Sie einen AED oder 100 an einem einzigen Standort oder über Tausende Kilometer verteilt haben. Der LIFELINKcentral AED Program Manager sendet Ihnen sogar Meldungen über alle Gegebenheiten, die Auswirkungen auf die Bereitschaft des AEDs haben könnten.



Für jeden vernetzten LIFEPAK CR2 können Sie:

- Bereitschaftsinformationen fern überwachen
- Standort auf einer Landkarte anzeigen sowie Standortänderungen erkennen
- Meldungen zu Situationen empfangen, die Auswirkungen auf die Bereitschaft haben, wie Batteriestand
- Dashboard mit dem Status aller vernetzten AEDs anzeigen*
- Meldungen über WLAN empfangen, wenn ein AED verwendet wurde
- Ereignisdaten zu einem plötzlichen Herzstillstand automatisch über WLAN an eintreffendes Rettungspersonal senden
- Ereignisdaten und -berichte kabellos an Krankenhaus- und medizinisches Versorgungspersonal senden
- Benachrichtigungen erhalten, wenn Batterien oder Elektroden kurz vor dem Verfallsdatum stehen oder bereits verfallen sind

Komplettes Verwaltungssystem.

Sie können alle Ihre AEDs mit LIFELINKcentral AED Program Manager verwalten, selbst die nicht vernetzten. Geben Sie einfach die Geräteinformationen manuell ein und aktualisieren Sie dann regelmäßig die Überprüfungsdaten. Dadurch erhalten Sie eine vollständige Dokumentation der Bereitschaftsdaten. Sie können die Geräte sogar auf einer Landkarte lokalisieren und Meldungen für einen geplanten Batterie- oder Elektrodenwechsel erstellen.*

Ein Plan für jedes AED-Programm.

Jeder LIFEPAK CR2 Defibrillator umfasst einen Standardzugang zum LIFELINKcentral AED Program Manager, aber es gibt zahlreiche Gründe für eine Investition in ein vollständiges Servicepaket.

	STANDARD	ADVANTAGE	PREMIUM	TRACK
UNTERSTÜTZTE AEDs				
LIFEPAK CR2 AED WLAN oder WLAN+3G	X	X	X	X
Physio-Control nicht vernetzte AEDs (manuell einzugeben)		X	X	X
Alle anderen AEDs (manuell einzugeben)		X	X	X
VERFÜGBARE SERVICES				
Portalzugang	Eingeschränkt	Vollständig	Vollständig	Vollständig
E-Mail-Benachrichtigungen – Bereitschaft				
LIFEPAK CR2 AED WLAN oder WLAN+3G	X	X	X	X
Alle anderen AEDs, kundenspezifische Geräte (basierend auf manuell eingegebenen Daten)		X	X	X
E-Mail-Benachrichtigungen – Verwendung				
LIFEPAK CR2 AED WLAN	X	X	X	X
Nachbereitung der E-Mail-Benachrichtigungen durch Kundendienstberater			X	X
Kundenbetreuung				
Kundendienst	X	X	X	X
Spezieller Kundendienstberater			X	X
Proaktive Überwachung/Anrufe, Dashboard-Berichte und Benchmarking			X	X
Nachträgliche Dienstleistungen für Physio-Control AEDs nach dem Ereignis				
Nachträglicher Zusammenfassungsbericht nach dem Ereignis		X	X	X
Überprüfung der Gerätebereitschaft		X	X	X
Kostenlose Nachlieferung von Zubehör		X	X	
Zusätzlicher Wert für Physio-Control AEDs				
Kostenlose Software-Updates	X	X	X	X
Kostenlose Aufrüstung zur Premium-Software			X	X

* Services sind kabellos für LIFEPAK CR2 AED WLAN und WLAN+3G. Für alle anderen Physio-Control AEDs stehen Services über Fernunterstützung oder, soweit an Ihrem Standort verfügbar, vor Ort zur Verfügung.

Seien Sie einsatzbereit.

Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der eine bessere Technologie für bessere Ergebnisse sorgt—und für mehr gerettete Leben. Im Falle eines plötzlichen Herzstillstands wollen Sie das Beste für Ihre Mitarbeiter, Kunden, Schüler und die Öffentlichkeit. Aus diesem Grund haben wir das einfachste und umfangreichste AED-Managementsystem entwickelt. Der LIFELINKcentral AED Program Manager automatisiert das AED-Programmmanagement für vernetzte LIFEPAK CR2 Geräte und kann verwendet werden, um alle LIFEPAK und HeartSine AEDs manuell zu verwalten.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter www.physio-control.com.

Wenn Sie Ihren LIFEPAK CR2 Defibrillator von einem autorisierten Physio-Control Vertriebspartner oder Verkäufer erworben haben, wird dieser Zugriff auf Ihr LIFELINKcentral AED Program Manager Konto haben und erhält möglicherweise Benachrichtigungen von Ihrem LIFEPAK CR2 Defibrillator. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung zur Benachrichtigung Ihres Vertriebspartners oder Verkäufers JEDERZEIT deaktiviert werden kann: Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Physio-Control mit der Bitte um selbstständige Verwaltung Ihres Kontos ohne Versand von Benachrichtigungen an Ihren Vertriebspartner oder Verkäufer.

Physio-Control ist jetzt Teil von Stryker.

Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Physio-Control Gebietsleiter, um weitere Informationen zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website unter www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch