

stryker



Höchste Flexibilität
für eine bessere Versorgung

LIFEPAK® 15-Monitor/-Defibrillator

Vielseitig. Intuitiv. Leistungsstark.

Überwachen Sie Patienten mit einem flexiblen und konfigurierbaren Monitor/Defibrillator, der in jedem Krankenhausbereich verwendet werden kann. Auch bei kritischen Ereignissen lässt sich der Monitor/Defibrillator intuitiv bedienen und liefert sofortige Erkenntnisse für die schnelle Einleitung von Maßnahmen. Er ist einsatzbereit, wenn Sie ihn am dringendsten benötigen. Lernen Sie eine voll ausgestattete Überwachungslösung kennen, die ein eskalierendes Energieprotokoll bis zu 360J, eine erweiterte HLW-Anleitung und verbesserte Sichtbarkeit verfügt, damit Sie Ihre Arbeit einfacher erledigen und Patientenergebnisse verbessern können.

✂ ✂ Flexibel einsetzbar



- Ideal für jeden Bereich im Krankenhaus — vom Notfallwagen bis zur erweiterten Überwachung
- Geräte standardisieren und Schulungen des Personals optimieren
- Hoch konfigurierbare Optionen ermöglichen Anpassung an Behandlungsstandards und Versorgungsanforderungen in verschiedenen Abteilungen

★ Einfach anzuwenden

- Eine Taste, eine Anwendung – schnelle Aktivierung spezifischer Behandlungen für alle Ebenen der medizinischen Fachkräfte
- Sicheres Reagieren mit einfachem Zugriff auf ein intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Übertragung von HLW-Daten zum effektiven Debriefing nach einem Ereignis über Standard-Defibrillationselektroden



Leistungsstark

- Behandlung schwer zu defibrillierenden Patienten mit eskalierendem Energieprotokoll bis zu 360 J
- Verbesserung der HLW-Qualität durch physiologisches Feedback mithilfe der EtCO₂-Trenderfassung
- Beschleunigung der Aktivierung von Versorgungsteams durch einfache Erfassung und Übertragung von 12-Kanal-Berichten an andere Einrichtungen oder Abteilungen



Zuverlässig

- Höchste Bewertung der Anwenderzufriedenheit in allen Einzelkategorien (MD Buyline, 3. Quartal 2019)¹
- Verfolgung der Gerätebereitschaft mit virtueller Geräteüberwachung und automatischen Warnmeldungen bei Statusänderungen
- Wartung Ihres Geräts mit kundenspezifischen Plänen und biomedizinischer Schulung vor Ort



Höchste Flexibilität auf einen Blick

Einfache Behandlung von STEMI-Patienten mit ST-Trendüberwachung und 12-Kanal-EKG-Übertragung über das LIFENET® System

Zwei langlebige Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen eine sechsstündige Überwachung – zusätzliche Option des Netzstromanschlusses

Robuster und stoßabsorbierender Griff sowie ein doppelt geschützter Bildschirm halten Stürzen vom Bett oder beim Patiententransport stand

Deutlich zu hörendes HLW-Metronom hilft bei der Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Kompressionsrate ohne zusätzliche externe Geräte oder teure Pads

Großer, hochauflösender Bildschirm erhöht die Sichtbarkeit und beinhaltet einen dritten Kanal für die Überwachung von Kurven

Schnelle Erfassung von Patienten- und HLW-Leistungsdaten für eine genaue Dokumentation und eine schnelle Analyse in der CODE-STAT™ Data Review Software und Service

Reduzierung des Bedarfs an zusätzlichen Geräten mit erweiterten Überwachungsoptionen, einschließlich NIBP, EtCO₂, SpO₂, CO, Met, 12-Kanal-EKG, Temperatur und invasivem Druck

Unterstützung bei der Identifizierung der Rückkehr des Spontankreislaufs (Return Of Spontaneous Circulation, ROSC) und der Beurteilung der HLW-Qualität mit niedrigen Bereichen auf der EtCO₂-Kurve mit Werten von 0-20 mmHg (entsprechend der ERC-Richtlinien) durch Integrated Medtronic Microstream™ EtCO₂-Überwachung

100 mm-Drucker bietet eine deutliche Sichtbarkeit der Kurven und Patientendaten

Verstärkter Kabelanschluss gibt Vertrauen für eine sichere Therapie





Eine Sache des
Vertrauens

strykeremergencycare.com

Referenz

1. MD Buyline. Monitor/Defibrillator User Satisfaction Ratings. 3. Quartal 2019. <https://www.tractmanager.com/>

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Stryker-Vertreter oder besuchen Sie unsere Website auf stryker.com

Emergency Care

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hier enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite der Stryker-Produkte darzustellen. Vor der Verwendung von Stryker-Produkten ist das medizinische Fachpersonal verpflichtet, stets die Betriebsanweisungen zu lesen, um umfassende Anweisungen zu Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie zu möglichen unerwünschten Ereignissen zu erhalten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertreter. Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Anwender der folgenden Marken oder Zeichen: CODE-STAT, LIFEPAK, LIFEPAK, Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Sind Namen von Produkten, Merkmalen oder Dienstleistungen bzw. Logos nicht in dieser Liste aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass Stryker für den Namen oder das Logo auf Marken- oder andere geistige Eigentumsrechte verzichtet.

05/2021
GDR 3308309_F
Copyright © 2021 Stryker



CE-Klasse IIb (0123)

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Gebührenfrei: 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Niederlande
Tel.: +31 (0)43 3620008
Fax: +31 (0)43 3632001