

stryker

LIFEPAK® 35

Monitor/Defibrillator



**Intuitiv.
Klinisch fortgeschritten.
LIFEPAK TOUGH.**



Wenn Sie im Einsatz auf Notfälle reagieren, benötigen Sie einen Monitor/Defibrillator, der **klinisch auf dem neuesten Stand und robust ist.**^{1,2}



Basiert auf einer Tradition des Vertrauens. **Für die Zukunft gerüstet.**

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Technologien und Geräte, die von Ersthelfer wie Ihnen bei kritischen Ereignissen eingesetzt werden. Unser hart verdienter Ruf umfasst Detailgenauigkeit und eine Leistung, die über die übliche weit hinausgeht.

Die Entwicklung neuer Produkte braucht Zeit – aber die Ergebnisse sind es wert. Jeder Schritt unseres Prozesses war von Ihrem Engagement inspiriert, da wir Ihre Anforderungen mit dem Ziel angegangen sind, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Dieser LIFEPAK 35 mag sich innerlich und äußerlich unterscheiden, aber der Schwerpunkt bleibt derselbe: **Leben retten.**

Einführung des **LIFEPAK 35**

Der LIFEPAK 35 ist ein klinisch fortschrittlicher Monitor/Defibrillator mit proprietären Werkzeugen und Technologien, die auf einer intuitiven³, modernen Plattform für eine fortschrittliche Patientenversorgung basieren. Es handelt sich dabei um ein zukunftsicheres Gerät, das die zuverlässige Versorgung von Herzpatienten¹ unterstützt und ausgezeichnete klinische Ergebnisse in der modernen Gesundheitsversorgung von heute ermöglicht.



Intuitiv



Der LIFEPAK 35 verfügt über einen großen, einfach zu bedienenden Touchscreen³ und fortschrittliche Werkzeuge zur Unterstützung klinischer Entscheidungen. Diese Werkzeuge ermöglichen eine individuell anpassbare klinische Bedienung, die zur Verringerung der kognitiven Belastung beiträgt.³

Klinisch fortgeschritten



Wenn jede Sekunde zählt, brauchen Sie Werkzeuge/Geräte, die genauso schnell im Einsatz sind wie Sie selbst. Dank erweiterter vernetzter Funktionen, die Einblicke und Anleitungen bieten, ist der LIFEPAK 35 ein zuverlässiger Begleiter an Ihrer Seite – immer dann, wenn es die Zeit nicht ist.

LIFEPAK TOUGH



Die LIFEPAK 35 Plattform basiert auf einer Tradition lebensrettender Produkte und wurde für die modernen medizinischen Fachkräfte von heute überarbeitet. Sie steht für Vertrauen und Robustheit und kann dazu beitragen, die Patientenversorgung zu verbessern.

Verbesserung der Patientenversorgung jetzt und in der Zukunft

In Zusammenarbeit mit Kunden wie Ihnen haben wir ein Gerät entwickelt, das Ihnen mehr Kontrolle bei kritischen Ereignissen ermöglicht. Der LIFEPAK 35 Monitor/Defibrillator bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen fortschrittlichen klinischen Technologien und einfacher Handhabung^{1,2} und vereint all das in einem Gerät, auf das Sie sich auch in schwierigen Situationen verlassen können.³

Im SunVue™ Modus ist eine einfache Anzeige des Bildschirms unter verschiedenen Lichtbedingungen möglich.³

Integrierte Dokumentationswerkzeuge können dazu beitragen, die Zeit bis zur Behandlung zu verkürzen und Berechnungsfehler zu reduzieren.¹

cprINSIGHT® verbessert die HLW-Leistung im AED-Modus, indem Pausen* während der Herzdruckmassage reduziert werden.⁵

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ereignisliste mit bis zu 40 Medikationen und 40 Behandlungen.^{2,7}

Optimieren Sie schnell und einfach die Patientenversorgung, indem Sie individuelle Erinnerungen für Medikationen und Therapien einrichten.¹

Nach vorne gerichtete rechtwinklige Kabelanschlüsse ermöglichen den einfachen Zugriff auf Zubehör zur Überwachung.³



* Die Pausen vor dem Schock wurden signifikant auf durchschnittlich 8 Sekunden reduziert, im Vergleich zu durchschnittlich 22 Sekunden mit dem konventionellen AED. Die Kompressionsfraktion mit cprINSIGHT betrug 86 % gegenüber 80 % in der Gruppe mit konventionellem AED.

LIFEPAK 35: 10,4 Zoll XGA, 1024 x 768, 52,9 Zoll²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4 Zoll VGA, 640 x 480, 33,8 Zoll²

Ein großer, robuster Touchscreen

Der hochauflösende 10,4-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine an die jeweiligen Funktionen anpassbare Anzeige. Das robuste, chemisch verstärkte Glas² ist doppelt handschuhfreundlich und hält direkten Stößen und Stürzen stand.² Sie können bis zu 12 Überwachungsparameter gleichzeitig anzeigen und Ableitungen sortieren und umbenennen.³

Therapieoptionen, einschließlich des pädiatrischen AED-Modus, helfen bei der Behandlung von Patienten durch eine einstellbare Eskalation der biphasischen Energie von 1 J bis 360 J.*^{2,6}

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie Daten zur Analyse über integriertes WLAN oder Bluetooth übertragen.¹

Durch einmaliges Antippen des Bildschirms können Einsatzkräfte während eines Ereignisses zwischen Echtzeit und abgelaufener Zeit umschalten.¹

Die intuitive Benutzeroberfläche lässt sich einfach bedienen und erfordert nur minimale Schulung.**³

Die 12/15-Kanal-Echtzeit-Anzeige mit STJ Insight™ bietet eine grafische Darstellung des EKGs zur Diagnose einer Myokardschädigung.¹

Das duale FLEX Lithium-Ionen-Akku-System ermöglicht neun Stunden Überwachung.⁴

Der integrierte Ständer kann für eine optimale Anzeige positioniert werden.¹




* Informationen zu den Altersbereichen von Kindern und Neugeborenen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für den LIFEPAK 35 Monitor/Defibrillator, 3350861, 2024.

** Basierend auf den befragten Teilnehmern.


Fortschrittliche Technologie sorgt für **Klarheit und Vertrauen**

Mit unseren klinisch fortschrittlichen Werkzeugen für die Therapie können Sie sich ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren




Menü zur Entscheidung nach der Synchronisierung

Nach jedem Schock wird automatisch ein Menü für die Modusauswahl auf dem Bildschirm angezeigt, das die Einsatzkraft auffordert, die Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen.³



Digitales Messwerkzeug

Zeigt die automatische Berechnung des Herzintervalls auf dem Bildschirm an¹



STJ Insight

Bietet eine erweiterte Ansicht der ST-Segment-Messungen, mit der die Position und Größe von ischämischen ST-Segment-Änderungen besser beurteilt werden können. Die ST-Trendüberwachung bietet außerdem einen automatischen Alarm bei klinisch signifikanten Änderungen, um den Arzt bei der Diagnose von Herzmuskelschädigungen zu unterstützen.¹

Verbessern Sie **Ihre Reaktionszeiten**

Ob auf der Straße oder in der Notaufnahme – unser Fokus liegt auf dem Bereitstellen von nahtlosen Arbeitsabläufen, durch die Sie eine schnelle und hochwertige Versorgung unter Druck gewährleisten können. Mit dem LIFEPAK 35 können Sie Ereignisse und Medikationslisten anpassen,^{1,7} die HLW-Zeit nachverfolgen¹ und Erinnerungen auf dem Bildschirm erstellen.^{1,3} Durch das Optimieren von Prozessen können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist – Leben zu retten.

Mit den digitalen LIFENET Lösungen für das Gesundheitssystem⁸ auf dem Laufenden bleiben



Mit LIFENET Asset einsatzbereit bleiben

Verwalten Sie Ihre Geräte per Fernzugriff, empfangen Sie Statuswarnungen und zeigen Sie den statischen/dynamischen Gerätestandort an.⁹



Effektive Reaktion mit LIFENET Care

Gewährleisten Sie eine bessere Versorgung durch die Übertragung, Weitergabe und Erfassung von Patientendaten, um die Kommunikation und Koordination Ihres Teams zu verbessern.⁸



Schnelle Überprüfungen mit CODE-STAT™

Greifen Sie automatisch auf Daten zu, teilen Sie diese und überwachen Sie die Leistung zur Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten.⁹



LIFEPAK TOUGH™

Dank strengen Tests nach Schutzart IP55 ist der LIFEPAK 35 immer für Sie da – unabhängig davon, wohin Sie der nächste Anruf führt.^{1,2}

Langjähriges **Vertrauen**

Seit sechs Jahrzehnten haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden Lösungen und Technologien entwickelt, die Leben retten. Unsere Geräte wurden bis auf den Gipfel des Mount Everest und in den Orbit zur Internationalen Raumstation gebracht. Heute werden mehr als eine halbe Million Einheiten auf Feuerwehrwagen, Rettungswagen und Reanimationswagen weltweit verwendet.¹⁰ Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, erhalten Sie auch hervorragenden Service und Support. Unser entschiedenes Qualitätsversprechen steht für Geräte, auf die Sie sich in kritischen Situationen verlassen können – damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – Leben retten in der Gemeinschaft, am Einsatzort und im Krankenhaus.



Wenn Sie weitere Informationen über den LIFEPAK 35 Monitor/Defibrillator wünschen, wenden Sie sich an Ihren Stryker Vertreter vor Ort oder besuchen Sie [Stryker.com](https://www.stryker.com).

Referenzen:

1. Daten liegen vor, Stryker OI 3350861. 2. Daten liegen vor, Stryker SHVR 3338410. 3. Daten liegen vor, Stryker HFVR 3338373. 4. Daten liegen vor, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, S., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. *Resuscitation*, 162, 320-328 6. Daten liegen vor, Stryker UND-3331509 Abschnitt 6.5. 7. Daten liegen vor, Stryker Technisches Handbuch 3350864. 8. Daten liegen vor, Stryker LCCR 3349947 und 3347969. 9. Interne Daten liegen vor. LSWISIFU. 3327690. 10. Basierend auf internen Verkaufsdaten

Dieses Dokument ist nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung basierend auf ihrer Erfahrung und klinischen Einschätzung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt keine medizinische Beratung und empfiehlt medizinischen Fachkräften eingehende Produktschulungen vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hier enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, das Produktangebot von Stryker darzustellen. Vor der Verwendung von Stryker Produkten ist medizinisches Fachpersonal verpflichtet, stets die vollständigen Bedienungsanleitungen zu lesen, um umfassende Anweisungen zu Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie zu möglichen unerwünschten Ereignissen zu erhalten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und/oder medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter. Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen und verwenden die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken oder haben diese angemeldet: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken der jeweiligen Eigentümer oder Inhaber. Sind Namen von Produkten, Merkmalen oder Dienstleistungen bzw. Logos nicht in dieser Liste aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass Stryker für den Namen oder das Logo auf Marken- oder andere geistige Eigentumsrechte verzichtet.

04/2025

EC-L35-BROC-1654500_REV-0_de_de Copyright © 2025 Stryker



Hergestellt von:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Gebührenfrei: 800 442 1142
[stryker.com](https://www.stryker.com)

Vertrieb durch:

Stryker European Operations Ltd.
Anngrove, IDA Business & Technology
Park
Carrigtohill
Co. Cork,
T45 HX08