

stryker

LIFEPAK® 35

monitor/defibrillator



**Intuïtief.
Klinisch geavanceerd.
LIFEPAK TOUGH.**



Wanneer u op noodgevallen reageert, heeft u een **klinisch geavanceerde en robuuste**^{1,2} monitor/defibrillator nodig.



Gebaseerd op een geschiedenis van vertrouwen.

Klaar voor de toekomst.

Al tientallen jaren hebben we technologie en apparaten ontwikkeld die hulpverleners zoals u tijdens kritieke gebeurtenissen nodig hebben. We staan bekend om ons oog voor details en prestaties die grenzen verleggen.

Het ontwikkelen van nieuwe producten kost tijd, maar de resultaten zijn het waard. Elke stap van ons proces is geïnspireerd door uw betrokkenheid, omdat we hebben ingespeeld op uw behoeften met als doel uw verwachtingen te overtreffen. Deze LIFEPAK 35 is een beetje anders, zowel van binnen als van buiten, maar de focus blijft hetzelfde: **Helpen met het redden van levens.**

Maak kennis met de LIFEPAK 35

De LIFEPAK 35 is een klinisch geavanceerde monitor/defibrillator met bedrijfseigen hulpmiddelen en technologie die zijn gebaseerd op een intuïtief,³ modern platform voor geavanceerde patiëntenzorg. Het is een toekomstbestendig apparaat dat is ontworpen om betrouwbare cardiale zorg te bevorderen¹ en klinische uitmuntendheid mogelijk te maken in de hedendaagse moderne zorgomgeving.



Intuïtief

Het grote, gebruiksvriendelijke touchscreen³ en de geavanceerde hulpmiddelen voor klinische besluitvorming van de LIFEPAK 35 bieden een aanpasbare klinische ervaring die de cognitieve belasting helpt te verminderen.³



Klinisch geavanceerd

Wanneer elke seconde telt, heeft u hulpmiddelen/apparaten nodig die net zo snel functioneren als u. Dankzij geavanceerde digitale mogelijkheden die inzicht en begeleiding bieden, is LIFEPAK 35 een betrouwbare metgezel als de tijd dringt.



LIFEPAK TOUGH

Het LIFEPAK 35-platform is gebaseerd op een nalatenschap van levensreddende producten en is vernieuwd voor de moderne zorgprofessional. Het platform is gebaseerd op vertrouwen en robuustheid die kan helpen de patiëntenzorg te verbeteren.

Betere patiëntenzorg nu en **in de toekomst**

In samenwerking met klanten zoals u hebben we een apparaat ontworpen dat u meer controle geeft tijdens kritieke gebeurtenissen. De LIFEPAK 35-monitor/defibrillator biedt een evenwicht tussen geavanceerde klinische technologieën en gebruiksgemak^{1,2} in een apparaat waarop u in uitdagende situaties kunt vertrouwen.³

Dankzij de SunVue™-modus kan het scherm eenvoudig worden bekeken in verschillende lichtomstandigheden.³

Ingebouwde documentatietools kunnen helpen de tijd tot behandeling en berekeningsfouten te verminderen.¹

cprINSIGHT® verbetert de reanimatieprestaties in de AED-modus door pauzes tijdens borstcompressies te verminderen*.⁵

Maak een aangepaste lijst met gebeurtenissen van maximaal 40 medicijnen en 40 behandelingen^{2,7}

Stroomlijn de patiëntenzorg snel en eenvoudig door aangepaste herinneringen in te stellen voor medicijnen en behandelingen.¹

Naar voren gerichte kabelpoorten met een rechte hoek maakt eenvoudigere toegang tot de bewaking accessoires mogelijk.³



* Pauzes vóór de schok werden verkort tot gemiddeld 8 seconden ten opzichte van gemiddeld 22 seconden met de conventionele AED. Borstcompressiefractie (CCF) met cprINSIGHT was 86% ten opzichte van 80% in de conventionele AED-groep.

LIFEPAK 35: 10,4 inch XGA, 1024 x 768, 52,9 inch²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4 inch VGA, 640 x 480, 33,8 inch²

Een groot, stevig touchscreen

Met het HD-touchscreen van 10,4 inch kunnen onze functies naar wens worden weergegeven. Het duurzame, chemisch verstevigde glas² werkt tijdens het dragen van dubbele handschoenen en is ontworpen om zowel stoten als vallen te weerstaan.² U kunt wel 12 bewakingsparameters tegelijk bekijken en ook afleidingen sorteren en de namen ervan wijzigen.³

De behandelingsopties, waaronder de AED-modus voor kinderen, helpt patiënten te behandelen met toenemende bifasische energie van 1 J tot 360 J.*^{2,6}

Stroomlijn de workflow door gegevens te verzenden voor analyse via ingebouwde wifi of Bluetooth.¹

Door eenmaal op het scherm te tikken, kan een zorgverlener schakelen tussen de werkelijke en verstreken tijd tijdens een gebeurtenis.¹

De intuïtieve gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en vereist minimale training.**³

Liveweergave van 12/15-afleidingen met STJ Insight™ biedt een grafische weergave van het ECG om te helpen bij het diagnosticeren van myocardiale schade.¹

Het FLEX lithium-ionsysteem met dubbele accu biedt negen uur bewaking.⁴

De geïntegreerde standaard kan worden versteld voor een optimale weergave.¹




*Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de LIFEPAK 35-monitor/defibrillator; 3350861, 2024 voor het leeftijdsbereik voor kinderen en pasgeborenen.

**Gebaseerd op ondervraagde deelnemers.


Geavanceerde technologie bevordert **duidelijkheid en vertrouwen**

Focus op patiëntenzorg met onze klinisch geavanceerde behandelingstools




Keuzemenu na synchronisatie

Na elke schok wordt automatisch een menu voor modusselectie op het scherm weergegeven, dat de hulpverlener aanzet om na te denken over de behoeften van de patiënt.³



Digitale meetinstrumenten

Geeft de automatisch berekende hartinterval weer op het scherm¹



STJ Insight

Biedt een verbeterde weergave van ST-segmentmetingen als hulpmiddel bij het beoordelen van de plek en omvang van ischemische ST-segmentveranderingen. ST-trendbewaking biedt ook een geautomatiseerde waarschuwing voor klinisch significante veranderingen om hulpverleners te helpen bij het diagnosticeren van myocardiale schade.¹

Verbeter **uw respons**

Van de straat tot de spoedeisende hulp, wij richten ons op het creëren van naadloze workflows die u in staat stellen om onder druk snelle en hoogwaardige zorg te bieden. Met de LIFEPAK 35 kunt u gebeurtenissen en medicatielijsten aanpassen,^{1,7} de reanimatietijd bijhouden,¹ en herinneringen op het scherm aanmaken.^{1,3} Door processen te stroomlijnen, kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: het redden van levens.

Blijf verbonden dankzij de digitale gezondheidszorgoplossingen van LIFENET⁸



Altijd gereed met LIFENET Asset

Beheer uw apparaten op afstand, ontvang statusmeldingen en bekijk de locatie van statische/dynamische apparaten.⁹



Reageer effectief met LIFENET Care

Stimuleer betere zorg door patiëntgegevens te verzenden, te delen en vast te leggen om de teamcommunicatie en -coördinatie te verbeteren.⁸



Snel bekijken met CODE-STATTM

Open of deel automatisch gegevens, beoordeel prestaties en identificeer verbeteringsmogelijkheden.⁹



LIFEPAK TOUGH™

De LIFEPAK 35 is uitvoerig getest en heeft een IP55-classificatie, zodat u de LIFEPAK 35 mee kunt nemen naar elke oproep.^{1,2}

Een geschiedenis van **vertrouwen**

Al zes decennia lang werken we samen met onze klanten om oplossingen te ontwerpen en technologie te ontwikkelen die levens helpt redden. Onze apparaten zijn naar de top van Mount Everest geweest en hebben door de ruimte gezweefd in het International Space Station. Er zijn op dit moment wereldwijd meer dan een half miljoen apparaten in gebruik voor brandweerwagens, ambulances en crashkarren in ziekenhuizen.¹⁰ Als u met ons samenwerkt, krijgt u ook uitstekende service en ondersteuning. Onze compromisloze toewijding aan kwaliteit produceert apparaten waarop u kunt vertrouwen in kritieke situaties, zodat u zich kunt richten op wat u het beste doet: levens redden in de gemeenschap, in het veld en in het ziekenhuis.



Neem voor meer informatie over de LIFEPAK 35-monitor/defibrillator contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Stryker of ga naar stryker.com/emergencycare.

Referenties:

1. Gegevens beschikbaar, Stryker OI 3350861. 2. Gegevens beschikbaar, Stryker SHVR 3338410. 3. Gegevens beschikbaar, Stryker HFVR 3338373. 4. Gegevens beschikbaar, Stryker 3352191 Rev A. 5. De Graaf, C., Beesems, S. G., Oud, s., Stickney, R. E., Piraino, D. W., Chapman, F. W., & Koster, R. W. (2021). Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. *Resuscitation*, 162, 320-328. 6. Gegevens beschikbaar, Stryker UND-3331509 sectie 6.5. 7. Gegevens beschikbaar, technische handleiding Stryker 3350864. 8. Gegevens beschikbaar, Stryker LCCR 3349947 en 3347969. 9. Interne gegevens beschikbaar. LSWSIFU. 3327690. 10. Gebaseerd op interne verkoopgegevens

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals. Een zorgprofessional moet altijd vertrouwen op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel bij de beslissing om een specifiek product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker verstrekt geen medisch advies en raadt zorgprofessionals aan om voorafgaand aan het gebruik van een specifiek product te worden getraind in het gebruik ervan.

De gepresenteerde informatie is bedoeld om het productaanbod van Stryker te demonstreren. Voorafgaand aan het gebruik van Stryker-producten moet een zorgprofessional altijd de bedieningsinstructies raadplegen voor volledige gebruiksinstructies, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Producten zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar, omdat de beschikbaarheid van producten onderhevig is aan de regelgevende en/of medische praktijken in individuele markten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger als u vragen hebt over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stryker of zijn gelieerde entiteiten bezitten, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of dienstmerken: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue en Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders. Het ontbreken van een product-, functie- of servicenaam of -logo in deze lijst betekent niet dat Stryker afstand doet van handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.

04/2025

EC-L35-BROC-1654500_REV-0_nl_be Copyright © 2025 Stryker



Vervaardigd door:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 VS
Gratis telefoonnummer: 800 442 1142
stryker.com/emergencycare

Gedistribueerd door:

Stryker European Operations Ltd.
Anngrove IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08