

stryker

LIFEPAK® 35

Monitor/Defibrillator



**Intuitiv.
Klinisch fortschrittlich.
LIFEPAK TOUGH.**



Wenn jede Sekunde zählt, brauchen Sie einen intuitiv zu bedienenden Monitor/Defibrillator¹, der für medizinische Fachkräfte von heute entwickelt wurde.



Basierend auf einer Tradition des Vertrauens. **Für die Zukunft gerüstet.**

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Technologien und Geräte, die von Beschäftigten im Gesundheitswesen wie Ihnen eingesetzt werden. Unser hart verdienter Ruf beruht auf Detailgenauigkeit und einer Leistung, die über die übliche weit hinausgeht.

Die Entwicklung bahnbrechender Produkte braucht Zeit – aber die Ergebnisse sind es wert. Jeder Schritt unseres Prozesses war von Ihrem Engagement inspiriert, da wir Ihre Anforderungen mit dem Ziel angegangen sind, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Dieses neue Produkt mag sich äußerlich sowie funktionell von anderen unterscheiden, aber der Schwerpunkt bleibt derselbe: Leben retten.

Einführung des **LIFEPAK 35**

Der LIFEPAK 35 ist ein klinisch fortschrittlicher Monitor/Defibrillator mit proprietären Tools und Technologien, die auf einer intuitiven¹, modernen Plattform für eine fortschrittliche Patientenversorgung basieren. Es handelt sich dabei um ein zukunftsicheres Gerät, das die zuverlässige Versorgung von Herzpatienten² unterstützt und ausgezeichnete klinische Ergebnisse in der modernen Gesundheitsversorgung von heute ermöglicht.



Intuitiv

Der LIFEPAK 35 mit seinem dünnen, leichtgewichtigen und ergonomischen Design verfügt über einen großen, einfach zu bedienenden Touchscreen¹ und fortschrittliche Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungen. Diese Tools ermöglichen eine individuell anpassbare klinische Bedienung, die zur Verringerung der kognitiven Belastung beiträgt.¹



Klinisch fortschrittlich

Wenn jede Sekunde zählt, brauchen Sie eine Patientenversorgung, die genauso schnell im Einsatz ist wie Sie selbst. Dank erweiterter vernetzter Funktionen, die Informationen und Anleitungen liefern, ist der LIFEPAK 35 ein zuverlässiger Begleiter an Ihrer Seite – immer dann, wenn es die Zeit nicht ist.



LIFEPAK TOUGH

Die LIFEPAK 35 Plattform basiert auf einer Tradition lebensrettender Produkte und wurde für die medizinischen Fachkräfte von heute überarbeitet. Sie steht für Vertrauen und verlässliche Robustheit.

Verbesserung der Patientenversorgung jetzt und **in der Zukunft**

In Zusammenarbeit mit Kunden wie Ihnen haben wir ein Gerät entwickelt, das Ihnen mehr Kontrolle bei kritischen Ereignissen ermöglicht. Der LIFEPAK 35 Notfall-Monitor/Defibrillator verbindet fortschrittliche klinische Technologien mit einer einfachen Handhabung^{1,2} in einem Gerät, auf das Sie sich auch in schwierigen Situationen verlassen können.³

Integrierte Dokumentationstools können dazu beitragen, die Zeit bis zur Behandlung zu verkürzen und Berechnungsfehler zu reduzieren.²

cprINSIGHT® verbessert die HLW-Leistung im AED-Modus, indem Pausen* während der Herzdruckmassage reduziert werden.⁵

Die Listen der Medikations- und Behandlungsereignisse können in den Setup-Optionen so angepasst werden, dass jeweils bis zu 40 Ereignisse enthalten sind.^{2,7}

Der LIFEPAK 35 trägt zur Optimierung der Patientenversorgung und zur Verringerung der kognitiven Belastung des Pflegepersonals bei.¹

Nach vorne gerichtete rechtwinklige Kabelanschlüsse ermöglichen den einfachen Zugriff auf Zubehör zur Überwachung.²



* Die Pausen vor dem Schock wurden signifikant auf durchschnittlich 8 Sekunden reduziert, im Vergleich zu durchschnittlich 22 Sekunden mit dem konventionellen AED. Die Kompressionsfraktion mit cprINSIGHT betrug 86 % gegenüber 80 % in der Gruppe mit konventionellem AED.

** Basierend auf den befragten Teilnehmern.

LIFEPAK 35: 10,4 Zoll XGA, 1024 x 768, 52,9 Zoll²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4 Zoll VGA, 640 x 480, 33,8 Zoll²

Ein großer, robuster Touchscreen

Der hochauflösende 10,4-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine an die neuen Funktionen anpassbare Anzeige. Das robuste, chemisch verstärkte Glas³ ist doppelt handschuhfreundlich und hält direkten Stößen und Stürzen stand.² Sie können bis zu 12 Überwachungsparameter gleichzeitig anzeigen und Ableitungen sortieren und umbenennen.³

Unterstützen Sie die Behandlung von Patienten jeden Alters durch eine einstellbare Eskalation der biphasischen Energie von 1 J bis 360 J sowie dem AED-Modus für Erwachsene und Kinder^{1,6}

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie Daten zur Analyse über integriertes WLAN oder Bluetooth übertragen.²

Durch die Code-/Echtzeituhr können Einsatzkräfte während eines Ereignisses zwischen Echtzeit und abgelaufener Zeit umschalten.²

Die intuitive Benutzeroberfläche lässt sich einfach bedienen und erfordert nur minimale Schulung.^{1**}

Die 12/15-Kanal-Echtzeit-Anzeige mit STJ Insight™ bietet eine grafische Darstellung des EKGs zur Diagnose einer Myokardschädigung.²


Das duale FLEX Lithium-Ionen-Akku-System ermöglicht neun Stunden Überwachung.⁴

Der integrierte Ständer bietet zusätzliche Stabilität und ermöglicht eine optimale Sicht auf dem Notfallwagen.¹




Fortschrittliche Technologie sorgt für **Klarheit und Vertrauen**

Mit unseren klinisch fortschrittlichen Tools für die Therapie können Sie sich ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren




cprINSIGHT³

LIFEPAK 35 ist der einzige professionelle Monitor/Defibrillator mit einem Algorithmus, der einen defibrillierbaren Rhythmus erkennt, ohne die HLW zu unterbrechen.^{5*}



Anweisungen auf dem Bildschirm

Anleitung für nichtinvasive Stimulation und synchronisierte Kardioversion.²



*Seit Oktober 2024.

Menü zur Entscheidung nach der Synchronisierung

LIFEPAK 35 wurde mit Fokus auf die Patientensicherheit entwickelt. Bei der Durchführung einer synchronisierten Kardioversion wird nach jedem Schock automatisch ein Menü für die Modusauswahl auf dem Bildschirm angezeigt, das die Einsatzkraft auffordert, die Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen.²

Optimieren Sie Ihren **Arbeitsablauf**

Indem wir uns auf Ihre Anforderungen innerhalb der Krankenhausprotokolle und Kommunikationskanäle konzentrieren, befähigen wir Sie, in riskanten Situationen Höchstleistungen zu erbringen. Der LIFEPAK 35 optimiert den Versorgungsprozess durch die Erfassung wichtiger klinischer Daten und Ereignisse in der Patientenakte und bietet benutzerdefinierte Erinnerungen für Medikamente und Therapien, die bei der Patientenversorgung hilfreich sein können.^{1,2}

Mit den digitalen LIFENET³ Lösungen für das Gesundheitssystem⁸ auf dem Laufenden bleiben



Mit LIFENET Asset einsatzbereit bleiben

Verwalten Sie Ihre Geräte per Fernzugriff, empfangen Sie Statuswarnungen und zeigen Sie den statischen/dynamischen Gerätestandort an.⁹



Effektive Reaktion mit LIFENET Care

Gewährleisten Sie eine bessere Versorgung durch die Übertragung, Weitergabe und Erfassung von Patientendaten, um die Kommunikation und Koordination Ihres Teams zu verbessern.⁸



Schnelle Überprüfungen mit CODE-STATTM

Greifen Sie automatisch auf Daten zu, teilen Sie diese und überwachen Sie die Leistung zur Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten.⁹



LIFEPAK 35 ist zur besseren Tragbarkeit ergonomisch geformt und mit **LIFEPAK TOUGH™** so konzipiert, dass es Stürzen in anspruchsvollen Krankenhausumgebungen standhält.³

Langjähriges Vertrauen

Seit sechs Jahrzehnten entwickeln wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden Lösungen und Technologien, die Leben retten. Heute werden mehr als eine halbe Million Geräte in Rettungswagen und auf Notfallwagen weltweit verwendet.¹⁰ Unser entschiedenes Qualitätsversprechen steht für Geräte, auf die Sie sich in kritischen Situationen verlassen können – damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – Leben retten in der Gemeinschaft, am Einsatzort und im Krankenhaus.



Wenn Sie weitere Informationen über den LIFEPAK 35 Monitor/Defibrillator wünschen, wenden Sie sich an Ihren Stryker Vertreter vor Ort oder besuchen Sie [Stryker.com](https://www.stryker.com).

Referenzen:

1. Daten liegen vor, Stryker HFVR 3338373. 2. Daten liegen vor, Stryker OI 3350861. 3. Daten liegen vor, Stryker SHVR 3338410. 4. Daten liegen vor, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. Mai 2021;162:320-28. 6. Daten liegen vor, Stryker UND-3331509 Abschnitt 6.5. 7. Daten liegen vor, Stryker Technisches Handbuch 3350864. 8. Daten liegen vor, Stryker LCCR 3349947 und 3347969. 9. Interne Daten liegen vor. LSWSIFU. 3327690. 10. Basierend auf internen Verkaufsdaten

Dieses Dokument ist nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung basierend auf ihrer Erfahrung und klinischen Einschätzung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt keine medizinische Beratung und empfiehlt medizinischen Fachkräften eingehende Produktschulungen vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hier enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, das Produktangebot von Stryker darzustellen. Vor der Verwendung von Stryker Produkten ist medizinisches Fachpersonal verpflichtet, stets die vollständigen Bedienungsanleitungen zu lesen, um umfassende Anweisungen zu Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie zu möglichen unerwünschten Ereignissen zu erhalten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und/oder medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter. Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Stryker oder seine verbundenen Unternehmen besitzen und verwenden die folgenden Marken oder Dienstleistungsmarken oder haben diese angemeldet: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken der jeweiligen Eigentümer oder Inhaber. Sind Namen von Produkten, Merkmalen oder Dienstleistungen bzw. Logos nicht in dieser Liste aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass Stryker für den Namen oder das Logo auf Marken- oder andere geistige Eigentumsrechte verzichtet.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_REV-0_de_de © 2025 Stryker



Hergestellt von:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Gebührenfrei: 800 442 1142
[stryker.com/emergencycare](https://www.stryker.com/emergencycare)

Vertrieb durch:

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology
Park
Carrigtohill
Co. Cork,
T45 HX08