

stryker

LIFEPAK® 35

monitor/defibrillator



**Intuitiv.
Klinisk avanceret.
LIFEPAK TOUGH.**



Når hvert sekund gør en forskel,
har du brug for en brugervenlig
monitor/defibrillator¹, der er designet til
nutidens sundhedspersonale.



Bygget på en tradition for tillid. **Klar til fremtiden.**

I årtier har vi udviklet teknologi og enheder, som sundhedspersonale som dig rækker ud efter. Vores hårdt optjente omdømme omfatter fokus på detaljer og ydeevne, der går skridtet længere.

Det tager tid at udvikle banebrydende produkter – men resultaterne er det værd. Hvert trin i vores proces er inspireret af dit engagement, og vi har imødekommet dine behov med et mål om at overgå dine forventninger. Denne nyeste enhed er måske anderledes, både indvendigt og udvendigt, men fokuset er stadig det samme: at hjælpe med at redde liv.

Vi præsenterer **LIFEPAK 35**

LIFEPAK 35 er en klinisk avanceret monitor/defibrillator med egenudviklede værktøjer og teknologi, der er bygget på en intuitiv¹, moderne platform til avanceret patientbehandling. Det er en fremtidssikret enhed, der er designet til at fremme sikker hjertebehandling² og muliggøre klinisk topkvalitet i nutidens moderne sundhedsplejemiljø.



Intuitiv

Med sit slanke, lette og ergonomiske design har LIFEPAK 35 en stor, brugervenlig berøringsskærm¹ og avancerede, kliniske støtteværktøjer til beslutningstagning, som giver en klinisk oplevelse, der kan brugerdefineres, og som hjælper med at reducere den kognitive belastning.¹



Klinisk avanceret

Når hvert sekund gør en forskel, har du brug for patientbehandling, der bevæger sig lige så hurtigt, som du gør. Med sine avancerede netværksfunktioner, der giver indblik og vejledning, er LIFEPAK 35 en makker, der er på din side – når tiden ikke er det.



LIFEPAK TOUGH

LIFEPAK 35 platformen, der er bygget på en tradition for livreddende produkter og nyfortolket til nutidens sundhedspersonale, hviler på et fundament af tillid og robusthed, som du kan regne med.

Fremmer patientbehandlingen nu og **i fremtiden**

I samarbejde med kunder som dig har vi designet en enhed, der hjælper dig med at få mere kontrol under kritiske hændelser. LIFEPAK 35 monitoren/defibrillatoren til nødberedskab afbalancerer avancerede kliniske teknologier og brugervenlighed^{1,2} i en enhed, som du kan stole på i udfordrende situationer.³

Indbyggede dokumentationsværktøjer kan hjælpe med at reducere tid til behandling og beregningsfejl.²

cprINSIGHT® hjælper med at forbedre HLR-ydelsen i AED-tilstand ved at reducere pauser* under brystkompressioner.⁵

Medicinerings- og behandlingshændelseslisterne kan brugerdefineres i opsætningsindstillingerne, så de omfatter op til 40 hændelser hver.^{2,7}

LIFEPAK 35 hjælper med at strømline patientbehandlingen og reducere den kognitive byrde for behandlingsteamet.¹

Fremadvendte, retvinklede kabelporte giver nem adgang til monitoreringstilbehør.²



*Pauser før stød er reduceret til gennemsnitligt 8 sekunder i forhold til gennemsnittet på 22 sekunder med en konventionel AED. Brystkompressionsfraktion (CCF) med cprINSIGHT er 86 procent mod 80 procent i gruppen af konventionelle AED'er.

**Baseret på de adspurgte deltagere.

LIFEPAK 35: 10,4" XGA, 1024 x 768, 52,9 tommer²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4" VGA, 640 x 480, 33,8 tommer²

En stor, robust berøringskærm

10,4" HD berøringskærmen giver mulighed for en brugerdefineret visning af vores næste generations funktioner. Det holdbare, kemisk forstærkede glas³ er dobbelthandskevenligt og er designet til at modstå både direkte stød og fald.² Du kan få vist op til 12 monitoreringsparametre på én gang og samtidig få sorteret og omdøbe afledninger.³

Hjælp med at behandle patienter i alle aldre med eskalerende bifasisk energi fra 1-360 J og voksen og pædiatrisk AED-tilstand^{1,6}

Strømlin arbejdsgangen ved at sende data til analyse via indbygget Wi-Fi eller Bluetooth.²

Kode/ur i realtid giver en behandler mulighed for at skifte mellem realtid og forløbet tid under en hændelse.²

Den intuitive brugergrænseflade er nem at bruge og kræver minimal oplæring.^{1**}

Livevisning af 12/15 afledninger med STJ Insight™ giver en grafisk fremstilling af EKG'et som hjælp til at diagnosticere myokardieskade.²


FLEX dobbelt litium-ion-batterisystem giver mulighed for ni timers monitorering.⁴

Det integrerede støtteben giver ekstra stabilitet og mulighed for optimal visning på akutvognen.¹




Avanceret teknologi fremmer **klarhed og tillid**

Fokuser på patientbehandlingen med vores klinisk avancerede behandlingsværktøjer




cpriNSIGHT³

LIFEPAK 35 er den eneste professionelle monitor/defibrillator med en algoritme, der identificerer en stødbar rytme uden at sætte HLR på pause.^{5*}



Forkortede instruktioner på skærmen

Giv vejledning i non-invasiv pacing og synkroniseret DC-konvertering.²



Menu til beslutning efter synkronisering

LIFEPAK 35 er designet med henblik på patientsikkerhed. Når der udføres synkroniseret DC-konvertering, vises der automatisk en menu til valg af tilstand på skærmen efter hvert stød, som beder klinikerens om at overveje patientens behov.²

*Pr. oktober 2024.

Strøm din **arbejdsgang**

Ved at fokusere på dine behov inden for hospitalets protokoller og kommunikationskanaler giver vi dig mulighed for at udmærke dig i et miljø med store indsatser. LIFEPAK 35 strømliner behandlingen ved at registrere vigtige kliniske data og hændelser i patientjournalen og giver brugerdefinerede og tidsindstillede påmindelser om medicin og behandlinger, hvilket kan være en hjælp til patientbehandlingen.^{1,2}

Hold forbindelsen med digitale LIFENET³-sundhedsløsninger⁸



Hold dig klar med LIFENET Asset

Fjernstyr dine enheder, modtag statusalarmer og se statisk/dynamisk enhedsplacering.⁹



Reager effektivt med LIFENET Care

Opnå bedre pleje ved at overføre, dele og optage patientdata for at forbedre teamkommunikation og -koordinering.⁸



Hurtig gennemgang med CODE-STATTM

Få automatisk adgang til eller del data, gennemgå resultater og identificer forbedringsmuligheder.⁹



LIFEPAK 35 er ergonomisk designet, så den er nem at transportere, og **LIFEPAK TOUGH™** er bygget til at modstå fald og faldulykker i krævende hospitalsmiljøer.³



Tradition for tillid

I seks årtier har vi samarbejdet med vores kunder om at designe løsninger og udvikle teknologi, der hjælper med at redde liv. Du kan finde mere end en halv million enheder i brug i dag i ambulancer og på hospitalsaktvogne over hele verden.¹⁰ Vores kompromisløse engagement i kvalitet producerer enheder, som du kan regne med i kritiske situationer - så du kan fokusere på det, du gør bedst: at redde liv i samfundet, i marken og på hospitalet.



Du kan få flere oplysninger om LIFEPAK 35 monitoren/defibrillatoren ved at kontakte din lokale Stryker-salgsrepræsentant eller gå ind på stryker.com.

Referencer:

1. Data forefindes, Stryker HFVR 3338373. 2. Data forefindes, Stryker OI 3350861. 3. Data forefindes, Stryker SHVR 3338410. 4. Data forefindes, Stryker 3352191 Rev A. 5. de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. Maj 2021;162:320-28. 6. Data forefindes, Stryker UND-3331509 afsnit 6.5. 7. Data forefindes, Strykers tekniske manual 3350864. 8. Data forefindes, Stryker LCCR 3349947 og 3347969. 9. Interne data forefindes. LSWISIFU. 3327690. 10. Baseret på interne salgsdata

Dette dokument er kun beregnet til brug af sundhedspersonale. Sundhedspersonalet skal altid anvende deres egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og anbefaler, at sundhedspersonalet skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før produktet anvendes.

De viste oplysninger er beregnet til at demonstrere Strykers produktudvalg. Sundhedspersonalet skal altid læse betjeningsvejledningen for at få komplette anvisninger vedrørende indikationer for brug, kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og potentielle bivirkninger, før Strykers produkter tages i brug. Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, fordi produkttilgængelighed er underlagt lovæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din repræsentant, hvis du har spørgsmål til tilgængeligheden af Strykers produkter i dit område. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Stryker eller dets tilknyttede enheder ejer, bruger eller har ansøgt om følgende varemærker eller servicemærker: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue og Stryker. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere eller indehavere. Fraværet af et produkt, en funktion, et tjenestenaavn eller et logo på denne liste udgør ikke et afkald på Strykers varemærkerrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende dette navn eller logo.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_REV-0_da_dk © 2025 Stryker



Fremstillet af:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Gratis 800 442 1142
stryker.com/emergencycare

Distribueret af:

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology
Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08