

stryker

Monitor/desfibrilador

LIFEPAK® 35



**Intuitivo.
Clínicamente avanzado.
LIFEPAK TOUGH.**



Cuando cada segundo cuenta, necesita un monitor/desfibrilador fácil de usar¹ y diseñado para los profesionales sanitarios de hoy en día.



Diseñado sobre la base de un legado de confianza.

Preparado para el futuro.

Durante décadas, hemos desarrollado la tecnología y los dispositivos que utilizan profesionales sanitarios como usted. Nuestra merecida reputación se caracteriza por prestar atención al detalle y ofrecer dispositivos con un rendimiento que va más allá.

El desarrollo de productos innovadores lleva tiempo, pero los resultados valen la pena. Cada paso de nuestro proceso ha estado inspirado por su compromiso: abordamos sus necesidades con el objetivo de superar sus expectativas. Este último dispositivo es diferente, tanto por fuera como por dentro, pero el objetivo principal sigue siendo el mismo: ayudar a salvar vidas.

Presentación del modelo **LIFEPAK 35**

El modelo LIFEPAK 35 es un monitor/desfibrilador clínicamente avanzado con tecnología y herramientas patentadas dispuestas sobre una plataforma moderna e intuitiva¹ para prestar una atención avanzada al paciente. Es un dispositivo preparado para el futuro que se ha diseñado para facilitar una atención cardíaca segura² y posibilitar la excelencia clínica en el entorno sanitario moderno de hoy en día.



Intuitivo

Con un diseño compacto, ligero y ergonómico, la pantalla táctil grande y fácil de usar¹ del LIFEPAK 35 y las herramientas avanzadas de ayuda a la toma de decisiones clínicas proporcionan una experiencia clínica personalizable que contribuye a reducir la carga mental¹.



Clínicamente avanzado

Cuando cada segundo cuenta, necesita ser capaz de proporcionar al paciente una atención tan rápida como usted. Gracias a las funciones de conexión avanzadas que ofrecen información y orientación, el LIFEPAK 35 estará siempre de su lado cuando el tiempo no lo esté.



LIFEPAK TOUGH

Diseñada teniendo presente el legado de los productos que salvan vidas y reinventada para los profesionales sanitarios de hoy en día, la plataforma LIFEPAK 35 ofrece una fiabilidad y una resistencia en las que puede confiar.

Atención al paciente avanzada en la actualidad y **en el futuro**

En colaboración con clientes como usted, hemos diseñado un dispositivo que le ayuda a tener un mayor control en las situaciones críticas. El monitor/desfibrilador LIFEPAK 35 para personal de emergencias combina a la perfección las tecnologías clínicas avanzadas y la facilidad de uso^{1,2} en un dispositivo en el que puede confiar en las situaciones difíciles³.

Las herramientas de documentación integradas pueden ayudarle a reducir el tiempo del tratamiento y los errores de cálculo².

La tecnología cprINSIGHT® contribuye a mejorar la eficacia de la RCP en el modo DEA al reducir las pausas* durante las compresiones torácicas⁵.

Las listas de eventos de medicación y tratamientos se pueden personalizar desde las opciones de configuración, con un máximo de 40 eventos cada una^{2,7}.

El modelo LIFEPAK 35 ayuda a agilizar la atención al paciente y a reducir la carga mental del equipo asistencial¹.

Los puertos para cables en ángulo recto orientados hacia la parte frontal permiten acceder con facilidad a los accesorios de monitorización².



* Las pausas previas a la descarga se redujeron drásticamente a una media de 8 segundos frente a una media de 22 segundos con el DEA convencional. La FCT con cprINSIGHT fue del 86 % frente al 80 % en el grupo del DEA convencional.

** Según los participantes encuestados.

LIFEPAK 35: XGA de 10,4", 1024 × 768, 52,9"²

iPad

LIFEPAK 15:

VGA de 8,4", 640 × 480, 33,8"²

Pantalla táctil grande y resistente

La pantalla táctil de alta definición de 10,4" permite personalizar nuestras funciones de última generación. El vidrio duradero y reforzado químicamente³ es compatible con el uso de guantes dobles y está diseñado para resistir impactos directos y caídas². Permite visualizar a la vez hasta 12 parámetros de monitorización mientras se ordena y cambia el nombre de las derivaciones³.

Ayude a tratar a pacientes de todas las edades con una energía bifásica aumentable de 1 J a 360 J y el modo DEA para adultos y pacientes pediátricos^{1,6}.

Optimice el flujo de trabajo al transmitir los datos para su análisis a través de las conexiones Wi-Fi o Bluetooth integradas².

El reloj en tiempo real/de reanimación cardiopulmonar permite al personal sanitario alternar entre el tiempo real y el tiempo transcurrido durante un suceso².

La intuitiva interfaz de usuario es fácil de utilizar y requiere muy poca formación^{1**}.

La visualización en tiempo real de 12/15 derivaciones con STJ Insight™ ofrece una representación gráfica del ECG para facilitar el diagnóstico de las lesiones miocárdicas².




El sistema de batería doble de iones de litio FLEX ofrece nueve horas de monitorización⁴.

El soporte integrado proporciona una estabilidad adicional y posibilita una visualización óptima en el carro de reanimación.¹


La tecnología avanzada promueve **la claridad y la confianza**

Céntrese en atender al paciente con nuestras herramientas de tratamiento clínicamente avanzadas




cpriNSIGHT³

El modelo LIFEPAK 35 es el único monitor/desfibrilador profesional con un algoritmo que identifica un ritmo desfibrilable sin interrumpir la RCP^{5*}.



Instrucciones resumidas en pantalla

Estas instrucciones proporcionan orientación para la estimulación no invasiva y la cardioversión sincronizada².



Menú de decisiones posterior a la sincronización

LIFEPAK 35 se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad del paciente. Al realizar una cardioversión sincronizada, en la pantalla, aparecerá de forma automática un menú de selección de modos después de cada descarga que pedirá al profesional sanitario que evalúe las necesidades del paciente².

* A fecha de octubre de 2024.

Optimice su **flujo de trabajo**

Al centrarnos en sus necesidades en el contexto de los protocolos hospitalarios y los canales de comunicación, le ayudamos a destacar en un entorno de alto riesgo. El modelo LIFEPAK 35 optimiza el proceso asistencial al registrar los datos y eventos clínicos importantes en la historia clínica del paciente, y envía recordatorios personalizados y programados sobre los medicamentos y los tratamientos, lo que puede facilitar la atención al paciente^{1,2}.

Manténgase conectado con las soluciones digitales para el sector sanitario⁸ LIFENET³



Esté preparado con LIFENET Asset

Gestione los dispositivos de forma remota, reciba las alertas de los estados y vea la ubicación estática o dinámica de los dispositivos⁹.



Responda eficazmente con LIFENET Care

Mejore la atención sanitaria mediante la transmisión, el uso compartido y el registro de los datos de los pacientes para facilitar la comunicación y la coordinación del equipo⁸.



Revise rápidamente con CODE-STATTM

Acceda a los datos o compártalos de forma automática, revise el rendimiento e identifique oportunidades de mejora⁹.



LIFEPAK 35 cuenta con un diseño ergonómico que permite su portabilidad, y tiene integrado **LIFEPAK TOUGH™** para soportar caídas en los entornos hospitalarios más exigentes³.



Un legado de confianza

Durante seis décadas, nos hemos asociado con nuestros clientes para diseñar soluciones y desarrollar tecnologías que ayuden a salvar vidas. En la actualidad, encontrará más de medio millón de unidades en uso en ambulancias y carros de reanimación de hospitales de todo el mundo¹⁰. Nuestro inquebrantable compromiso con la calidad da lugar a dispositivos en los que puede confiar en situaciones críticas, para que pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer: salvar vidas en la comunidad, sobre el terreno y en el hospital.



Para obtener más información sobre el monitor/desfibrilador LIFEPAK 35, póngase en contacto con su representante local de Stryker o visite stryker.com.

Referencias:

1. Datos archivados. Stryker HFVR 3338373. 2. Datos archivados. Stryker OI 3350861. 3. Datos archivados. Stryker SHVR 3338410. 4. Datos archivados. Stryker 3352191, rev. A. 5. de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. Mayo de 2021;162:320-28. 6. Datos archivados. Stryker UND-3331509, sección 6.5. 7. Datos archivados. Manual técnico 3350864 de Stryker. 8. Datos archivados. Stryker LCCR 3349947 y 3347969. 9. Datos internos en archivo. LSWSIFU. 3327690. 10. Según datos de ventas internos.

Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica. Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos secundarios antes de utilizar cualquier producto Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Stryker o sus entidades afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue y Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos. La ausencia de un producto, una función, un nombre de servicio o un logotipo de esta lista no constituye una renuncia por parte de Stryker a su marca comercial ni a otros derechos de propiedad intelectual en relación con dicho nombre o logotipo.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_REV-0_es_es © 2025 Stryker



Fabricado por:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052, EE. UU.
Número telefónico gratuito:
800 442 1142
stryker.com/emergencycare

Distribuido por:

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology
Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08