

stryker

LIFEPAK® 35

Monitor/defibrylator



**Intuicyjny.
Zaawansowany klinicznie.
LIFEPAK TOUGH.**



Gdy liczy się każda sekunda,
potrzebny jest monitor/defibrylator¹
łatwy w obsłudze i spełniający najwyższe
standardy ochrony zdrowia.



Zaufanie budowane przez lata.

Gotowy na wyzwania przyszłości.

Od dziesięcioleci opracowujemy technologie i urządzenia, z których korzystają pracownicy ochrony zdrowia tacy jak Państwo. Nasza zasłużona reputacja zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o szczegóły i parametry.

Opracowywanie rewolucyjnych produktów wymaga czasu, ale wyniki są tego warte. To właśnie Państwa zaangażowanie – osób ratujących ludzkie życie było naszą inspiracją na każdym etapie tego procesu i pozwoliło nam stworzyć produkt, który wykracza poza oczekiwania jego odbiorców. Nasze najnowsze urządzenie może różnić się od poprzednich modeli zarówno pod względem budowy, jak i wyglądu, ale jego przeznaczenie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia, pozostaje niezmiennie.

Poznaj monitor/defibrylator **LIFEPAK 35**

LIFEPAK 35 to monitor/defibrylator wyposażony w zaawansowane funkcje kliniczne, narzędzia i technologie, który powstał na bazie nowoczesnej, intuicyjnej¹ platformy. To urządzenie opracowane z myślą o przyszłych rozwiązaniach, które pozwala zapewnić pacjentom, u których doszło do nagłych zdarzeń kardiologicznych, opiekę na najwyższym poziomie².



Intuicyjna obsługa

Smukły, lekki i ergonomiczny monitor/defibrylator LIFEPAK 35 z dużym, intuicyjnym ekranem dotykowym¹ oraz zaawansowane narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych umożliwiają dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb i ograniczają obciążenie związane z jego obsługą¹.



Zaawansowane funkcje kliniczne

Gdy liczy się każda sekunda, potrzebne są narzędzia, które działają równie szybko, jak Państwo. Dzięki zaawansowanym funkcjom łączności, które zapewniają wgląd w dane i wskazówki, urządzenie LIFEPAK 35 to rozwiązanie, na którym możesz polegać.



LIFEPAK TOUGH

Zaprojektowane na bazie produktów przeznaczonych do ratowania życia z myślą o potrzebach współczesnego personelu medycznego wytrzymałe urządzenie LIFEPAK 35 to rozwiązanie, któremu mogą Państwo zaufać.

Wyższy poziom opieki nad pacjentem teraz i **w przyszłości**

We współpracy z naszymi klientami zaprojektowaliśmy urządzenie, które w sytuacjach zagrożenia życia daje jeszcze większą kontrolę. Monitor/defibrylator LIFEPAK 35 łączący zaawansowane technologie kliniczne z łatwością obsługi^{1,2} to urządzenie, na którym można polegać nawet w najtrudniejszych sytuacjach³.

Dostępne w urządzeniu narzędzia do prowadzenia dokumentacji pomagają skrócić czas potrzebny do rozpoczęcia leczenia i ograniczyć liczbę błędów w obliczeniach².

Technologia cprINSIGHT® pomaga poprawić skuteczność RKO w trybie AED poprzez zmniejszenie liczby przerw* podczas wykonywania uciśnieć klatki piersiowej⁵.

W opcjach konfiguracji można dostosować listy leków i zdarzeń, umieszczając na każdej z nich do 40 pozycji^{2,7}.

Monitor/defibrylator LIFEPAK 35 pomaga usprawnić opiekę nad pacjentem i zmniejszyć obciążenie związane z jego obsługą¹.

Umieszczone z przodu monitora/defibrylatora i ustawione pod kątem prostym gniazda do podłączenia akcesoriów do monitorowania zapewniają łatwy dostęp do tych urządzeń².



* Przerwy przed dostarczeniem wyładowania zostały zredukowane do średnio 8 sekund w porównaniu ze średnio 22 sekundami w przypadku konwencjonalnych defibrylatorów AED. Dzięki technologii cprINSIGHT frakcja uciśnieć klatki piersiowej (CCF) wyniosła 86 procent w porównaniu z 80 procentami w grupie konwencjonalnych defibrylatorów AED.

** Na podstawie odpowiedzi badanych uczestników.

LIFEPAK 35: 10,4 cala XGA, 1024 × 768, 52,9 cala²

iPad

LIFEPAK 15:

8,4 cala VGA, 640 × 480, 33,8 cala²

Duży, wytrzymały ekran dotykowy

Ekran dotykowy HD o przekątnej 10,4 umożliwia dostosowanie wyświetlanych elementów do indywidualnych potrzeb. Wytrzymałe, wzmocnione chemicznie szkło³ jest przystosowane do obsługi w dwóch parach rękawic i zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać uderzenia i upadki². Ekran umożliwia jednocześnie przeglądanie do 12 monitorowanych parametrów, a także szeregowanie i zmianę nazw odprowadzeń³.

Pomoc w leczeniu pacjentów w każdym wieku dzięki stopniowo zwiększanej energii dwufazowej (1–360 J) oraz trybowi AED dla dorosłych i dzieci^{1,6}.

Przesyłanie danych do analizy za pośrednictwem wbudowanego modułu Wi-Fi lub Bluetooth usprawnia przebieg akcji ratunkowej².

Zegar czasu resuscytacji/czasu rzeczywistego pozwala przełączyć się między czasem rzeczywistym a czasem, który upłynął podczas trwania zdarzenia².

Intuicyjny interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i wymaga tylko minimalnego przeszkolenia^{1**}.

Funkcja STJ Insight™ zapewnia podgląd na żywo zapisu EKG z 12 lub 15 odprowadzeń, co ułatwia diagnozowanie uszkodzeń mięśnia sercowego².


Dwa akumulatory litowo-jonowe FLEX umożliwiają prowadzenie monitorowania aż przez dziewięć godzin⁴.

Wbudowana podpórka zapewnia dodatkową stabilność i optymalną widoczność na wózku resuscytacyjnym¹.




Zaawansowana technologia zwiększa **przejrzystość danych i pewność podejmowania decyzji**

Nasze zaawansowane narzędzia kliniczne pozwalają skupić swoją uwagę na pacjencie




cprINSIGHT³

LIFEPAK 35 to jedyny profesjonalny monitor/defibrylator z algorytmem, który identyfikuje rytm wymagający defibrylacji bez konieczności przerywania RKO^{5*}.



Skrócone instrukcje wyświetlane na ekranie

Zapewnia wskazówki dotyczące nieinwazyjnej stymulacji i kardiowersji².



Menu decyzji po dostarczeniu wyładowania

Monitor/defibrylator LIFEPAK 35 zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie pacjenta. Podczas kardiowersji po każdym wyładowaniu na ekranie automatycznie wyświetlane jest menu wyboru trybu, które przypomina o konieczności sprawdzenia stanu pacjenta².

* Stan na październik 2024 r.

Usprawniony **przebieg pracy**

Koncentrując się na wymaganiach wynikających z protokołów szpitalnych i kanałów komunikacyjnych, stworzyliśmy produkt, który umożliwia Państwu osiągnięcie doskonałości tam, gdzie stawką jest ludzkie życie. Monitor/defibrylator LIFEPAK 35 usprawnia przebieg pracy, rejestrując ważne dane kliniczne i zdarzenia w dokumentacji pacjenta oraz przypominając w skonfigurowanych odstępach czasu o pomocnych lekach i terapiach^{1,2}.

Łączność dzięki cyfrowym rozwiązaniom w zakresie opieki zdrowotnej⁸ LIFENET³



Gotowość dzięki LIFENET Asset

Zdalne zarządzanie urządzeniami, otrzymywanie alertów o stanie urządzeń oraz wyświetlanie statycznej/dynamicznej lokalizacji urządzenia⁹.



Skuteczna pomoc dzięki LIFENET Care

Przesyłanie, udostępnianie i pobieranie danych pacjentów w celu usprawnienia komunikacji w zespole i koordynacji jego działań pozwalają zapewnić wyższą jakość opieki⁸.



Szybka ocena dzięki CODE-STAT™

Automatyczne pobieranie lub udostępnianie danych, ocena skuteczności i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy⁹.



Monitor/defibrylator **LIFEPAK 35** to urządzenie zaprojektowane z myślą o ergonomii, mobilności i odporności na uderzenia i upadki w wymagającym środowisku szpitalnym (**LIFEPAK TOUGH™**)³.

Zaufanie budowane przez lata

Od sześciu dekad współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowywania rozwiązań i technologii, które pomagają ratować życie. Obecnie w ambulansach i szpitalach na całym świecie używanych jest ponad pół miliona naszych monitorów/defibrylatorów¹⁰. Nasze bezkompromisowe podejście do jakości pozwala nam tworzyć urządzenia, na których możecie Państwo polegać w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia w Państwa społeczności, szpitalu i poza nim.



Więcej informacji na temat monitora/defibrylatora LIFEPAK 35 można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Stryker lub na stronie internetowej [stryker.com](https://www.stryker.com).

Materiały referencyjne:

1. Dane własne, Stryker HFVR 3338373. 2. Dane własne, Stryker OI 3350861. 3. Dane własne, Stryker SHVR 3338410. 4. Dane własne, Stryker 3352191 ver. A. 5. de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. May 2021;162:320-28. 6. Dane własne, Stryker UND-3331509, punkt 6.5. 7. Dane własne, Instrukcja techniczna Stryker 3350864. 8. Dane własne, Stryker LCCR 3349947 i 3347969. 9. Wewnętrzne dane własne. LSWSIFU. 3327690. 10. W oparciu o wewnętrzne dane sprzedażowe.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej i doświadczeniu. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca przeszkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą pełne informacje dotyczące wskazań do stosowania, przeciwwskazań, ostrzeżeń, ostrzeżeń oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach, ponieważ ich dostępność jest zależna od przepisów prawnych i/lub wytycznych medycznych obowiązujących na danych rynkach. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danej lokalizacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Stryker lub jej podmioty stowarzyszone są właścicielami lub użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków handlowych bądź usługowych: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue i Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli lub dysponentów. Brak nazwy produktu, funkcji, usługi bądź logo na tej liście nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się praw do znaków towarowych firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub logo.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_WER. 0_pl_pl © 2025 Stryker



Wyprodukowane przez:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Numer bezpłatny 800 442 1142
[stryker.com/emergencycare](https://www.stryker.com/emergencycare)

Dystrybucja:

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08