

stryker

LIFEPAK® 35

Monitor/desfibrilhador



**Intuitivo.
Clinicamente avançado.
LIFEPAK TOUGH.**



Quando cada segundo conta, precisa de um monitor/desfibrilhador¹ fácil de utilizar, concebido para o profissional de saúde dos dias de hoje.



Baseado num legado de confiança.

Preparado para o futuro.

Durante décadas, desenvolvemos tecnologias e dispositivos que os profissionais de saúde utilizam. A nossa merecida reputação inclui a atenção ao detalhe e um desempenho que excede o que é expectável.

O desenvolvimento de produtos inovadores demora tempo, mas os resultados valem a pena. Cada etapa do nosso processo foi inspirada pelo seu compromisso, uma vez que demos resposta às suas necessidades com o objetivo de superar as suas expectativas. Este dispositivo mais recente pode ser diferente, tanto por dentro como por fora, mas o foco permanece o mesmo: ajudar a salvar vidas.

Apresentamos o **LIFEPAK 35**

O LIFEPAK 35 é um monitor/desfibrilhador clinicamente avançado com ferramentas e tecnologias patenteadas, baseadas numa plataforma intuitiva e moderna¹ para cuidados avançados prestados aos doentes. É um dispositivo preparado para o futuro, concebido para promover cuidados cardíacos de confiança² e permitir a excelência clínica no contexto atual de cuidados de saúde modernos.



Intuitivo

Fino, leve e com design ergonómico, o ecrã tátil grande e fácil de utilizar do LIFEPAK 35¹ e as ferramentas avançadas de apoio à decisão clínica proporcionam uma experiência clínica personalizável que ajuda a reduzir a carga cognitiva.¹



Clinicamente avançado

Quando cada segundo conta, precisa de cuidados prestados aos doentes que se movam tão rapidamente como o utilizador. Com funcionalidades avançadas de conexão que fornecem informações e orientação, o LIFEPAK 35 está do seu lado de forma fiável – quando o tempo não o está.



LIFEPAK TOUGH

Construída com base num legado de produtos que salvam vidas e reinventada para o profissional de saúde dos dias de hoje, a plataforma LIFEPAK 35 representa uma base de confiança e resistência em que pode confiar.

Melhore os cuidados prestados aos doentes agora e **no futuro**

Trabalhando em parceria com clientes, concebemos um dispositivo para o ajudar a ter mais controlo durante eventos críticos. O monitor/desfibrilhador de emergência LIFEPAK 35 combina tecnologias clínicas avançadas e facilidade de utilização^{1,2} num dispositivo em que pode confiar em situações desafiantes.³

As ferramentas de documentação integradas podem ajudar a reduzir o período até ao tratamento e os erros de cálculo.²

O cprINSIGHT® ajuda a melhorar o desempenho de RCP no modo DAE, reduzindo as pausas* durante as compressões torácicas.⁵

É possível personalizar as listas de eventos de medicações e tratamentos nas opções de configuração para incluir até 40 eventos cada.^{2,7}

O LIFEPAK 35 ajuda a simplificar os cuidados prestados aos doentes e a reduzir a carga cognitiva da equipa de cuidados.¹

As portas de cabo em ângulo frontais permitem um acesso fácil aos acessórios de monitorização.²



* As pausas pré-choque foram reduzidas para uma média de 8 segundos vs. uma média de 22 segundos com o DAE convencional. A FCT com o cprINSIGHT foi de 86% vs. 80% no grupo DAE convencional.

** Com base nos participantes inquiridos.

LIFEPAK 35: XGA de 10,4", 1024 x 768, 52,9 pol.²

iPad

LIFEPAK 15:

VGA de 8,4", 640 x 480, 33,8 pol.²

Um ecrã tátil grande e resistente

O ecrã tátil de alta-definição de 10,4" permite uma visualização personalizável das nossas funcionalidades da última geração. O vidro resistente e reforçado quimicamente³ é fácil de utilizar com luvas e foi concebido para resistir a impactos diretos e quedas.² Pode visualizar até 12 parâmetros de monitorização ao mesmo tempo, ordenando e renomeando derivações.³

Ajude a tratar doentes de todas as idades com energia bifásica crescente de 1 J a 360 J e com os modos DAE adulto e pediátrico^{1,6}

Simplifique o fluxo de trabalho, transmitindo dados para análise através de Wi-Fi ou Bluetooth integrados.²

O cronómetro/relógio em tempo real permite que um prestador de cuidados alterne entre o tempo real e o tempo decorrido durante um evento.²

A interface de utilizador intuitiva é fácil de utilizar e requer o mínimo de formação.^{1**}

A visualização em tempo real de 12/15 derivações com o STJ Insight™ fornece uma representação gráfica do ECG para ajudar a diagnosticar lesões do miocárdio.²


O sistema de bateria dupla de iões de lítio FLEX permite nove horas de monitorização.⁴

O suporte de apoio integrado confere estabilidade adicional e permite uma visualização ideal no carro de emergências hospitalares.¹




A tecnologia avançada promove a **clareza e a confiança**

Concentre-se nos cuidados prestados aos doentes com as nossas ferramentas de terapia clinicamente avançadas




cprINSIGHT³

O LIFEPAK 35 é o único monitor/desfibrilhador profissional com um algoritmo que identifica um ritmo chocável sem interromper a RCP.^{5*}



Instruções abreviadas no ecrã

Fornecem orientações para pacing não invasiva e cardioversão sincronizada.²



Menu de decisão pós-sincronização

O LIFEPAK 35 foi concebido tendo em conta a segurança do doente. Ao realizar cardioversão sincronizada, um menu de seleção de modo é apresentado automaticamente no ecrã após cada choque, indicando ao médico que considere as necessidades do doente.²

* A partir de outubro de 2024.

Simplifique o seu **fluxo de trabalho**

Ao focarmo-nos nas suas necessidades no âmbito dos protocolos hospitalares e dos canais de comunicação, permitimos-lhe superar-se num ambiente de alto risco. O LIFEPAK 35 simplifica o processo de prestação de cuidados através da captura de dados clínicos e eventos importantes no registo do doente e fornece lembretes personalizados para medicações e terapias, os quais podem auxiliar nos cuidados prestados aos doentes.^{1,2}

Mantenha-se ligado com as soluções de cuidados de saúde digitais LIFENET³⁸



Mantenha-se preparado com o LIFENET Asset

Faça a gestão remota dos seus dispositivos, receba alertas de estado e visualize a localização estática/dinâmica do dispositivo.⁹



Responda de forma eficaz com o LIFENET Care

Fomente melhores cuidados, transmitindo, partilhando e recolhendo dados do doente para melhorar a comunicação e a coordenação da equipa.⁸



Analise rapidamente com o CODE-STATTM

Aceda ou partilhe dados automaticamente, analise o desempenho e identifique oportunidades de melhoria.⁹



O **LIFEPAK 35** tem um design ergonómico e portátil e o **LIFEPAK TOUGH™** integrado para resistir a quedas num ambiente hospitalar exigente.³



Um legado de confiança

Durante seis décadas, colaborámos com os nossos clientes para conceber soluções e desenvolver tecnologia que ajudem a salvar vidas. Encontrará mais de meio milhão de unidades em utilização hoje em dia em ambulâncias e carros de emergências hospitalares em todo o mundo.¹⁰ O nosso compromisso intransigente para com a qualidade produz dispositivos com os quais pode contar em situações críticas – para que se possa concentrar naquilo que faz melhor: salvar vidas na comunidade, no terreno e no hospital.



Para obter mais informações sobre o monitor/desfibrilhador LIFEPAK 35, contacte o representante de vendas local da Stryker ou visite stryker.com.

Referências:

1. Dados em arquivo, Stryker HFVR 3338373. 2. Dados em arquivo, Stryker OI 3350861. 3. Dados em arquivo, Stryker SHVR 3338410. 4. Dados em arquivo, Stryker 3352191 Rev A 5, de Graaf C, Beesems SG, Oud S, et al., Analyzing the heart rhythm during chest compressions: Performance and clinical value of a new AED algorithm. Resuscitation. May 2021;162:320-28. 6. Dados em arquivo, Stryker UND-3331509, secção 6.5. 7. Dados em arquivo, Stryker manual técnico 3350864. 8. Dados em arquivo, Stryker LCCR 3349947 e 3347969. 9. Dados internos no ficheiro. LSWISIFU. 3327690. 10. Com base em dados de vendas internos

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde. Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre as instruções de utilização para obter orientações completas em termos de indicações, contraindicações, advertências, precauções e potenciais acontecimentos adversos antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Stryker ou as entidades afiliadas possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: CODE-STAT, cprINSIGHT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, STJ Insight, SunVue e Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores. A ausência do nome de um produto, funcionalidade ou serviço ou de um logótipo nesta lista não constitui uma renúncia da Stryker sobre os direitos de propriedade da marca comercial ou de outros direitos de propriedade intelectual relacionados com esse nome ou logótipo.

04/2025

EC-L35-BROC-1748118_REV-0_pt_pt © 2025 Stryker



Fabricado por:

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 EUA
N.º de tel. gratuito:
800 442 1142
stryker.com/emergencycare

Distribuído por:

Stryker European
Operations Ltd. Anngrove
IDA Business & Technology
Park
Carrigtwohill
Co. Cork,
T45 HX08