

LUCAS[®] 2|3

Thoraxkompressionssystem

Originalzubehör

LUCAS 2|3 Thoraxkompressionssystem



Ihr Partner bei der **Lebensrettung**

Das LUCAS Thoraxkompressionssystem bietet richtlinienkonforme, qualitativ hochwertige Kompressionen für Patienten mit einem plötzlichen Herzstillstand unter schwierigen Bedingungen und über längere Zeiträume hinweg, um Sie dabei zu unterstützen, bessere Patientenergebnisse zu erzielen und die Sicherheit und Effizienz Ihres Teams zu erhöhen.

In diesem Katalog finden Sie einen Überblick über optionale Stromversorgungsmöglichkeiten und Zubehör für die LUCAS 2 und LUCAS 3 Geräte.

Wenn Sie Fragen zum LUCAS System, dem Zubehör oder Einwegartikeln haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker/Physio-Control Gebietsleiter.

LUCAS 3 Thoraxkompressionssystem, Version 3.1

Das LUCAS System wird mit einer Batterie, Patientengurten, einem Stabilisierungsgurt, zwei Einweg-Saugnapfen, einem Transportkoffer und der Gebrauchsanleitung geliefert. Über eine kabellose Verbindung des Geräts mit dem LIFENET® System werden Einrichtungsoptionen, nachträgliche Berichterstellung und Gerätemanagement ermöglicht.

LUCAS 3 Gerät, V3.1, in Versandkarton

99576-000063 Englisch
99576-000064 International-Englisch
99576-000065 International-Englisch, Französisch
99576-000069 Dänisch, Schwedisch, Norwegisch
99576-000070 Schwedisch, Finnisch
99576-000082 Isländisch
99576-000071 Deutsch
99576-000072 Deutsch, Französisch, Italienisch
99576-000073 Deutsch, Französisch, Niederländisch
99576-000074 Italienisch, Spanisch, Portugiesisch
99576-000075 Polnisch
99576-000077 Estnisch, Lettisch, Litauisch
99576-000078 Kroatisch, Rumänisch, Slowenisch
99576-000079 Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch
99576-000080 Griechisch, Türkisch, Hebräisch



Zubehör für LUCAS 3 Geräte



LUCAS Hartschalenrucksack

Der LUCAS Hartschalenrucksack mit Sichtfenster für eine schnelle Batterieprüfung und hinterem Ladeanschluss ist die beste Möglichkeit zum Schutz Ihres LUCAS Systems sowie zum Transport von Ersatzbatterie und Zubehör. Kompatibel mit LUCAS 3 und LUCAS 2 Geräten.

11576-000094



LUCAS Rückenplatte, schmal

Die schmale Rückenplatte mit niedrigem Profil lässt sich leicht verwenden, verstellen, an Transportvorrichtungen anbringen und reinigen. Kompatibel mit LUCAS 3 und LUCAS 2 Geräten.

11576-000088



LUCAS Gummipuffer mit integrierter Dichtung, 2 Stück, schwarz

Die schwarzen Gummipuffer passen zur Farbe des LUCAS 3 Gerätes und können zum Schutz der Scharnierkappen angebracht werden.

11576-000091



Antirutsch-Folie, LUCAS Rückenplatte, schmal

Die Antirutsch-Folie wurde entwickelt, um die Reibung der Rückenplatte zu erhöhen und das Risiko eines Verrutschens des Geräts bei Kontakt mit anderen harten Oberflächen (z. B. Spineboard) zu reduzieren. Sechs Folien pro Packung.

11576-000089

11576-000090 (3er-Pack)

Zubehör für LUCAS 2 Geräte



LUCAS 2 Tragetasche

Das LUCAS 2 Gerät wird in einer weichen gepolsterten Tragetasche mit Innentaschen für Ersatzbatterie und externe Stromquelle aufbewahrt und transportiert.

11576-000038



LUCAS 2 Rückenplatte

Eine Ersatzrückenplatte für das LUCAS 2 ist erhältlich, falls die Original-Rückenplatte beschädigt oder kontaminiert wird.

21996-000044



LUCAS 2 Antirutsch-Folie für Rückenplatte

Die Antirutsch-Folie für das LUCAS 2 wurde entwickelt, um die Reibung der Rückenplatte zu erhöhen und das Risiko eines Verrutschens des Geräts bei Kontakt mit anderen harten Oberflächen (z. B. Spineboards) zu reduzieren.

11576-000052

11576-000053 (3er-Pack)




LUCAS 2 Gummipuffer mit integrierter Dichtung (2 Stück)

Wenn Ihr Gerät von Gummipuffern geschützte Scharniere an den Stützbeinen Ihres Geräts hat, bestellen Sie bitte die Gummipuffer mit der integrierten Dichtung (2 Stück). Die meisten LUCAS 2 Geräte benötigen diesen Puffer.

11576-000072

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Zubehörteil Sie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



LUCAS 2 Gummipuffer (2 Stück)

Sollte sich bei Ihrem Gerät eine Kunststoffkappe an den Stützbeinscharnieren befinden, bestellen Sie bitte die Gummipuffer ohne integrierte Dichtung (2 Stück). Ältere LUCAS 2 Geräte von vor 2012 könnten eventuell diesen Puffer benötigen.

11576-000070

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Zubehörteil Sie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Einwegartikel, Batterien und Stromquellen

Zur Verwendung mit LUCAS 3 oder LUCAS 2 Geräten



LUCAS Einweg-Saugnapf

Das LUCAS System verwendet einen Einweg-Saugnapf, der nach jedem Einsatz leicht ausgewechselt werden kann.

11576-000046 (3er-Pack)
11576-000047 (12er-Pack)



LUCAS Stabilisierungsgurt

Der Stabilisierungsgurt wird verwendet, um den Patienten zusätzlich zu stabilisieren und um während des Betriebs ein Verrutschen des LUCAS Systems nach unten zu verhindern. Jede Packung enthält den Nackengurt und zwei Stützbeingurte.

21576-000074
21576-000075 (4er-Pack)



LUCAS Patientengurte

Die LUCAS Patientengurte werden verwendet, um während eines Transports die Arme des Patienten an den Stützbeinen des LUCAS Systems zu befestigen.

11576-000050 (2 Stück)
11576-000051 (2 Stück, 3er-Pack)



LUCAS Batterie

Die LUCAS Batterie ist ein wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (LiPo), der typischerweise für einen 45-minütigen Einsatz ausreicht. Sie können die Batterie schnell wiederaufladen: in weniger als 2 Stunden im Gerät, wenn es an eine externe Stromquelle oder über das Fahrzeugnetz kabel angeschlossen ist, und in weniger als 4 Stunden im Ladegerät.

11576-000080
(dunkelgrau für LUCAS 3 Gerät)
11576-000039

(hellgrau für LUCAS 2 Gerät)

Beide Batterien funktionieren in beiden Geräten, nur die Farbe ist unterschiedlich.



LUCAS Batterieladegerät

Das externe Batterieladegerät ist ein eigenständiges Gerät zum Aufladen einer LUCAS Batterie. Es dauert typischerweise weniger als 4 Stunden, um eine Batterie aufzuladen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Montagehalterung für eine platzsparende Installation.

11576-000060 (USA, Kanada)
11576-000061 (EU)
11576-000062 (Großbritannien)
11576-000063 (Australien)
11576-000068 (Japan)



LUCAS AUX-Netzteil (S/N 3009 0181 und neuer)

Das externe Netzteil (100-240 V AC, 50/60 Hz) kann am LUCAS Gerät angeschlossen werden, um eine längere Betriebsdauer sowie ein Aufladen der LUCAS Batterie im System zu ermöglichen.

11576-000071 (USA, Kanada)
11576-000056 (EU)
11576-000057 (Großbritannien)
11576-000058 (Japan)
11576-000059 (Australien)
11576-000067 (Schweiz)



LUCAS Fahrzeugkabel

Das Fahrzeugkabel (12-28 V DC) kann an das LUCAS System angeschlossen werden. Es ermöglicht eine längere Betriebsdauer sowie ein Aufladen der LUCAS Batterie im Gerät in weniger als 2 Stunden.

11576-000048



LUCAS PCI-Rückenplatte

Die LUCAS PCI-Rückenplatte aus Carbonfaser ist speziell für die Verwendung im Katheterlabor konzipiert. Sie ist röntgendurchlässig mit minimalen Schatten. Die PCI-Rückenplatte ist kompatibel mit LUCAS 2 und LUCAS 3 Geräten.

11576-000064

Gebrauchsanleitung für Einsatz und Training



LUCAS 3 Gebrauchsanleitung (Softwareversion 3.1)

26500-003923 Englisch (EN)

26500-003924 International-English (INTL-EN)

26500-003925 Deutsch (DE)

26500-003926 Französisch (FR)

26500-003927 Niederländisch (NL)

26500-003928 Dänisch (DA)

26500-003929 Schwedisch (SV)

26500-003930 Norwegisch (NO)

26500-003931 Finnisch (FI)

26500-003932 Italienisch (IT)

26500-003933 Griechisch (EL)

26500-003934 Spanisch (ES)

26500-003935 Portugiesisch (PT)

26500-003936 Tschechisch (CS)

26500-003937 Polnisch (PL)

26500-003938 Ungarisch (HU)

26500-003940 Japanisch (JA)

26500-003941 Türkisch (TR)

26500-003942 Kroatisch (HR)

26500-003943 Chinesisch (ZH)

26500-003944 Slowakisch (SK)

26500-003945 Koreanisch (KO)

26500-003946 Hebräisch (HE)

26500-003948 Rumänisch (RO)

26500-003949 Estnisch (ET)

26500-003950 Lettisch (LV)

26500-003951 Litauisch (LT)

26500-003952 Slowenisch (SL)

26500-003953 Isländisch (IS)



LUCAS 3 Gebrauchsanleitung (Softwareversion 3.0)

26500-003716 Englisch (EN)

26500-003717 International-English (INTL-EN)

26500-003718 Deutsch (DE)

26500-003719 Französisch (FR)

26500-003720 Niederländisch (NL)

26500-003721 Dänisch (DA)

26500-003722 Schwedisch (SV)

26500-003723 Norwegisch (NO)

26500-003724 Finnisch (FI)

26500-003725 Italienisch (IT)

26500-003726 Griechisch (EL)

26500-003727 Spanisch (ES)

26500-003728 Portugiesisch (PT)

26500-003729 Tschechisch (CS)

26500-003730 Polnisch (PL)

26500-003731 Ungarisch (HU)

26500-003733 Japanisch (JA)

26500-003734 Türkisch (TR)

26500-003735 Kroatisch (HR)

26500-003736 Chinesisch (ZH)

26500-003737 Slowakisch (SK)

26500-003738 Koreanisch (KO)

26500-003739 Hebräisch (HE)

26500-003741 Rumänisch (RO)


26500-003742 Estnisch (ET)

26500-003743 Lettisch (LV)

26500-003744 Litauisch (LT)

26500-003745 Slowenisch (SL)

26500-003746 Isländisch (IS)



LUCAS 2 Gebrauchsanleitung (Softwareversion 2.2)

26500-003588 Englisch (EN)

26500-003589 International-English (INTL-EN)

26500-003590 Deutsch (DE)

26500-003591 Französisch (FR)

26500-003592 Niederländisch (NL)

26500-003602 Dänisch (DA)

26500-003593 Schwedisch (SV)

26500-003594 Norwegisch (NO)

26500-003595 Finnisch (FI)

26500-003596 Italienisch (IT)

26500-003597 Griechisch (EL)

26500-003598 Spanisch (ES)

26500-003599 Portugiesisch (PT)

26500-003600 Tschechisch (CS)

26500-003601 Polnisch (PL)

26500-003603 Ungarisch (HU)

26500-003604 Russisch (RU)

26500-003605 Japanisch (JA)

26500-003606 Türkisch (TR)

26500-003607 Kroatisch (HR)

26500-003608 Chinesisch (ZH)

26500-003609 Slowakisch (SK)

26500-003610 Koreanisch (KO)

26500-003648 Hebräisch (HE)

26500-003649 Bulgarisch (BG)

26500-003650 Rumänisch (RO)

26500-003651 Estnisch (ET)

26500-003652 Lettisch (LV)

26500-003653 Litauisch (LT)

26500-003654 Slowenisch (SL)

Für Version 2.1 kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.



LUCAS 3 Trainingsgerät

Das LUCAS 3 Trainingsgerät ist ein nicht-klinisches Gerät, das nur für Trainingszwecke geeignet ist. Es darf nur an Puppen verwendet werden.

LUCAS 3 99576-000083

Umfassende Trainingsinformationen für das LUCAS 3 können unter physio-control.com/lucas heruntergeladen werden.

Physio-Control ist jetzt Teil von Stryker.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Website.

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch