

LUCAS[®] 2|3

System do kompresji
klatki piersiowej

Oryginalne Akcesoria

LUCAS 2|3 System do kompresji klatki piersiowej



Twój partner w ratowaniu życia

System LUCAS do kompresji klatki piersiowej służy do wykonywania zgodnych z wytycznymi, wysokiej jakości ucisków klatki piersiowej u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia i jest zdolny do długotrwałej pracy w trudnych warunkach, co stwarza większą szansę na osiągnięcie lepszych rezultatów, jak również zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności zespołu ratunkowego.

Niniejszy katalog zawiera przegląd opcjonalnych akcesoriów oraz rozwiązań w zakresie zasilania dla urządzeń LUCAS 2 i LUCAS 3.

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące urządzeń LUCAS oraz akcesoriów i materiałów jednorazowego użytku, należy skontaktować się z przedstawicielem Stryker/Physio-Control.

LUCAS 3 system do kompresji klatki piersiowej, wersja 3.1

System LUCAS dostarczany jest z jedną baterią, paskami pacjenta, paskiem stabilizującym, dwoma przyssawkami jednorazowego użytku, torbą transportową i instrukcją obsługi. Urządzenie można bezprzewodowo podłączyć do systemu LIFENET® w celu ustawienia opcji konfiguracyjnych, wygenerowania raportu po zdarzeniu oraz zarządzania zasobami.

Urządzenie LUCAS 3, w3.1, w opakowaniu wysyłkowym

99576-000063 angielski
99576-000064 międzynarodowa - angielski
99576-000065 międzynarodowa - angielski, francuski
99576-000069 duński, szwedzki, norweski
99576-000070 szwedzki, fiński
99576-000082 islandzki
99576-000071 niemiecki
99576-000072 niemiecki, francuski, włoski
99576-000073 niemiecki, francuski, holenderski
99576-000074 włoski, hiszpański, portugalski
99576-000075 polski
99576-000077 estoński, łotewski, litewski
99576-000078 chorwacki, rumuński, słoweński
99576-000079 czeski, węgierski, słowacki
99576-000080 grecki, turecki, hebrajski



Akcesoria dla urządzeń LUCAS 3



Torba transportowa LUCAS, sztywna

Sztywna torba LUCAS z umieszczonym na górze okienkiem umożliwiającym szybkie sprawdzenie akumulatora oraz znajdującym się z tyłu portem ładowania to najlepszy sposób na zabezpieczenie urządzenia LUCAS oraz przechowywanie zapasowej baterii i akcesoriów. Przeznaczona dla urządzeń LUCAS 3 i LUCAS 2.

11576-000094



Deska LUCAS, cienka

Cienką deskę o niskim profilu można z łatwością umieścić, wyregulować i przypiąć pasami do urządzeń transportowych oraz wyczyścić. Przeznaczona dla urządzeń LUCAS 3 i LUCAS 2.

11576-000088



Ochraniacz LUCAS ze zintegrowaną osłoną bolca, para w kolorze czarnym

Czarny gumowy ochraniacz, zapewniający zabezpieczenie zawiasu i nasadek na jego końcach, dopasowany kolorystycznie do urządzenia LUCAS 3.

11576-000091



Taśma przeciwślizgowa, do cienkiej deski LUCAS

Przeciwślizgowa taśma zapewnia zwiększenie tarcia oraz zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się urządzenia przy kontakcie z inną twardą powierzchnią (np. deską ortopedyczną). Każde opakowanie zawiera sześć pasków.

11576-000089

11576-000090 (opak. 3 szt.)

Akcesoria dla urządzeń LUCAS 2



Torba transportowa LUCAS 2

Do przechowywania i transportu urządzenia LUCAS 2 służy miękka torba z wyściółką, wyposażona w kieszenie dla zapasowego akumulatora i zewnętrznego źródła zasilania.

11576-000038



Deska LUCAS 2

Zapasowa deska LUCAS 2, do użytku w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia oryginalnej deski.

21996-000044



Taśma przeciwślizgowa do deski LUCAS 2

Przeciwślizgowa taśma do deski LUCAS 2 zapewnia zwiększenie tarcia deski oraz zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia się urządzenia przy kontakcie z inną twardą powierzchnią (np. deską ortopedyczną).

11576-000052

11576-000053 (opak. 3 szt.)




Gumowy ochraniacz LUCAS 2 ze zintegrowaną osłoną bolca (para)

Jeżeli urządzenie ma zawiasy zabezpieczone gumowym ochraniaczem na wspornikach urządzenia, należy zamówić gumowy ochraniacz ze zintegrowaną osłoną bolca (para). Większość urządzeń LUCAS 2 wymaga użycia tych ochraniaczy.

11576-000072

W przypadku wątpliwości, której części należy użyć, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klientów.



Gumowy ochraniacz LUCAS 2 (para)

Jeżeli na zawiasach wsporników znajdują się plastikowe nasadki, należy zamówić gumowy ochraniacz bez zintegrowanej osłony bolca (para). Ochraniacz ten może być wymagany dla urządzeń LUCAS 2 sprzed 2012 r.

11576-000070

W przypadku wątpliwości, której części należy użyć, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klientów.

LUCAS 2/3 System do kompresji klatki piersiowej

Wspólne produkty jednorazowego użytku, akumulatory i akcesoria systemu zasilania

Do użytku z urządzeniami LUCAS 3 i LUCAS 2



Przyssawka LUCAS jednorazowego użytku

Do urządzenia LUCAS dołączona jest przyssawka jednorazowego użytku, którą po każdorazowym użyciu można z łatwością wymienić.

11576-000046 (opak. 3 szt.)

11576-000047 (opak. 12 szt.)



Pasek stabilizujący LUCAS

Pasek stabilizacyjny służy do zapewnienia dodatkowej stabilizacji urządzenia w stosunku do pacjenta oraz zapobiega przesuwaniu się urządzenia LUCAS w dół. Każde opakowanie zawiera pasek szyjny oraz parę pasków mocowanych do kończyn dolnych.

21576-000074

21576-000075 (opak. 4 szt.)




Paski pacjenta LUCAS

Paski pacjenta LUCAS przeznaczone są do przypięcia ramion pacjenta do wsporników urządzenia LUCAS podczas transportu.

11576-000050 (para)

11576-000051 (para, opak. 3 szt.)



Akumulator LUCAS

Akumulator LUCAS to ładowalny, litowo-polimerowy akumulator (LiPo), którego energia zwykle zapewnia 45 minut pracy. Akumulator można szybko naładować w urządzeniu, podłączając je do zewnętrznego źródła zasilania lub do samochodowego przewodu zasilania (czas ładowania ok. 2 godz.) lub w ładowarce blatowej (czas ładowania poniżej 4 godz.).

11576-000080

(ciemnoszary - urządzenie LUCAS 3)

11576-000039

(jasnoszary - urządzenie LUCAS 2)

Każdy z akumulatorów może pracować w obu urządzeniach, a jedyną różnicą jest kolor.



Ładowarka blatowa akumulatora LUCAS

Zewnętrzna ładowarka blatowa to samodzielne urządzenie przeznaczone do ładowania akumulatorów LUCAS. Naładowanie akumulatora trwa zwykle poniżej 4 godzin. Do urządzenia dołączony jest wspornik, umożliwiający instalację zapewniającą oszczędność miejsca.

11576-000060 (USA, Kanada)

11576-000061 (UE)

11576-000062 (Wielka Brytania)

11576-000063 (Australia)

11576-000068 (Japonia)



Zasilacz LUCAS Aux (nr serii 3009 0181 i wyższy)

Zewnętrzny zasilacz (100-240 VAC, 50/60 Hz), który można podłączyć do urządzenia LUCAS; zapewnia wydłużony czas pracy oraz ładowanie akumulatora LUCAS, który znajduje się w urządzeniu.

11576-000071 (USA, Kanada)

11576-000056 (UE)

11576-000057 (Wielka Brytania)

11576-000058 (Japonia)

11576-000059 (Australia)

11576-000067 (Szwajcaria)



Przewód samochodowy LUCAS

Przewód samochodowy (12-28 V DC) można podłączyć do urządzenia LUCAS. Zapewnia on wydłużony czas pracy oraz naładowanie w ciągu niespełna 2 godzin znajdującego się w urządzeniu akumulatora LUCAS.

11576-000048



Deska LUCAS PCI

Deska LUCAS PCI z włókna węglowego w szczególności przeznaczona jest do użytku w pracowni badań inwazyjnych. Jest ona w pełni przezierna dla promieni RTG, pozostawiając minimalny cień. Deska PCI może być używana zarówno z urządzeniem LUCAS 2, jak i LUCAS 3.

11576-000064

Instrukcja obsługi i produkty szkoleniowe




Instrukcja obsługi LUCAS 3 (wersja 3.1)

26500-003923 angielski (EN)
 26500-003924 międzynarodowa-angielski (INTL-EN)
 26500-003925 niemiecki (DE)
 26500-003926 francuski (FR)
 26500-003927 holenderski (NL)
 26500-003928 duński (DA)
 26500-003929 szwedzki (SV)
 26500-003930 norweski (NO)
 26500-003931 fiński (FI)
 26500-003932 włoski (IT)
 26500-003933 grecki (EL)
 26500-003934 hiszpański (ES)
 26500-003935 portugalski (PT)
 26500-003936 czeski (CS)
 26500-003937 polski (PL)
 26500-003938 węgierski (HU)
 26500-003940 japoński (JA)
 26500-003941 turecki (TR)
 26500-003942 chorwacki (HR)
 26500-003943 chiński (ZH)
 26500-003944 słowacki (SK)
 26500-003945 koreański (KO)
 26500-003946 hebrajski (HE)
 26500-003948 rumuński (RO)
 26500-003949 estoński (ET)
 26500-003950 łotewski (LV)
 26500-003951 litewski (LT)
 26500-003952 słoweński (SL)
 26500-003953 islandzki (IS)



Instrukcja obsługi LUCAS 3 (wersja 3.0)

26500-003716 angielski (EN)
 26500-003717 międzynarodowa-angielski (INTL-EN)
 26500-003718 niemiecki (DE)
 26500-003719 francuski (FR)
 26500-003720 holenderski (NL)
 26500-003721 duński (DA)
 26500-003722 szwedzki (SV)
 26500-003723 norweski (NO)
 26500-003724 fiński (FI)
 26500-003725 włoski (IT)
 26500-003726 grecki (EL)
 26500-003727 hiszpański (ES)
 26500-003728 portugalski (PT)
 26500-003729 czeski (CS)
 26500-003730 polski (PL)
 26500-003731 węgierski (HU)
 26500-003733 japoński (JA)
 26500-003734 turecki (TR)
 26500-003735 chorwacki (HR)
 26500-003736 chiński (ZH)
 26500-003737 słowacki (SK)
 26500-003738 koreański (KO)
 26500-003739 hebrajski (HE)
 26500-003741 rumuński (RO)
 26500-003742 estoński (ET)
 26500-003743 łotewski (LV)
 26500-003744 litewski (LT)
 26500-003745 słoweński (SL)
 26500-003746 islandzki (IS)



Instrukcja obsługi LUCAS 2 (wersja 2.2)

26500-003588 angielski (EN)
 26500-003589 międzynarodowa-angielski (INTL-EN)
 26500-003590 niemiecki (DE)
 26500-003591 francuski (FR)
 26500-003592 holenderski (NL)
 26500-003602 duński (DA)
 26500-003593 szwedzki (SV)
 26500-003594 norweski (NO)
 26500-003595 fiński (FI)
 26500-003596 włoski (IT)
 26500-003597 grecki (EL)
 26500-003598 hiszpański (ES)
 26500-003599 portugalski (PT)
 26500-003600 czeski (CS)
 26500-003601 polski (PL)
 26500-003603 węgierski (HU)
 26500-003604 rosyjski (RU)
 26500-003605 japoński (JA)
 26500-003606 turecki (TR)
 26500-003607 chorwacki (HR)
 26500-003608 chiński (ZH)
 26500-003609 słowacki (SK)
 26500-003610 koreański (KO)
 26500-003648 hebrajski (HE)
 26500-003649 bułgarski (BG)
 26500-003650 rumuński (RO)
 26500-003651 estoński (ET)
 26500-003652 łotewski (LV)
 26500-003653 litewski (LT)
 26500-003654 słoweński (SL)

Wersja 2.1 - należy skontaktować się z działem obsługi klienta.



Urządzenie treningowe LUCAS 3

Urządzenia treningowe LUCAS 3 to urządzenia niekliniczne, przeznaczone wyłącznie do celów szkoleniowych. Należy go używać tylko na manekinach.

LUCAS 3 99576-000083

Obszerne zasoby szkoleniowe dla urządzenia LUCAS 3 można pobrać na stronie physio-control.com/lucas.

Physio-Control jest teraz częścią Stryker.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzenie strony www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel. 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Poland Sales Sp. z o.o.**
Plac Joachima Lelewela 2
01-624 Warszawa
www.physio-control.com
Tel 22 56 91 210
Fax 22 896 14 45