

stryker

Power-PRO™ 2

Elektrohydraulische Fahrtrage



Entwickelt für den Einsatz

Sie leben dafür. Wir entwickeln dafür.

Niemand weiß besser als Sie, was in Ihrem Umfeld funktioniert. Daher haben wir unser bewährtes Design neu konzipiert und die Power-PRO 2 als Ihren Partner beim Einsatz neu definiert. Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.



Verlässlich im Einsatz

- Mit einem Knopfdruck ist schnell die optimale Transporthöhe erreicht¹. Der verlängerte Transportgriff verbessert die Manövrierfähigkeit
- Navigieren Sie mit dem neuen einziehbaren Fußteil durch engere Umgebungen (in Schritten von 7,62 Zentimeter aus- und einfahrbar)
- Unterstützt die Reduzierung körperlicher Erschöpfung durch verbesserte Ergonomie beim manuellen Be- und Entladen



1. Die optimale Transporthöhe ist auf eine niedrige Transportposition voreingestellt, um das Risiko von Patientenstürzen zu verringern, ohne Rettungsfachkräfte bei der Behandlung des Patienten zu behindern.



Sicher im Einsatz

- Tatsächliches, eigenständiges Heben bis zur optimalen Ladehöhe, dank leistungsfähiger Hydraulikeinheit mit Lasterkennung
- Auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehen und gesehen werden – mit leistungsstarker Beleuchtung und Reflektoren
- Reduzieren Sie das Risiko von Beschädigungen der Fahrtrage sowie Verletzungen von medizinischen Fachkräften oder Patienten mit der neuen Stoßerkennungstechnologie²



Bereit für den Einsatz

- Überwachen Sie Ihre Flotte aus der Ferne mithilfe von Smart Equipment Management (SEM) und lokalisieren Sie Ihre Fahrtrage anhand des letzten bekannten Standorts³
- Verbesserte Akkulebensdauer und -verwaltung dank neuem Lithium-Ionen-Akku mit Ladeanzeige
- Verringern Sie die Ausfallzeiten der Fahrtrage, reduzieren Sie unerwartete Kosten und halten Sie Ihre Rettungsfahrzeuge einsatzbereit



2. Beim Entladen mit manuellem Tragenbefestigungssystem

3. Erhalten Sie Standortinformationen, wenn die Trage mit einem aktiven Wi-Fi® Netzwerk und einem induktiven Ladegerät von Power-LOAD oder Performance-LOAD verbunden ist. Hotspot für die Verwendung außerhalb des Netzwerks erforderlich (nicht von Stryker bereitgestellt). Die Häufigkeit der Informationsübertragung ist abhängig von Ihrer Verbindung.


Die erste vernetzte Fahrtrage der Branche

Smart Equipment Management

Überwachen Sie automatisch den Zustand der Fahrtrage und verwalten Sie Ihre Flotte aus der Ferne über ein praktisches, interaktives Dashboard.

Holen Sie das Maximum aus Ihrer Investition heraus

- Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung, indem Sie die Nutzung der Fahrtrage auswerten und Ihre Flotte durchrotieren
- Erfassen Sie den Schulungsbedarf mithilfe detaillierter Analysen, um die Sicherheit von Patienten und medizinischen Fachkräften zu verbessern
- Kein Rätselraten beim Akkuwechsel mehr dank konstanter Überwachung des Verbrauchs.



88 % Akkuladung
der Gesamt-
ladekapazität

Minimieren Sie Ausfallzeiten

- Halten Sie Ihre Flotte einsatzbereit: Erkennen Sie, welche Fahrtragen eine Überprüfung benötigen
- Sparen Sie Zeit und Geld mithilfe einer Fehlerdiagnose vor der Reparatur vor Ort
- Machen Sie Ihre Ausrüstung mithilfe des direkten Zugriffs auf unsere Stryker ProCare Services schnell wieder einsatzbereit



Analysieren Sie
den Fehler

Aufrechterhaltung Ihrer Einsatzbereitschaft

- Optimaler Schichtbeginn mit aktuellem Akkustatus und relevanten Informationen zur Fahrtrage
- Lokalisieren Sie Ihre Flotte nahezu in Echtzeit mithilfe des letzten bekannten Standorts³
- Optimieren Sie den Berichts- und Planungsbedarf mit sofortigem Zugriff auf wichtige Gerätekenzzahlen

Letzter bekannter Standort



3. Erhalten Sie Standortinformationen, wenn die Trage mit einem aktiven Wi-Fi®-Netzwerk und einem induktiven Ladegerät von Power-LOAD oder Performance-LOAD verbunden ist. Hotspot für die Verwendung außerhalb des Netzwerks erforderlich (nicht von Stryker bereitgestellt). Die Häufigkeit der Informationsübertragung ist abhängig von Ihrer Verbindung.



stryker

LIFENET Portal

My account

- Home
- Account summary
- Cols
- Tools



- No error
- Error
- Checked
- Enabled
- Network fail

Model	Serial Number	Location
507055000	210003128	Station 3
507055000	967241136	Station 6
507055000	907683362	Station 6
507055000	911718952	Station 1
507055000	923129258	Station 2
507055000	923808957	Station 2
507055000	923848391	Station 3
507055000	923874027	Station 2
507055000	943219021	Station 1
507055000	950795845	Station 2
507055000	958938112	Station 1
507055000	958994825	Station 1
507055000	961257750	Station 1
507055000	965817907	Station 2

Battery Charge	Status	Latest Hour	Chk. Usage
72%	OK	Medics	0.1 hours
41%	OK	Medics	26.2 hours
30%	OK	Netgear	20.1 hours
81%	OK	Netgear	40.1 hours
80%	OK	Netgear	0.7 hours
82%	OK	Medics	50.1 hours
100%	OK	Netgear	25.2 hours
89%	OK	Netgear	20.2 hours
87%	OK	Netgear	20.2 hours
100%	OK	Netgear	20.1 hours
99%	OK	Netgear	22.7 hours
97%	OK	Netgear	3.2 hours
83%	OK	Netgear	15.1 hours
83%	OK	Netgear	4.3 hours
			15.7

Resource center
Collapse

Langjähriges Vertrauen

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt Stryker Technologien und Geräte, die Ersthelfern und Krankenhäusern in kritischen Situationen mehr Kontrolle geben. Unser kompromissloses Qualitätsversprechen garantiert Produktleistung, auf die Sie sich verlassen können, damit Sie sich in kritischen Situationen auf Ihre Stärke konzentrieren können: Leben retten.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Außendienstmitarbeiter oder gehen Sie auf [stryker.com](https://www.stryker.com)

Emergency Care

Dieses Dokument ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt keine medizinische Beratung und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte. Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Produktangebots von Stryker darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker Produkts muss das medizinische Fachpersonal stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker Vertreter.

Die Stryker Corporation, ihre Tochterunternehmen oder sonstigen verbundenen Unternehmen Stryker oder verbundene Unternehmen sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Power-LOAD, Power-PRO, Power-PRO 2: Klasse I, Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer. Die dargestellten Produkte besitzen eine CE-Kennzeichnung gemäß geltenden EU-Verordnungen und -Richtlinien.



3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002, USA
[stryker.com](https://www.stryker.com)