

stryker

Power-PRO™ 2

maca de ambulância elétrica



O socorro é a nossa inspiração

A vida é sua. A construção é nossa.

Ninguém sabe melhor o que funciona no campo do que quem lá está. Foi por isso que reimaginámos o nosso design comprovado para redefinir o seu parceiro no cenário - concentrando-nos no mais importante para o ajudar a fazer o seu trabalho.



Socorrer com confiança

- Atinja a altura ideal de transporte¹ com um único botão e aumente a manobrabilidade usando um cabo de transporte alargado
- Percorra espaços mais apertados com uma nova secção retrátil para os pés (estende-se e retrai mais 7,62 centímetros em cada direção)
- Ajude a diminuir a fadiga corporal com ergonomia melhorada durante a carga e descarga manual



1. A altura ideal de transporte é, por padrão, baixa, para reduzir o risco de queda do paciente sem perturbar o acesso dos cuidadores ao paciente.



Socorrer com segurança

- Realize uma verdadeira elevação sem assistência e atinja uma altura de carga ideal utilizando um conjunto hidráulico mais inteligente com capacidade de detecção de carga
- Veja e seja visto em ambientes com pouca luz, com luzes potentes e refletores
- Reduza a hipótese de danos na maca e lesões ao médico ou ao paciente com a nova tecnologia de detecção de para-choques²



Socorrer com prontidão

- Acompanhe remotamente a sua frota com a Gestão Inteligente de Equipamentos (SEM, Smart Equipment Management) e identifique a última localização conhecida da sua maca³
- Melhore a duração e gestão da bateria com uma nova bateria de íons de lítio e um novo indicador de carga
- Limite o tempo de paragem da maca, reduza os custos inesperados e prepare as suas ambulâncias



2. Ao descarregar com fecho manual

3. Receba atualizações de localização quando ligado a uma rede Wi-Fi® ativa e a um carregador indutivo Power-LOAD ou Performance-LOAD. Ponto de acesso à Internet necessário para utilização fora da rede (não fornecido pela Stryker). A frequência das atualizações depende da sua ligação.

A primeira maca de ambulância conectada da indústria

Gestão Inteligente de Equipamentos

Controle automaticamente a saúde da maca e faça a gestão remota da sua frota através de um painel de controlo interativo e conveniente.

\$ **Maximize o seu investimento**

- Prolongue a vida útil do seu equipamento avaliando a utilização da maca e fazendo a rotação da sua frota
- Identifique oportunidades de formação utilizando análises detalhadas para ajudar a melhorar a segurança de pacientes e médicos
- Elimine as dúvidas sobre a substituição da bateria, monitorizando a utilização da mesma ao longo do tempo



88% estado total
de saúde da bateria

🕒 **Minimize o tempo de paragem**

- Mantenha sua frota pronta para socorrer, identificando as macas que precisam de atenção
- Poupe tempo e dinheiro resolvendo o problema antes de chamar a reparação ao local
- Recupere rapidamente o seu equipamento no campo com acesso direto aos Serviços ProCare



Resolva
o problema

⚙️ **Faça a manutenção do seu serviço**

- Comece bem o seu turno com atualizações do estado da bateria e outros dados importantes da maca
- Detete a última localização conhecida da sua frota em tempo quase real³
- Simplifique os requisitos de relatórios e planeamento com acesso instantâneo a dados importantes do equipamento

Última localização conhecida



3. Receba atualizações de localização quando ligado a uma rede Wi-Fi® ativa e a um carregador indutivo Power-LOAD ou Performance-LOAD. Ponto de acesso à Internet necessário para utilização fora da rede (não fornecido pela Stryker). A frequência das atualizações depende da sua ligação.



stryker

LIFENET Portal

My account

- Home
- Account summary
- Cols
- Tools



- No error
- Error
- Checked
- Enabled
- Network fail

Model	Serial Number	Location
507055000	210003128	Station 3
507055000	967241136	Station 6
507055000	907683362	Station 6
507055000	911718962	Station 1
507055000	923129058	Station 2
507055000	923808957	Station 2
507055000	923848391	Station 3
507055000	923874027	Station 2
507055000	943219021	Station 1
507055000	950795865	Station 2
507055000	958938112	Station 1
507055000	958994825	Station 1
507055000	961257750	Station 1
507055000	965817907	Station 2

Battery Charge	Status	Latest Hour	Chk. Usage
72%	OK	Medics	0.1 hours
41%	OK	Medics	26.2 hours
30%	OK	Netgear	20.1 hours
81%	OK	Netgear	40.1 hours
90%	OK	Netgear	0.7 hours
82%	OK	Medics	50.1 hours
100%	OK	Netgear	25.2 hours
39%	OK	Netgear	20.2 hours
87%	OK	Netgear	20.2 hours
100%	OK	Netgear	20.1 hours
99%	OK	Netgear	22.7 hours
97%	OK	Netgear	3.2 hours
82%	OK	Netgear	15.1 hours
82%	OK	Netgear	4.3 hours
			15.7

Resource center
Collapse

Um legado de confiança

A Stryker trabalha em parceria com os clientes para desenvolver tecnologias e dispositivos para dar mais controlo aos socorristas e hospitais durante um evento crítico. O nosso compromisso intransigente com a qualidade significa que pode contar com o desempenho do produto, para que em situações críticas se possa concentrar no que faz melhor: salvar vidas.



Contacte o seu representante de vendas local ou visite [stryker.com](https://www.stryker.com)

Cuidados de emergência

Este documento destina-se exclusivamente a profissionais de cuidados médicos. Um profissional de cuidados médicos deve confiar sempre no seu discernimento clínico profissional no momento de decidir qual o produto a utilizar para tratar um paciente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados médicos obtenham formação na utilização de um produto específico antes de o utilizarem. A informação apresentada nesta brochura destina-se a demonstrar variedade da oferta de produtos da Stryker. O profissional clínico deve sempre consultar o folheto informativo, a etiqueta do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados visto que a disponibilidade do produto está sujeita a práticas de regulação e/ou médicas nos mercados individuais. Contacte o seu representante da Stryker em caso de dúvida acerca da disponibilidade dos produtos Stryker na sua região.

A Stryker Corporation, os respetivos departamentos ou outras empresas filiadas detêm a propriedade, utilizam ou pediram para utilizar as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Power-LOAD, Power-PRO, Power-PRO 2: Classe I, Stryker. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários ou titulares. Os produtos descritos têm marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas da UE aplicáveis.



3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA
[stryker.com](https://www.stryker.com)