

**stryker**

Cadeira para  
escadas  
**Stair-PRO**



# Cadeira para escadas **Stair-PRO**

A administração de cuidados adequados ao doente apresenta desafios únicos. O manuseamento de doentes em escadarias é um desafio com o qual se pode deparar em qualquer chamada de emergência. O esforço a que as costas estão sujeitas ao subir e descer doentes por escadas pode acumular-se ao longo do tempo. Considerando que 1 em cada 4 profissionais de emergência médica sofrem lesões que põem fim à sua carreira nos primeiros quatro anos em que estão empregados (só nos EUA)\*, estamos a trabalhar para oferecer opções que ajudem a reduzir este risco.

Cada doente que é manuseado numa escadaria pode constituir um risco de lesões para o prestador de cuidados. A Stair-PRO volta a pôr nas suas mãos o poder para ajudar a reduzir este risco. Cadeira para escadas Stair-PRO da Stryker — **é um equipamento poderoso.**



## **Profundidade compacta quando dobrada**

A funcionalidade de dobragem fácil permite que a cadeira fique dobrada num tamanho compacto para um cómodo armazenamento em compartimentos de veículos existentes.

## **Acessórios opcionais:**



**Suporte de O<sub>2</sub>**



**Suporte para os pés**



**Braçadeira para suporte de soros**

## Características principais:

### Pega de controlo superior

Ajustável para um correcto manuseamento

### Pegas de elevação traseiras com bloqueio

Comprimento e colocação para mobilidade ao subir escadas.

### Pegas de elevação extensíveis do lado dos pés

Concebidas para um comprimento e uma localização específicos que podem ajudar a apoiar a técnica de elevação ergonómica.

### Sistema Stair-TREAD

Permite ao operador controlar o movimento ao descer escadas sem elevar a cadeira, o que poderá ajudar a reduzir o risco de lombalgias. As lagartas de deslocação duplas, fabricadas em Kevlar®, suportam uma utilização em condições difíceis e ajudam em descidas.

### Travões de roda duplos

Permite uma transferência estável do doente

### Rodízios frontais de 10 cm (4 pol.)

Os rodízios frontais proporcionam mobilidade idêntica à de uma cadeira de rodas em espaços apertados



## Especificações<sup>1</sup>

• <b>Modelos</b>	<b>6252</b>	
• <b>Altura</b>	95,25 cm	37,5 pol.
• <b>Largura</b>	52 cm	20,5 pol.
• <b>Profundidade<sup>2</sup></b>	71 cm	28 pol.
• <b>Profundidade dobrada</b>	20 cm	8 pol.
• <b>Peso</b>	14,9 kg	32,8 lb
• <b>Carga máxima<sup>3</sup></b>	228 kg	500 lb

<sup>1</sup> As dimensões são medidas a partir das extremidades periféricas da estrutura principal. As especificações são arredondadas para o número inteiro mais próximo. As conversões são calculadas antes do arredondamento.

<sup>2</sup> As dimensões da profundidade são medidas com as pegas extensíveis retraídas.

<sup>3</sup> A capacidade de carga máxima corresponde ao peso total distribuído de acordo com a anatomia humana básica. Os profissionais de emergência médica têm de considerar o peso do doente, do equipamento e dos acessórios ao determinarem o peso total do produto.

\* O conjunto de contenção do doente inclui duas correias sobre o peito e uma correia de tornozelo. As correias sobre o peito também podem ser utilizadas para contenção sobre o peito e no colo.

É incluído um vídeo de formação com cada encomenda.

A Stryker reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

## Bibliografia

\* Sanders, Mick J. (2011) Mosby's Paramedic Textbook (4th ed., p. 36)

## Assistência Técnica

A Assistência Técnica da Stryker é composta por uma equipa de profissionais para o ajudar nas necessidades relativas à Stair-PRO.

## Serviços ProCare da Stryker

Espera-se que o equipamento médico tenha o desempenho ideal ininterrupto. Com os Serviços ProCare, os nossos técnicos de formação avançada ajudam a garantir que o seu equipamento está sempre operacional. O nosso objetivo é facilitar a vida da sua equipa e dos médicos com planos de assistência concebidos para que tire o máximo proveito do seu investimento.

## Programa Financeiro Flex

Os nossos programas financeiros fornecem uma gama de alternativas inteligentes concebidas para se adaptarem às necessidades da sua instituição. Oferecemos flexibilidade que vai além de uma aquisição em dinheiro, com estruturas de pagamento personalizáveis à medida do orçamento do cliente e capazes de ajudar a desenvolver uma estabilidade financeira a longo prazo. Estão igualmente disponíveis soluções financeiras especializadas para serviços municipais e outras instituições empresariais governamentais.

A disponibilidade dos programas será variável, dependendo de cada país e da gama de produtos; contacte o seu representante de vendas local para obter todos os detalhes e informar-se quanto à sua disponibilidade.

## Medical EMS

**Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.**

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association — EFTA).

Stryker's Regional Headquarters  
Amsterdam Herikerbergweg 110  
1101 CM, Amsterdam  
Países Baixos



Mkt Lit-30501PT Rev D  
DLS 02/2018  
2017-15526

Copyright © 2018 Stryker  
stryker.com