

Xpedition™

krzesiiko transportowe z napędem

Firma Stryker dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były bezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.

Jeśli chodzi o transport pacjenta, sam proces transportu jest równie ważny, jak cel. Xpedition pomaga na każdym kroku w tej podróży.

Cechy i korzyści

- Napęd gąsienicowy umożliwia transport pacjenta po schodach bez podnoszenia, ułatwiając pracę personelu medycznego. Gąsienice ułatwiają również transport po schodach pustego lub załadowanego krzesiika, dzięki czemu mniej rzeczy trzeba nosić w rękach.
- Gładkie gąsienice dobrze trzymają się schodów i nie niszczą klatek schodowych.
- Taka sama powierzchnia po złożeniu, jak w przypadku krzesiika Stryker Stair-PRO®, przy większej szerokości siedziska, pozwala transportować większych pacjentów.
- Możliwość transportu po schodach do 227 kg w górę i w dół.
- Krzesiiko Xpedition jest przystosowane do obsługi przez jedną osobę, gdy jest używane do transportu sprzętu.
- Większy prześwit między gąsienicami i podłogiem pozwala na łatwe manewrowanie krzesiikiem nad przeszkodami i wjechanie na schody.
- Podświetlane przyciski podpowiadają kolejne czynności podczas obsługi krzesiika i wskazują aktualnie wybrany tryb i stan akumulatora.
- Stopień ochrony IPX6.
- Aktywne hamowanie na schodach zatrzymuje gąsienice, gdy użytkownik zwolni przycisk jazdy.
- Jeśli wyczerpie się akumulator lub wystąpi usterka, krzesiiko powoli zjedzie po schodach, tak jak robi to dziś model Stair-PRO.



Akcesoria dodatkowe

Opis produktu	Numer części
Akumulator	650707000002
Ładowarka	650700450301
Zestaw podnóżka	625707000009
Pasy przytrzymujące głowę	625700100400
Stojak na kroplówkę, Xpedition	625700100260
Zestaw górnych uchwytów do noszenia	625707000008
Uchwyt na butlę O ₂	625700100300
Zagłówek	625700100350
System PCS	625700100600
Pasy przytrzymujące stopy	625700100450
Wspornik do montażu ładowarki	650700450031
Zestaw ząbkowanych gąsienic	625707000007

Xpedition krzeselko transportowe z napędem

Najważniejsze funkcje

Napęd gąsienicowy: ułatwia transport pacjentów po schodach w ergonomicznej pozycji, zwiększając bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów.

Uniwersalny akumulator: krzeselka Xpedition i nosze transportowe do ambulansów ze wspomaganie Power-PRO 2 firmy Stryker korzystają z tego samego akumulatora litowo-jonowego i takiej samej ładowarki.

Duże koła: umożliwiają bezproblemowe korzystanie z krzeselka na różnych nawierzchniach i w różnych środowiskach.

System zabezpieczeń pacjenta (PCS): zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz komfort fizyczny i psychiczny pacjenta.

Duża powierzchnia dla pacjenta: krzeselko Xpedition po złożeniu zajmuje tyle samo miejsca co Stair-PRO, chociaż ma szersze siedzisko i oparcie, umożliwiając transport większych pacjentów.

Oświetlenie: zintegrowane lampki w zagłówku i podnóżku ułatwiają personelowi medycznemu obserwowanie otoczenia i pacjentów.

Głęboko schowane uchwyty dolne: zmniejszają ryzyko potknięcia po wsunięciu, natomiast w pozycji wysuniętej ułatwiają przenoszenie krzeselka i pacjenta.

Intuicyjna obsługa: podświetlane przyciski podpowiadają kolejne czynności i wskazują tryb działania i wybraną prędkość.

Niewielkie wymiary: w stanie złożonym i rozłożonym krzeselko zajmuje tyle samo miejsca, co model Stair-PRO firmy Stryker.



Gwarancja

Dwa lata

Okres eksploatacji

Siedem lat

Dane techniczne

Xpedition — model 6257

Maksymalne obciążenie	227 kg
Wysokość	95,25 cm
Wysokość (maks.)	144 cm
Szerokość	52 cm
Masa	23,9 kg
Szerokość siedziska	49,8 cm
Głębokość siedziska	63,5 cm
Szerokość po złożeniu	52 cm
Głębokość po złożeniu	20,32 cm
Długość po złożeniu	95,25 cm
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy 25,6 V
Średnica przedniego koła	127 mm
Średnica tylnego koła	203 mm
Długość dolnych uchwytów po wsunięciu	63,5 cm
Zabezpieczenia	System zabezpieczeń pacjenta (PCS)
Kąt pochylenia pacjenta do tyłu na schodach	24 stopnie

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Stryker lub odwiedzić naszą stronę internetową stryker.com.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny musi zawsze polegać na własnej ocenie klinicznej. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca stosowne przeszkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu. Przedstawione informacje mają na celu zaprezentowanie asortymentu produktów firmy Stryker. Przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi się zapoznać z ulotką informacyjną, etykietami i/lub instrukcjami dotyczącymi produktu. Określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach, ponieważ ich dostępność jest zależna od przepisów prawnych i/lub wytycznych medycznych obowiązujących na danych rynkach. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danej lokalizacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

Firma Stryker Corporation oraz jej oddziały lub inne podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź usługowych: Stair-PRO, Xpedition, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli albo dysponentów. Przedstawione produkty posiadają oznakowanie CE zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i dyrektywami UE.

Copyright © 2023 Stryker. 2023-34457
05/2023



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA
stryker.com