

# Xpedition™

## Cadeira motorizada para escadas

### A Stryker está empenhada em fornecer-lhe as ferramentas que protegem tanto os prestadores de cuidados como os pacientes.

Quando se trata da experiência de prestação de cuidados, o percurso é tão importante como o destino. A Xpedition ajuda-o a ser bem-sucedido, em cada etapa do caminho.

### Características e benefícios

- As lagartas motorizadas permitem que os prestadores de cuidados subam e desçam as escadas com um paciente sem o levantar, o que reduz a fadiga do prestador de cuidados. Graças às lagartas, é igualmente possível transportar uma cadeira vazia e/ou carregada pelas escadas, diminuindo a quantidade de equipamentos transportados à mão.
- A lagarta suave adapta-se aos degraus para garantir tração e evitar danos nas escadas.
- Mantém o mesmo espaço de ocupação quando dobrada que a cadeira para escadas Stair-PRO® da Stryker enquanto aumenta a largura do assento, permitindo que se adapte facilmente a pacientes com diferentes estaturas.
- Capacidade para transportar até 227 kg ao subir ou descer as escadas.
- A Xpedition foi otimizada para a operação por um único utilizador quando utilizada sem paciente para transportar equipamento.
- A melhoria da distância em relação ao solo da lagarta permite manobrar facilmente a cadeira sobre obstáculos e colocá-la nas escadas.
- Os botões retroiluminados alertam os utilizadores para os próximos passos necessários para operar a cadeira e indicam o modo e a duração da bateria.
- Classificação IPX6.
- A travagem ativa nos degraus impede o movimento da lagarta quando o utilizador solta o botão "Iniciar".
- Se uma bateria ficar descarregada ou ocorrer um modo de erro, a cadeira desliza lentamente pelas escadas, como faz atualmente a Stair-PRO, para evitar que fique presa nos degraus.



### Acessórios opcionais

Descrição do produto	Referência
Bateria	650707000002
Carregador	650700450301
Kit de apoio para os pés	625707000009
Imobilizador de cabeça	625700100400
Gancho IV, lado esquerdo do paciente, Xpedition	625700100260
Kit de pegas de transporte superiores	625707000008
Suporte para garrafa de O2	625700100300
Suporte para a cabeça	625700100350
PCS	625700100600
Imobilizador de tornozelo	625700100450
Placa de montagem do carregador de bateria	650700450031
Kit de lagartas ranhuradas	625707000007

# Cadeira motorizada para escadas **Xpedition**

## Características principais

**Lagarta motorizada:** as lagartas motorizadas permitem que os prestadores de cuidados subam e desçam as escadas facilmente com os pacientes numa posição ergonómica, o que ajuda a melhorar a segurança tanto do prestador de cuidados como do paciente.

**Bateria universal:** a Xpedition e a maca de ambulância motorizada Power-PRO 2 utilizam a mesma bateria de íões de lítio e carregador de bateria.

**Rodas grandes:** as rodas grandes adaptam-se a vários terrenos, deslocando-se facilmente através de vários tipos de ambientes.

**Sistema de contenção do paciente (PCS):** o PCS foi concebido para melhorar a segurança física e psicológica do paciente.

**Grande área de superfície para o paciente:** a Xpedition mantém o mesmo espaço de ocupação quando dobrada que a Stair-PRO enquanto aumenta a largura do assento e do apoio para as costas, permitindo que se adapte facilmente a pacientes com diferentes estaturas.

**Luzes:** as luzes integradas na extremidade da cabeça e na extremidade dos pés permitem que os prestadores de cuidados vejam facilmente o ambiente à sua volta e da cadeira.

**Pegas rebaixadas na extremidade dos pés:** as pegas retráteis na extremidade dos pés reduzem o risco potencial de tropeçar ao diminuírem o comprimento na posição rebaixada, sem sacrificar o comprimento na posição estendida.

**Interface de utilizador intuitiva:** os botões retroiluminados alertam os utilizadores para os próximos passos necessários para operar a cadeira e indicam o modo de funcionamento e a velocidade.

**Espaço de ocupação:** o mesmo espaço de ocupação quando dobrada e desdobrada que a Stair-PRO da Stryker.



## Garantia

Dois anos

## Vida útil

Sete anos

## Especificações

### Xpedition (modelo 6257)

<b>Carga máxima</b>	500 libras	227 kg
<b>Altura</b>	37,5 polegadas	95,25 cm
<b>Altura (máx.)</b>	56,7 polegadas	144 cm
<b>Largura</b>	20,5 polegadas	52 cm
<b>Peso</b>	52,7 libras	23,9 kg
<b>Largura do assento</b>	19,6 polegadas	49,8 cm
<b>Profundidade do assento</b>	25 polegadas	63,5 cm
<b>Largura quando dobrada</b>	20,5 polegadas	52 cm
<b>Profundidade quando dobrada</b>	8 polegadas	20,32 cm
<b>Comprimento quando dobrada</b>	37,5 polegadas	95,25 cm
<b>Fonte de alimentação</b>	Bateria de íões de lítio de 25,6 V	
<b>Diâmetro da roda dianteira</b>	5 polegadas	127 mm
<b>Diâmetro da roda traseira</b>	8 polegadas	203 mm
<b>Comprimento das pegas inferiores recolhidas</b>	25 polegadas	63,5 cm
<b>Imobilizadores</b>	Sistema de contenção do paciente	
<b>Ângulo de inclinação do paciente nas escadas</b>	24 graus	

**Para obter informações adicionais, contacte o representante de vendas local da Stryker ou visite o nosso website em [stryker.com](http://stryker.com)**

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde. Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um paciente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação adequada na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stair-PRO, Xpedition, Stryker. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores. Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Copyright © 2023 Stryker. 2023-34457  
06/2023



**Stryker Medical**  
3800 E. Centre Avenue  
Portage, MI 49002 EUA  
[stryker.com](http://stryker.com)