



XPRTM

Sistemas de sujeción
Fiables. Limpios. Sencillos.



XPR

de un vistazo

Personalice su camilla con sistemas de sujeción para pacientes, exclusivos y que han obtenido el certificado a prueba de impactos. Se trata de un sistema fácil de usar y rápido de limpiar. Hemos actualizado el diseño anterior con un revestimiento de poliuretano para aumentar su confianza en la escena de un accidente.



Facilidad de limpieza

Los sistemas de sujeción XPR están equipados con una correa recubierta de poliuretano diseñada para facilitar la limpieza.



Sensación familiar

Compatible con la camilla de ambulancia eléctrica Power-PRO XT, la camilla de ambulancia eléctrica Power-PRO TL y la camilla de ambulancia manual Performance-PRO XT



Certificado a prueba de impactos dinámicos

Cumple con los estándares de impacto dinámico SAE J3027 y BS EN 1789:2020¹



Revestimiento de poliuretano

- Reduce la absorción
- Apto para lavado a presión²
- Seca rápido
- Resistente a las manchas

Cubierto de confianza

Seguridad

Mejore la seguridad de sus pacientes y médicos con una solución probada a prueba de impactos¹.

Proteja las correas subyacentes contra daños y absorción de humedad con un revestimiento de poliuretano eficaz.

Facilidad de limpieza

Aumente sus estándares de limpieza para crear un entorno de atención más higiénico.

Reduzca el trabajo que suponen los protocolos de desinfección rutinarios³.


Facilidad de uso

Reduzca la curva de aprendizaje al poder emplear los mismos puntos de fijación en las camillas de ambulancia manuales y eléctricas de Stryker.

Aumente la productividad y ahorre tiempo con indicadores de colocación fáciles de entender.




Referencias de catálogo del sistema de sujeción




Juego completo
6506 0003 0010



Hombro (uno cada uno)
6506 0003 0001




Sujeción de cintura simple
6506 0003 0003



Sujeción de cintura doble
6506 0003 0002



Muslos
6506 0003 0004



Tobillos
6506 0003 0005

- **Garantía de dos meses**
- **Limpiadores aprobados**
 - Alcohol isopropílico $\leq 70\%$
 - O un limpiador con los siguientes ingredientes activos (o equivalentes):
 - Sales de amonio $\leq 0,31\%$
 - Alcohol isopropílico $\leq 21,000\%$
 - Éter monobutílico de etilenglicol $\leq 3,000\%$ (ingrediente no activo)
- **Limpiadores contraindicados**
 - Lejía
 - Peróxido de hidrógeno acelerado
 - HDQ Neutral

1. Cumple con los estándares de impacto dinámico SAE J3027 y BS EN 1789:2020 en combinación con Power-LOAD y Power-PRO XT, Power-PRO TL o Performance-PRO XT.
2. Cuando se lava a presión en el sistema de camilla.
3. En comparación con las sujeciones de nailon tradicionales.

Copyright © 2021 Stryker. M0000004622 REV AA. 2021-31328. 10/2021.

Este documento va dirigido únicamente al personal sanitario.

El profesional sanitario deberá confiar siempre en su propio criterio clínico profesional a la hora de decidir si usar un producto en concreto para el tratamiento de un determinado paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los profesionales sanitarios se formen adecuadamente en el uso de los productos específicos antes de su empleo.

La información que se presenta en este folleto va dirigida a hacer una demostración de la amplia gama de productos que ofrece Stryker. El profesional sanitario siempre debe consultar el folleto del paquete, la etiqueta del producto o las instrucciones de uso antes de utilizar un producto de Stryker.

Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, dado que la disponibilidad de los productos está sujeta a las prácticas reguladoras o médicas de cada mercado. Póngase en contacto con el representante comercial de Stryker si tiene alguna duda sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona.

Stryker Corporation u otras entidades afiliadas poseen, utilizan o han solicitado el uso de las siguientes marcas comerciales o marcas de servicios: Performance-PRO, Power-PRO, Stryker, XPR. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o titulares. La ausencia de un producto, característica, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye una renuncia a la marca registrada de Stryker o a otros derechos de propiedad intelectual relacionados con ese nombre o logotipo.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002,
EE. UU.

stryker.com