



XPRTM

veiligheidsgordels

**Betrouwbaar. Schoon.
Gemakkelijk.**



XPR

overzicht

Breid uw brancard uit met exclusieve, voor botsingen geschikte veiligheidsgordels voor patiënten. We hebben ons vertrouwde, gebruiksvriendelijke en snel te reinigen ontwerp verbeterd met een polyurethaancoating voor nog meer vertrouwen ter plaatse.



Reini- gings- vermogen

XPR-veiligheidsgordels zijn uitgerust met een webbing met polyurethaancoating zodat die gemakkelijker kan worden gereinigd.



Vertrouwd gevoel

Compatibel met Power-PRO XT elektrisch aangedreven ambulancebrancards, Power-PRO TL elektrisch aangedreven ambulancebrancard en Performance-PRO XT handmatige ambulancebrancard



Geschikt voor dynamische botsingen

Voldoet aan SAE J3027 en BS EN 1789:2020 voor dynamische botsingstests¹



Polyurethaancoating

- Vermindert absorptie
- Geschikt voor hogedrukreiniger²
- Droogt snel
- Bestand tegen vlekken

Straalt vertrouwen uit

Veiligheid

Verbeter de veiligheid van uw patiënten en artsen met een bewezen, voor botsingen geschikte oplossing.¹

Bescherm de onderliggende webbing tegen beschadiging en vochtopname met een effectieve polyurethaancoating.

Reinigingsvermogen

Werk nog schoner door een meer hygiënische zorgomgeving te creëren.

Verminder de tijd voor routinematige desinfectieprotocollen.³

Gebruiksvriendelijk


Verminder de leertijd door gebruik van dezelfde bevestigingspunten op Stryker's elektrisch aangedreven en handmatige ambulancebrancards.

Verhoog de productiviteit en bespaar tijd met gemakkelijk leesbare plaatsingsindicatoren.



XPR


veiligheidsgordels - onderdeelnummers




Volledige set
6506 0003 0010



Schouder (elk één)
6506 0003 0001




Taille - enkele gesp
6506 0003 0003



Taille - dubbele gesp
6506 0003 0002



Dij
6506 0003 0004



Enkel
6506 0003 0005

- **Twee maanden garantie**
- **Goedgekeurde reinigingsmiddelen**
 - ≤ 70% isopropylalcohol
 - Of een reinigingsmiddel met de volgende actieve bestanddelen (of gelijkwaardig):
 - ammoniumzouten ≤ 0,31%
 - isopropylalcohol ≤ 21,000%
 - ethyleenglycolmonobutylether ≤ 3,000% (niet-actief bestanddeel)
- **Gecontra-indiceerde reinigingsmiddelen**
 - Bleekmiddel
 - Versnelde waterstofperoxide
 - HDQ Neutral

1. Voldoet aan SAE J3027 en BS EN 1789:2020 voor dynamische botsingstests in combinatie met Power-LOAD en Power-PRO XT, Power-PRO TL of Performance-PRO XT.
2. Bij wassen met hogedrukreiniger in brancardsysteem.
3. Vergeleken met traditionele nylon veiligheidsgordels.

Copyright © 2021 Stryker. M0000004622 REV AA. 2021-31328. 10/2021.

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.

Een professionele zorgverlener moet altijd vertrouwen op zijn of haar professioneel klinisch oordeel bij het besluit om een bepaald product te gebruiken voor de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en raadt professionele zorgverleners aan een passende training te volgen in het gebruik van een specifiek product voordat het product wordt gebruikt.

De informatie in deze brochure is bedoeld als illustratie van het uitgebreide aanbod van Stryker-producten. Een professionele zorgverlener moet altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen voordat Stryker-producten worden gebruikt.

Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar, omdat productbeschikbaarheid onderhevig is aan de regelgevende en/of medische praktijken in afzonderlijke markten. Neem contact op met de Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw gebied.

Stryker of zijn gelieerde bedrijven zijn eigenaar, gebruiker of aanvrager van de volgende handelsmerken of servicemerken: Performance-PRO, Power-PRO, Stryker, XPR. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren of houders. De afwezigheid van een product-, functie- of servicenaam of logo in deze lijst is geen afstandsverklaring van het handelsmerk van Stryker of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.



Stryker Medical
3800 E. Center Avenue
Portage, MI 49002 VS

stryker.com