



XPR™

Pasy stabilizujące

Niezawodne. Czyste. Łatwe w użyciu.



XPR

w skrócie

Dostosuj nosze transportowe dzięki wyjątkowym, certyfikowanym w testach zderzeniowych pasom stabilizującym dla pacjentów. Są łatwe w użyciu i można je szybko wyczyścić. Wzbogaciliśmy poprzedni model o powłokę poliuretanową, aby zwiększyć komfort pracy ratowników na miejscu zdarzenia.



Łatwe czyszczenie

Pasy stabilizujące XPR są wyposażone w taśmę powlekaną poliuretanem, co ułatwia czyszczenie.



Znane rozwiązania

Zgodne z noszami transportowymi z napędem Power-PRO XT, noszami transportowymi z napędem Power-PRO TL i noszami transportowymi bez napędu Performance-PRO XT



Certyfikowane w dynamicznych testach zderzeniowych

Spełniają normy zderzeń dynamicznych SAE J3027 i BS EN 1789:2020¹



Powłoka poliuretanowa

- Zmniejsza wchłanianie
- Bezpieczne mycie ciśnieniowe²
- Szybkie wysychanie
- Odporność na plamy

Powłoka zabezpieczająca

Bezpieczeństwo

Zwiększ bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu certyfikowanemu w testach zderzeniowych¹.

Wewnętrzna konstrukcja pasów jest chroniona przed uszkodzeniem i wchłanianiem wilgoci dzięki skutecznej powłoce poliuretanowej.

Łatwe czyszczenie

Popraw swoje standardy czystości, stwarzając bardziej higieniczne środowisko opieki.

Zmniejsz nakłady związane z rutynowymi protokołami dezynfekcji³.


Łatwość użycia

Pomiń szkolenie personelu w zakresie stosowania nowego produktu dzięki tym samym punktom mocowania, co w noszach do karetek firmy Stryker z napędem i bez.

Zwiększ produktywność i oszczędź na czasie dzięki czytelnym wskaźnikom rozmieszczenia.




numery katalogowe pasów stabilizujących




Pelen zestaw
6506 0003 0010



Pas barkowy (lewy i prawy)
6506 0003 0001



Pas na talię z jedną kłamrą
6506 0003 0003



Pas na talię z dwiema kłamrami
6506 0003 0002



Pas udowy
6506 0003 0004



Pas na kostki
6506 0003 0005

- **Dwumiesięczna gwarancja**
- **Zatwierdzone środki czyszczące**
 - Alkohol izopropylowy o stężeniu $\leq 70\%$
 - lub środek czyszczący zawierający następujące składniki aktywne (lub ich odpowiedniki):
 - sole amonowe o stężeniu $\leq 0,31\%$
 - alkohol izopropylowy o stężeniu $\leq 21,000\%$
 - eter monobutyloowy glikolu etylenowego o stężeniu $\leq 3,000\%$ (składnik nieaktywny)
- **Przeciwwskazane środki czyszczące**
 - Wybielacz
 - Nadtlenek wodoru z przyspieszaczami (AHP)
 - HDQ Neutral

1. Spełnia normy zderzeń dynamicznych SAE J3027 i BS EN 1789:2020 w połączeniu z systemem Power-LOAD oraz noszami Power-PRO XT, Power-PRO TL lub Performance-PRO XT.

2. Przy myciu ciśnieniowym pasów zamontowanych w ramach systemu noszy.

3. W porównaniu do tradycyjnych pasów nylonowych.

Copyright © 2021 Stryker. M0000004622 WER. AA. 2021-31328. 10/2021.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej.

Pracownik opieki zdrowotnej, podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu podczas leczenia konkretnego pacjenta, musi zawsze polegać na swojej specjalistycznej ocenie klinicznej. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca, aby pracownicy opieki zdrowotnej przed użyciem określonego produktu odbyli odpowiednie szkolenie w zakresie jego stosowania.

Przedstawione informacje mają na celu przybliżenie gamy rozwiązań oferowanych przez firmę Stryker. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker pracownik ochrony zdrowia musi zawsze zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, etykietą produktu i/lub instrukcją użytkowania.

Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ dostępność produktów podlega przepisom regulacyjnym i/lub praktykom medycznym obowiązującym na poszczególnych rynkach. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker na danym obszarze należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.

Firma Stryker lub podmioty z nią stowarzyszone posiadają, używają lub dokonały zgłoszenia poniższych znaków towarowych lub znaków usług: Performance-PRO, Power-PRO, Stryker, XPR. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli lub innych podmiotów mających do nich prawa. Brak nazwy albo logo produktu, funkcji bądź usługi na tej liście nie stanowi zrzeczenia się znaku towarowego firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub tego logo.