



XPRTM

Cintos de retenção
Fiáveis. Limpos. Simples.



XPR

visão geral

Personalize a sua maca com cintos de retenção dos pacientes, exclusivos e de classificação contra colisões. Fáceis de usar e rápidos de limpar, representam um aperfeiçoamento ao nosso design tradicional, graças a um revestimento de poliuretano que irá aumentar a sua confiança no terreno.



Capacidade de limpeza

Os cintos de retenção XPR estão equipados com uma rede revestida com poliuretano concebida para suportar a capacidade de limpeza.



Sensação familiar

Compatível com a maca de ambulância Power-PRO XT, a maca de ambulância Power-PRO TL e a maca de ambulância manual Performance-PRO XT



Classificação contra colisões dinâmicas

Atende às normas SAE J3027 e BS EN 1789:2020 para colisões dinâmicas¹



Revestimento de poliuretano

- Reduz a absorção
- Permite a lavagem automática²
- Seca rapidamente
- Resiste às manchas

Revestido com confiança

Segurança

Aumente a segurança dos pacientes e dos seus médicos com uma solução comprovada e com classificação contra colisões.¹

Proteja a rede interna contra danos e absorção de humidade com um revestimento de poliuretano eficaz.

Capacidade de limpeza

Eleve os seus critérios de limpeza e crie um ambiente de cuidados mais higiénico.

Reduza o esforço causado pelos protocolos de desinfeção de rotina.³

Facilidade de utilização


Elimine a curva de aprendizagem utilizando os mesmos pontos de fixação nas macas de ambulância manuais e elétricas da Stryker.

Aumente a produtividade e poupe tempo com indicadores de posicionamento de fácil leitura.



XPR


números das peças de contenção




Conjunto completo
6506 0003 0010



Ombro (um para cada)
6506 0003 0001




Fivela de cintura simples
6506 0003 0003



Fivela de cintura dupla
6506 0003 0002



Coxa
6506 0003 0004



Tornozelo
6506 0003 0005

- **Garantia de dois meses**
- **Produtos de limpeza aprovados**
 - Álcool isopropílico $\leq 70\%$
 - Ou um produto de limpeza com os seguintes ingredientes ativos (ou equivalentes):
 - Sais de amónio $\leq 0,31\%$
 - Álcool isopropílico $\leq 21,000\%$
 - Éter monobutílico de etilenoglicol $\leq 3,000\%$ (ingrediente não ativo)
- **Produtos de limpeza contraindicados**
 - Lixívia
 - Peróxido de hidrogénio acelerado
 - HDQ Neutral

1. Em conformidade com as normas de colisões dinâmicas SAE J3027 e BS EN 1789:2020 em combinação com Power-LOAD e Power-PRO XT, Power-PRO TL ou Performance-PRO XT.
2. Quando a lavagem automática é efetuada dentro do sistema de maca.
3. Em comparação com os cintos de retenção tradicionais em nylon.

Copyright © 2021 Stryker. M0000004622 REV AA. 2021-31328. 10/2021.


Este documento destina-se exclusivamente a profissionais de cuidados médicos.

Um profissional de cuidados médicos deve confiar sempre no seu discernimento clínico profissional no momento de decidir qual o produto a utilizar para tratar um paciente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados médicos obtenham formação adequada na utilização de um produto específico antes de o utilizarem.

A informação apresentada neste catálogo destina-se a demonstrar a variedade da oferta de produtos da Stryker. O profissional clínico deve sempre consultar o folheto informativo, a etiqueta do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita a práticas de regulação e/ou médicas nos mercados individuais. Contacte o seu representante da Stryker em caso de dúvida acerca da disponibilidade dos produtos Stryker na sua região.

A Stryker ou outras empresas filiadas detêm a propriedade, utilizam ou pediram para utilizar as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Performance-PRO, Power-PRO, Stryker, XPR. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários ou titulares. A ausência de um produto, característica ou nome de serviço ou logótipo desta lista não constitui uma renúncia da marca Stryker ou de outros direitos de propriedade intelectual relativos a esse nome ou logótipo.

 Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002, EUA

stryker.com