



## Emergency Relief Bed™ Limited-release

“限定販売” エマージェンシー リリーフ ベッド

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う不足する医療施設の病床向けに、この感染拡大が終了するまでの期間限定として新しく Emergency Relief Bed（エマージェンシー リリーフ ベッド）を準備いたしました。この新しいエマージェンシー リリーフ ベッドは、緊急的な医療現場での使用や移動、患者さんの体位を考え設計しております。

新型コロナウイルス感染症拡大による外来でのトリアージ、救命救急センター、一般病床での急な病床の確保のご要望に応えるべく、エマージェンシー リリーフ ベッドは、コストを抑え必要な基本機能を持たせました。


新型コロナウイルス感染症では急性呼吸不全により酸素投与や人工呼吸管理が必要となる事があります。エマージェンシー リリーフ ベッドは、背上げ角度を30度にでき、ベッドへの乗り降りしやすい低床性で、15cmの厚いマットレスとIVポールを装備しております。

**1週間での生産目標台数  
1,000台以上<sup>1</sup>**

**人工呼吸管理  
背上げ30度**

**15cm の厚いマットレス  
付属**

### エマージェンシー リリーフ ベッド仕様



- ベッドサイズ：216cm x 87cm x 30cm
- マットレスサイズ：200cm x 86cm x 15cm
- 床からベッドまでの高さ：30cm
- 30度の背上げ角度（背上げ角度は5段階）
- キャスター付き（前後1輪にブレーキ付属）
- IVポール x 1本
- 最大耐荷重：158Kg
- マットレス x 1枚

<sup>1</sup>. 弊社内での生産目標台数となります。実際の納期につきましては別途弊社担当者へお問合せ下さい。

**日本ストライカー株式会社  
メディカル事業部**

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

お客様センター  0120-715-545

営業時間 平日9:00-17:00まで（土日、祝日、年末年始を除く）