



# Berchtold® F300 LED 処置灯

## A new class of exam lighting

Berchtold F300 LED 処置灯は、条件の厳しい臨床現場において明るく、影の生じない照明を実現するように設計されており、安定した品質の光を照射することができます。高性能かつフレキシブルな操作が可能なF300を是非体験ください。

## Design meets functionality

### 高水準の制御・信頼性

明るい自然な白色光を、指先の操作で5段階調整することができます。耐久性に優れた材料を使用し、必要最低限のメンテナンスで長期間の信頼性を実現するように設計されています。

### 信頼性の高い照明

影の影響を最小限に抑えるとともに、明るい光を安定して照射します。

### フレキシブルな操作

Berchtold F300 LED 処置灯は、可動範囲が広い軽量のアームと使いやすいハンドルを組み合わせており、思い通りに光を当てることができます。

#### オプション

- ・シングル/デュアル天井取付
- ・ブーム一体型懸架取付
- ・壁取付
- ・可動式ロールスタンド



#### 仕様

ライトヘッド直径	330 mm
LED 数	7 個
照明レベル	55,000 ルクス
消費電力	30 ワット
演色評価数 (Ra)	96
色温度	4,500K
照射野直径	160mm
焦点深度	1,300mm
平均寿命	≥ 30,000 時間
回転	270 度
操作	天井および、壁取付、可動式床スタンド
その他	照射強度制御 (5 段階)

上表に記載のライトに関する技術データの定格公差は $\geq 10\%$ です。

医療機器届出番号	販売名
13B1X10209000860	クロモフェア F300
13B1X10209000861	クロモフェア F300 モバイル

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: CM1-12  
YN/MI 1m 12/18

Copyright © 2018 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
**日本stryker株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
www.stryker.co.jp/mp2/