

stryker



Visum[®] Blade LED Surgical Light

Surgical lighting simplified

シンプルにご使用頂くことを最優先したVisum Bladeは、
術者が最も大切にする機能にフォーカスしました。

Value performance redefined

清潔 / 不潔のコントロール

ライトハンドルを回すだけで無影灯のオン/オフ、明るさの調整をすることができます。

優れた白色光

独自の屈折技術を用いて影の影響を最小限に抑え、均一な光を照射することができます。あらゆる手術室でも術野をクリアに照射するように設計されています。

優れた操作性を実現する、軽量で耐久性のあるデザイン

薄型で軽量のライトを採用することで、軽量化と耐久性を実現しました。位置調整や焦点調整を容易に行えるデザインです。



仕様	
ライトヘッド直径	665 mm (26 インチ)
LED 数	66 個
照明レベル	最大 160,000 ルクス
消費電力	76 ~ 122 ワット
演色評価数 (Ra)	≥ 90
色温度	4,500 +/- 500K
照射野直径	≥ 190 mm (7.5 インチ)
焦点深度	935 mm
平均耐用期間	≥ 35,000 時間*
影の解像度	Refractor Technology
回転	360 度
制御装置	壁付操作パネル、滅菌コントロール (ハンドル)

* LED ライト出力：初期出力の 70% 以上を維持。LED 製造業者のデータに基づき推算。

医療機器届出番号 販売名
I3BIX10209000915 Visum Blade LED 無影灯

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: CM1-13
YN/MI 1m 10/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本stryker株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp
医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/