

stryker

Protection meets visibility

T7 personal protection system



Protection meets visibility

T7 personal protection system

T7 パーソナルプロテクションシステム

安全性と視認性を追求

医療従事者は患者の生命を救う使命を担う一方で、ご自身の安全を確保する必要があります。私たちストライカーがお手伝いします。

T7は医療従事者の安全性に配慮すると同時に快適性と視認性を考慮した、パーソナルプロテクションシステムです。

ストライカーはお客様のご意見をもとに製品を開発し、医療の向上のために事業を展開しています。お客様のニーズに合わせてPPEシステムを設計しております。T7は、高いプロテクション性能とクリアな視界を目指し、オペ室での様々な状況に対応することを考慮しています。



T7

ヘルメットは軽量化を図っており、医療従事者の体形にしっかりとフィットするよう調節ができます。日本製の超低反射シールド採用により、ライトの反射を抑え、クリアな視界を実現します。



T7plus

ガウンはT7ヘルメット専用で、感染性の体液やウイルスから医療従事者を守ります。高い通気性と高強度の素材の採用により、快適性を両立させています。





フィット感に配慮

T7ヘルメット

T7ヘルメットはお客様の体形にフィットするよう考慮し設計されています。テクノロジーとエルゴノミクスの融合により、プロテクション性能を犠牲にすることなく快適なフィットを提供します。

静音設計

当社従来品より 40% ノイズを軽減。




快適作業

頭にしっかりフィットするフォルム、軽量フレーム、涼しい設計となっています。適切な重量バランスとエルゴノミクスの向上により、快適性と安全性に配慮しています。

高いフィット感を実現

デュアルアジャストメントノブで高さと幅を適切に調整できます。ヘルメットの重量バランスの改善により、首への負担を軽減します。



オペ作業に集中

ヘルメットの省電力化により、バッテリー稼働時間の大幅な延長を実現しました。

- + LED 消灯で 15 時間(当社従来製品は 4 時間)
- + LED 点灯で 6 時間(当社従来製品は 2 時間)

絶え間ない技術革新

T7には、医療従事者の作業効率を改善し、安全性を考慮した機能が数多く備わっています。

- + 高輝度 LED ライト
- + 取り外しが可能なライトシュラウド
- + 軽量、耐久性を考慮した設計





安全を守るために

T7plus

超低反射シールド素材を採用により、医療従事者は作業に集中できます。当社のガウンは高いプロテクション性能を提供しながら、複雑な手技を快適にサポートします。

呼吸をしやすく

新たな設計による素材が涼しさを維持。
マグネット式のシールドを装着すると、ファンが自動的にオンになります。

鮮明な視野

ピールアウェイ技術によりシールドを簡単に交換できるため、視界が遮られることはありません。

また、透明度が高く、超低反射素材の採用により、良好な視認性を実現しました。

AAMIレベル4保護

ウイルス汚染、感染性の体液や細菌、粒子状物質からお客様を守ります。

ガウン強度を改良

ガウンの継ぎ目の改良により、強固で安全な防御性を提供します。

常に快適

BVB ファブリック（通気性のウィルスバリア）は、ドライで無菌的状态に保つ柔らかくて軽い素材です。

最新のPPE（個人用保護具）

新しいパーソナルプロテクション機能により、オペ室でのお客様の安全性と快適性に配慮いたしました。

- + シールドの密閉により飛沫や体液汚染を防御
- + 超低反射シールド素材を採用
- + 高強度の素材
- + ピールアウェイ方式のフェイスシールド



T7 ordering information

Helmets

カタログ番号	製品名	規格
0416-600-000* ¹	T7 ヘルメット	パワーコード付き
0416-610-000* ¹	T7 ヘルメット LED ライト付き	パワーコード付き
0408-655-002	フライト バッテリーチャージャー	100 ボルト
0408-660-000* ²	フライト バッテリーパック	ロングライフ
0416-600-500* ¹	T7 パワーコード	

Disposables

カタログ番号	製品名	規格
0416-800-100	T7 フード 高防御性 ピールアウェイ	28 枚入り
0416-800-200	T7 フード 高防御性 低反射	28 枚入り
0416-801-100	T7PLUS フード 高通気性 ピールアウェイ	28 枚入り
0416-801-200	T7PLUS フード 高通気性 低反射	28 枚入り
0416-801-000	T7 フード スタンダード	28 枚入り
0416-720-200	T7 プルオーバー ラージ 高防御性 低反射	11 枚入り
0416-730-200	T7 プルオーバー X ラージ 高防御性 低反射	10 枚入り
0416-740-200	T7 プルオーバー 2X ラージ 高防御性 低反射	9 枚入り
0416-721-200	T7PLUS プルオーバーラージ 高通気性 低反射	11 枚入り
0416-731-200	T7PLUS プルオーバー X ラージ 高通気性 低反射	10 枚入り
0416-741-200	T7PLUS プルオーバー 2X ラージ 高通気性 低反射	9 枚入り
0416-821-100	T7PLUS ジッパー ラージ 高通気性 ピールアウェイ	9 枚入り
0416-831-100	T7PLUS ジッパー X ラージ 高通気性 ピールアウェイ	9 枚入り
0416-841-100	T7PLUS ジッパー 2X ラージ 高通気性 ピールアウェイ	8 枚入り
0416-821-200	T7PLUS ジッパー ラージ 高通気性 低反射	9 枚入り
0416-831-200	T7PLUS ジッパー X ラージ 高通気性 低反射	9 枚入り
0416-841-200	T7PLUS ジッパー 2X ラージ 高通気性 低反射	8 枚入り
0416-210-000	T7 コンフォートパッド	20 枚入り

医療機器認証/届出番号

販売名

*1 13B1X10209000963

T7 パーソナルプロテクションイクイップメント

*2 13B1X10209000781

ストライカー社 パーソナルプロテクションシステム

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IT01-111_Rev1

YN/MI 3m 04/22

Copyright © 2022 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp