

# System 8

Power tools



**Total Confidence<sup>®</sup>**  
**System 8 ラインアップ**

# Stryker's

# System8 Power tools



## System8 製品ラインアップ、4 種類のソリューション

### EZout 電動式白蓋リビジョンシステム

セメントレスタイプの半球型カップの抜去を行うための電動ツールシステム

### System 8 コードレスドライバー

ストライカー社の System 8 コードレスドライバーは、スポーツ整形と外傷治療の両方のドリリング、カッピング、リーミングに対応します。トルク性能は、当社技術の PowerReam テクノロジーにより、困難なリーミング症例等への対応も想定します。

### System 8 SABO 骨鋸

ストライカー社の再開胸用骨鋸が進化しました。コンパクトで軽量の設計により再開胸症例に最適なカッピング速度と精度を目指しました。

### プレジジョン骨鋸

先端部のみが振動する鋸刃は、ノイズと振動を抑えたハンドピースの操作を可能にし、より高い精度が求められる手術に貢献します。カートリッジ本体は振動しない為、軟部組織の損傷を低減します。



## デザイン賞獲得 さらなる進化

快適性を実現した System 8 のハンドピースは、より人間工学に優れ手首の位置と指のグリップ感が改善されています。



## バッテリー容量の向上

リチウムイオンバッテリーのセルの容量を改善し、難症例への対応も考慮しました。さらに、ラージバッテリーでは、バッテリーの保存期間を従来の 2 倍以上まで伸ばすことができました。



## 便利なキーレスチャック

迅速で効率的な操作が可能な System 8 のキーレスチャックは緩みを防止するように作られており、二次的な固定機構が追加されています。



## System 8 製品ラインアップに加わる強力な新製品

ストライカー社のEZout 電動式白蓋リビジョンシステムは、セメントレスカップの抜去の際の迅速さ、かつ正確さを考慮した電動式ツールです。

# System 8 Power tools

## 信頼が確かなものに

ストライカー社のSystem 8は、手術室や滅菌室での使用を考慮してご施設の全スタッフのために設計されています。

System 8の製品ラインナップの高いパフォーマンスをご体験ください。当社は自信を持って、System 8を提案させていただきます。



コードレスドライバー

SABO 骨鋸

プレジジョン骨鋸

サジタル骨鋸

レシプロ骨鋸

胸骨鋸

Medium bone

スポーツ整形と外傷症例

Large bone

整形外科と心臓外科

# Total Confidence®



ロータリー



EZout 電動式白蓋  
リビジョンシステム



## 耐久性を考慮したピンコレット

コーティングを施しているため、刺入時にスリップが起りにくくなっています。また、ネジ式ピンや溝付きピン、そして直線ピンにも利用できます。



## 進化したサジタル鋸刃

System 8 のサジタルソーの品質の向上によりブレードをしっかりと固定することができます。



## プレジジョン骨鋸の進化と豊富な鋸刃ライン

ストライカー社のプレジジョンは設計を改良し、足首、肩、膝関節形成術を対象として Precision Falcon Cartridge 製品ラインアップを拡充しています。



## 製品寿命が延び、耐熱性能を高めたバッテリー

System 8 のバッテリーは、製品寿命が2倍以上延びました。更にフル充電すれば滅菌後30日間棚置きして臨床使用することができます。さらに各バッテリー内の絶縁材の耐熱性能が向上しており、滅菌後の乾燥工程が可能となっています。



## 防水性能の向上

System 8 ハンドピースは、効率的な洗浄ができるように設計されています。IEC60529 で規定された防水性能試験で IPX9 の基準を達成しています。滅菌前の用手洗浄において一時的な浸漬が可能です。



## 製品一覧

### ハンドピース

製品番号	品名
8202-000-000 *1	システム 8 EZout ハンドピース
8203-000-000 *1	システム 8 シングルトリガーロータリーハンドピース
8205-000-000 *1	システム 8 デュアルトリガーロータリーハンドピース
8206-000-000 *1	システム 8 レシプロ骨鋸ハンドピース
8207-000-000 *1	システム 8 胸骨鋸ハンドピース
8208-000-000 *1	システム 8 サジタル骨鋸ハンドピース
8209-000-000 *1	システム 8 プレシジョン骨鋸ハンドピース
4505-000-000 *2	システム 8 コードレスドライバースハンドピース
4508-000-000 *2	システム 8 SABO 骨鋸ハンドピース

### バッテリー

製品番号	品名
8212-000-000 *1	システム 8 リチウムイオン バッテリー スモール
8215-000-000 *1	システム 8 リチウムイオン バッテリー ラージ
7110-120-000	システム 7 ユニバーサル チャージャー

### コードレスドライバースアタッチメント\*3

製品番号	品名	規格
4505-133-000	6.4mm キーレスチャック	
4505-134-000	4.0mm キーレスチャック	
OR-4100-131	ヤコブスドリル 6.4mm	
OR-4100-132	ヤコブスドリル 4.0mm	
4405-210-000	POWEREAM AO アタッチメント	
4405-213-000	POWEREAM ハドソン アタッチメント	
4405-231-000	POWEREAM ヤコブス 6.4mm アタッチメント	
4405-235-000	POWEREAM ハドソン / 改良型トリッグル	
4405-260-000	POWEREAM トリッグル アタッチメント	
4500-125-000	ユニバーサルコレット	0.7-3.2mm
4500-126-000	アジャスタブルユニバーサルコレット	0.7-3.2mm
4100-225-000	ピンコレット 3.2-4.0mm	
OR-4100-110	AO ドリル	コードレス / TPS ユニバーサルドライバース用
4100-120-000	T-Latch	T ラッチアタッチメント
OR-4100-135	ハドソン 改良型トリッグルドリル	4100/TPS ユニバーサルドライバース用
OR-4100-160	トリッグルドリル	4100/TPS ユニバーサルドライバース用
OR-4100-210	AO リーマー	コードレス / TPS ユニバーサルドライバース用
OR-4100-231	ヤコブスリーマー	6.4mm
OR-4100-235	ハドソン 改良型トリッグルリーマー	4100/TPS ユニバーサルドライバース用
OR-4100-260	トリッグルリーマー	4100/TPS ユニバーサルドライバース用
4100-215-000	DHS リーマー	
OR-4100-355-000	ラジオーセントドライブアタッチメント	
OR-4100-400	サジタル 鋸 アタッチメント	4100/TPS ユニバーサルドライバース用
4100-410-000	ラジオーセントアダプター	REF511.30 用
4100-600-000	バーアタッチメント	1:1
4100-700-000	TPS ハイスピード バーアタッチメント	1:20
4100-131-132	ユニバーサルヤコブスチャックキー	4mm/6.4mm 兼用
1331-001-009	ヤコブスチャックキー	6.4mm 用
OR-1355-5	ヤコブスチャックキー	4mm 用

医療機器認証 / 届出番号

販売名

\*1 229AFBZX00043000

システム 8

\*2 229AFBZX00042000

システム 8 コードレスドライバース/SABO骨鋸

\*3 13B1X10209000751

ストライカー社 ラージボーン用アタッチメント II

## System 8 Power tools

## 全スタッフのための設計

## ロータリーアタッチメント\*4

製品番号	品名
8203-026-000	デュアルトリガーワイヤーコレット 0.7 - 2.0mm
8203-036-000	シングルトリガー ワイヤーコレット 0.7 - 2.0mm
8203-126-000	デュアルトリガー ピンコレット 2.0 - 3.2mm
8203-136-000	シングルトリガー ピンコレット 2.0 - 3.2mm
8203-226-000	デュアルトリガー ラージコレット 3.0 - 4.2mm
8203-236-000	シングルトリガー ラージコレット 3.0 - 4.2mm
8203-133-000	6.4mm キーレスチャック
6203-110-000	システム 6 AO アタッチメント
6203-113-000	システム 6 ハドソンアタッチメント
6203-131-000	システム 6 6.4mm チャック
6203-132-000	システム 6 4.0mm チャック
6203-135-000	システム 6 ハドソン改良型トリングルアタッチメント
6203-150-000	システム 6 改良型トリングルアタッチメント
6203-160-000	システム 6 トリングルアタッチメント
6203-210-000	システム 6 ASIF アタッチメント
6203-215-000	システム 6 AO DHS アタッチメント
6203-170-000	システム 7 トライアスロンドライバー アタッチメント

## 胸骨鋸アタッチメント\*4

製品番号	品名
7207-003-000	システム 7 胸骨ガード ショート
7207-002-000	システム 7 胸骨ガード ロング

医療機器認証 / 届出番号

販売名

\*4 13B1X10209000708

ストライカー社 ラージボーン用アタッチメント



## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-100  
YN/MI 2m 06/22

Copyright © 2022 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp