

Neptune®

Floor fluid management

ネプチューン 床廃液マネジメント



Stryker サクションマット



Stryker クイックウィック™


Stryker 床廃液マネジメント製品は、関節鏡・膀胱鏡・大腸鏡・心臓外科などの廃液の多い手技を安全に遂行するため、効率の良い廃液管理のお手伝いをいたします。

サクシオン製品は、ストライカーネプチューンまたは、一般的な連結式サクシオンボトルと併用し、数10Lを超える大量の感染性廃液の処理に有用です。

クイックウィックは、吸水シートでは対応不可能な感染性廃液処理のための設計がされています。

医療現場でスタッフが立ち／踏む前提で設計されているので、吸水量が多くても丈夫でクッション性が良く快適です。

手洗い場などに向けた吸水量より薄さと丈夫さを重視した、マルチパーパスもラインナップしています。



Stryker マルチパーパス

安全、効率、スタッフ満足

手術技術の進歩で新しい手法が増えていますが、必ずしも医療スタッフが安全かつ感染の恐れなく、効率よく遂行するツールがすべて揃っている訳ではありません。


ストライカーは、一連のネプチューン・ソリューションで現場の煩雑さを解決し、安全な手術環境を整えられる独創的なツールをご提案いたします。

サクシオンリング／サクシオンマット

- 高い吸水効率により、廃液をスムーズに排出
- 吸水音が小さく、静か
- 単回使用のため、繰り返し使用するタオルなどに比べ安全かつ簡便に廃棄可能



裏移りないバックビニル付



薄くて丈夫なマルチパーパス

クイックウィック

- 自重の 13.5 倍もの吸水量
- 60%が再生原料
- しっかりとした吸水素材で、濡れても滑りにくい



エコロジカルなクイックウィック



機動性のサクシオンリング

Ordering information

クイックウィックマット

カタログ番号	製品名	規格
0702-140-238	クイックウィックマット バックビニル付	102 × 71 cm 12 枚入
0702-156-228	クイックウィックマット バックビニル付	142 × 71 cm 12 枚入
0702-140-030	クイックウィックマット マルチパーパス	102 × 76 cm 20 枚入

サクシオン製品

カタログ番号	製品名	規格	その他 仕様
0702-310-000	サクシオンリング	29 cm 径 チューブ付 20 個入	使用時の表裏指定あり
0702-330-000	サクシオンマット	127 × 86 × 0.7 cm 12 枚入	ボトル接続用チューブ別売

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: ED1-136
YN/MI 2m 11/17

Copyright © 2017 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/