

Arthroscopy system

アースロスコープ

- ▶ PRECISION C マウントタイプ
- ▶ IDEAL EYES HD



オートクレーブ滅菌対応 アースロスコープシステム

KEY FEATURES

① 高精細画像の再現


IDEAL EYES スコープシリーズは、ハイディフィニションカメラに対応しており、従来品と比べ、より明るく鮮明に映像を伝えることができます。

② 高い耐久性

傷つきにくいサファイアクリスタルを接眼と先端部に採用することによりスコープの防護性を高め、さらに全ての接続部をレーザー溶接することによりスコープ耐久性を高めています。

③ 豊富なスコープバリエーション

膝関節、肩関節、股関節、肘関節、手関節、全ての関節部位に対応できる豊富なサイズバリエーションを揃えています。



IDEAL EYES HD よりクリアな視界を追求

New state of the art glass lenses & Patented lens design

Improved depth of field

被写界深度を向上させることで、被写体前後のボケを減少させました。

New state of the art glass lenses & Patented lens design


レンズを改良し、よりコントラストが良い画質・色再現性を実現しました。

Enhanced center-to-edge resolution

画像の中心部と同等に、エッジの画像も明るくボケにくい作りにしました。

Reduced Image distortion

魚眼レンズ効果を減少し、より自然な画像を提供します。



Ideal Eyes スコープ

ノーマルスコープ

PRECISION Cマウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポスの位置	ロック方式
0502-904-010	PRECISION C マウントスコープ	4.0mm	0°	105°	140mm	スタンダード	スピードロック
0502-904-030		4.0mm	30°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-904-070		4.0mm	70°	105°	144mm	スタンダード	スピードロック
0502-304-030	PRECISION C マウントスコープ (ロング)	4.0mm	30°	105°	166mm	スタンダード	スピードロック
0502-304-070		4.0mm	70°	105°	167mm	スタンダード	スピードロック
0502-927-010*	PRECISION C マウントスコープ	2.7mm	0°	80°	120mm	スタンダード	スピードロック
0502-927-030		2.7mm	30°	80°	120mm	スタンダード	スピードロック
0502-927-070*		2.7mm	70°	80°	122mm	スタンダード	スピードロック
0502-827-010*	PRECISION C マウントスコープ (ショート)	2.7mm	0°	80°	73mm	スタンダード	J-LOCK
0502-827-030		2.7mm	30°	80°	73mm	スタンダード	J-LOCK
0502-827-070*		2.7mm	70°	80°	74mm	スタンダード	J-LOCK
0502-826-030		2.7mm	30°	80°	73mm	スタンダード	スピードロック
0502-826-070		2.7mm	70°	80°	74mm	スタンダード	スピードロック
0502-823-010	PRECISION C マウントスコープ	2.3mm	0°	80°	73mm	スタンダード	J-LOCK
0502-823-030		2.3mm	30°	80°	73mm	スタンダード	J-LOCK
0502-823-070		2.3mm	70°	80°	74mm	スタンダード	J-LOCK
0502-822-030		2.3mm	30°	80°	73mm	スタンダード	スピードロック
0502-819-010		1.9mm	0°	65°	59mm	スタンダード	J-LOCK
0502-819-030		1.9mm	30°	65°	59mm	スタンダード	J-LOCK
0502-820-030		1.9mm	30°	65°	59mm	スタンダード	スピードロック

*受注生産品

医療機器認証番号 販売名
228AFBZX00015000 PRECISION Cマウントスコープ

IDEAL EYES アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポスの位置	ロック方式
0502-104-010	IDEAL EYES スコープ	4.0mm	0°	105°	140mm	スタンダード	スピードロック
0502-104-030		4.0mm	30°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-104-045		4.0mm	45°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-104-070		4.0mm	70°	105°	144mm	スタンダード	スピードロック
0502-204-010	IDEAL EYES スコープ (ロング)	4.0mm	0°	105°	166mm	スタンダード	スピードロック
0502-204-030		4.0mm	30°	105°	166mm	スタンダード	スピードロック
0502-204-070		4.0mm	70°	105°	167mm	スタンダード	スピードロック
0502-127-010	IDEAL EYES スコープ	2.7mm	0°	80°	120mm	スタンダード	スピードロック
0502-127-030		2.7mm	30°	80°	120mm	スタンダード	スピードロック
0502-127-070		2.7mm	70°	80°	122mm	スタンダード	スピードロック
0502-027-010	IDEAL EYES スコープ (ショート)	2.7mm	0°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-027-030		2.7mm	30°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-027-070		2.7mm	70°	80°	74mm	スタンダード	J-LOCK
0502-123-010	IDEAL EYES スコープ	2.3mm	0°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-123-030		2.3mm	30°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-123-070		2.3mm	70°	80°	73mm	スタンダード	J-LOCK
0502-119-010		1.9mm	0°	65°	58mm	スタンダード	J-LOCK
0502-119-030		1.9mm	30°	65°	58mm	スタンダード	J-LOCK

医療機器認証番号 販売名
223AFBZX00048000 ハイディフィニションスコープ

C マウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポストの位置	ロック方式
0502-527-030	C マウントスコープ	4.0mm	30°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-527-070		4.0mm	70°	105°	144mm	スタンダード	スピードロック
0502-527-130		4.0mm	30°	105°	141mm	リバースカント	スピードロック

医療機器認証番号

224AFBZX00129000

販売名

Stryker アースロスコープ

アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポストの位置	ロック方式
0502-244-030	スコープ (ショート)	2.7mm	30°	80°	72mm	スタンダード	スピードロック
0502-244-070		2.7mm	70°	80°	74mm	スタンダード	スピードロック
0502-344-010	スコープ	2.3mm	0°	80°	72mm	スタンダード	スピードロック
0502-344-030		2.3mm	30°	80°	72mm	スタンダード	スピードロック
0502-144-030		1.9mm	30°	65°	58mm	スタンダード	スピードロック

医療機器認証番号

224AFBZX00129000

販売名

Stryker アースロスコープ

HARDWARE

4.0mm ハードウェア スピードロック

外径 5.0mm シリーズ スピードロックハードウェア
4.0mm, 140mm アースロスコープ用



OR-377-31-144 *	スピードロック カニニューレ 5mm	ローテータリングストップコック 2 付
OR-377-31-145 *		ローテータリングストップコック 1 付
OR-377-31-129 *	オブチュレーター	5mm カニニューレ用
OR-377-31-229 *	トロカール	5mm カニニューレ用
0377-031-901	スピードロック カニニューラプラグ	4mm スコープ用

医療機器承認番号

* 15600BZX00748000

販売名

検査・手術用関節鏡 / オーススコープ

外径 5.8mm シリーズ スピードロックハードウェア

4.0mm, 140mm アースロスコープ用



OR-0747-031-550 *	スピードロックカニユーレ 5.8mm	ローテーティングストップコック 2付
OR-0747-031-530 *		ローテーティングストップコック 1付
OR-0747-031-510 *	オブチュレーターペンシルチップ	5.8mm カニユーレ用
OR-0747-031-511 *	オブチュレータープラントチップ	5.8mm カニユーレ用
OR-0747-031-520 *	トロカール	5.8mm カニユーレ用
0377-031-901	スピードロック カニユーラプラグ	4mm スコープ用


外径 6.5mm インフロー／アウトフロー カニユーラ

4.0mm, 140mm アースロスコープ用



0747-031-650	関節鏡用インフローアウトフローカニユーラ	ローテーティングストップコック 2付
OR-0747-031-510 *	オブチュレーターペンシルチップ	5.8mm カニユーレ用
OR-0747-031-511	オブチュレータープラントチップ	5.8mm カニユーレ用
OR-0747-031-520 *	トロカール	5.8mm カニユーレ用
0377-031-901	スピードロック カニユーラプラグ	4mm スコープ用

外径 6.5mm インフロー／アウトフローカニユーラ 4.0mm, 140mm アースロスコープ用 (0747-031-650)



医療機器承認番号 販売名
* 15600BZX00748000 検査・手術用関節鏡 / オースロスコープ

4.0mm ロング ハードウェア スピードロック

外径 5.8mm シリーズ スピードロックハードウェア

ロング 4.0mm, 165mm アースロスコープ用




0502-577-550	スピードロックカニユーレ外径 5.8mm ロング	ローテーティングストップコック 2付
0502-577-520	トロカールロング	外径 5.8mm スピードロック
0502-577-510	オブチュレータープラントチップロング	外径 5.8mm スピードロック
0502-577-515	オブチュレーターペンシルチップロング	外径 5.8mm スピードロック
0377-031-901	スピードロックカニユーラプラグ	4mm スコープ用

2.7mm ハードウェア スピードロック

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア


2.7mm, 120mm アースロスコープ用



0343-331-430	スピードロックカニユーレ 4mm	ローテーティングストップコック 1付
OR-343-331-450	スピードロックカニユーレ 4mm	ローテーティングストップコック 2付
OR-343-331-410	オブチュレーターペンシルチップ	4mm カニユーレ用
OR-343-331-411	オブチュレータープラントチップ	4mm カニユーレ用
OR-343-331-420	トロカール	4mm カニユーレ用

2.7mm ショート ハードウェア スピードロック

外径 3.2mm シリーズ スピードロックハードウェア 2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ローフロー)




0502-344-530	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-344-560	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-344-500	スピードロック オブチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-344-510	オブチュレータープラントチップ	外径 2.3mm スピードロック
0502-344-520	トロカール	外径 2.3mm スピードロック

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア 2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ハイフロー)

0502-244-530	スピードロックカニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-244-560	スピードロックカニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-244-500	オブチュレーター ペンシルチップ ショート	外径 2.7mm スピードロック
0502-244-510	オブチュレータープラントチップ ショート	外径 2.7mm スピードロック
0502-244-520	トロカール ショート	外径 2.7mm スピードロック

2.7mm ショート ハードウェア J-LOCK

外径 3.2mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ローフロー)



0502-713-530	J-LOCK カニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-713-560	J-LOCK カニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-713-500	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-713-510	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 3.2 用プラントチップ
0502-713-520	J-LOCK トロカール	カニューレ 3.2 用

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア 2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ハイフロー)




0502-714-530	J-LOCK カニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-714-560	J-LOCK カニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-714-500	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 4.0 用ペンシルチップ
0502-714-510	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 4.0 用プラントチップ
0502-714-520	J-LOCK トロカール	カニューレ 4.0 用

2.3mm ハードウェア スピードロック

外径 2.9mm シリーズ スピードロックハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ローフロー)

0502-623-530	スピードロックカニューレ 2.9mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-623-500	オブチュレーター 2.3mm	スピードロックカニューレ 2.9mm用ペンシル
0502-623-510	オブチュレーター 2.3mm	スピードロックカニューレ 2.9mm用プラント

外径 3.2mm シリーズ スピードロックハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ハイフロー)




0502-344-530	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-344-560	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-344-500	スピードロックオブチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-344-510	オブチュレータープラントチップ	外径 2.3 用スピードロック
0502-344-520	トロカール	外径 2.3 用スピードロック

2.3mm ハードウェア J-LOCK

外径 2.9mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ローフロー)

0502-712-530	J-LOCK カニユーレ 外径 2.9mm	ローテーティングストップコック 1 付
0502-712-500	J-LOCK オブチュレーター	カニユーレ 2.9 用 ペンシルチップ
0502-712-520	J-LOCK トロカール	カニユーレ 2.9 用


外径 3.2mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ハイフロー)



0502-713-530	J-LOCK カニユーレ 外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1 付
0502-713-560	J-LOCK カニユーレ 外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2 付
0502-713-500	J-LOCK オブチュレーター	カニユーレ 3.2 用 ペンシルチップ
0502-713-510	J-LOCK オブチュレーター	カニユーレ 3.2 用 プラントチップ
0502-713-520	J-LOCK トロカール	カニユーレ 3.2 用

1.9mm ハードウェア スピードロック


外径 2.8mm シリーズ スピードロックハードウェア 1.9mm アースロスコープ用



0502-144-530	スピードロックカニユーレ 外径 2.8mm	ローテーティングストップコック 1 付
0502-144-560	スピードロックカニユーレ 外径 2.8mm	ローテーティングストップコック 2 付
0502-144-500	オブチュレーター ペンシルチップ	外径 1.9mm スピードロック
0502-144-510	オブチュレーター プラントチップ	外径 1.9mm スピードロック

1.9mm ハードウェア J-LOCK

外径 2.8mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 1.9mm アースロスコープ用



0502-711-530	J-LOCK カニユーレ 外径 2.8mm	ローテーティングストップコック 1 付
0502-711-560	J-LOCK カニユーレ 外径 2.8mm	ローテーティングストップコック 2 付
0502-711-500	J-LOCK オブチュレーター	カニユーレ 2.8mm 用 ペンシルチップ
0502-711-510	J-LOCK オブチュレーター	カニユーレ 2.8mm 用 プラントチップ
0502-711-520	J-LOCK トロカール	カニユーレ 2.8mm 用

TRAYS

アースロスコープ用 滅菌ケース



滅菌ケース アースロスコープ 2 本用
0233-032-104
アースロスコープ 2 本用
長さ 28 × 幅 10 × 高さ 5cm



滅菌ケース (アースロスコープ・アクセサリ)
0233-032-116
アースロスコープ 2 本 ハードウェア
長さ 29 × 幅 18 × 高さ 5cm



滅菌ケース アースロスコープ・カメラ用
0233-032-105
アースロスコープ 3 本 カメラヘッド 1 個
長さ 52 × 幅 24 × 高さ 10cm



滅菌ケース ラパロスコープ用
0233-032-107
ラパロスコープ 2 本 アースロスコープ 2 本
カメラヘッド 1 個 ライトケーブル 1 本
長さ 54 × 幅 26 × 高さ 9cm 2 段

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: ED1-130
YN/MI 3m 03/18

Copyright © 2018 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/