

# Arthroscopy system

アースロスコープ

- ▶ PRECISION IE 4K アースロスコープ AC
- ▶ IDEAL EYES HD
- ▶ PRECISION C マウントタイプ



# オートクレーブ滅菌対応 アースロスコープシステム

## KEY FEATURES

### ① 高精細画像の再現

ストライカースコープシリーズはHDカメラ、4Kカメラに対応しており従来品と比べより明るく鮮明に映像を伝えることができます。

またPRECISION IE 4K アースロスコープ AC では ICG 蛍光観察を行う事が可能です。

### ② 高い耐久性

傷つきにくいサファイアクリスタルを接眼と先端部に採用することによりスコープの防護性を高め、さらに全ての接続部をレーザー溶接することによりスコープ耐久性を高めています。

### ③ 豊富なスコープバリエーション

膝関節、肩関節、股関節、肘関節、手関節、全ての関節部位に対応できる豊富なサイズバリエーションを揃えています。



## New state of the art glass lenses & Patented lens design

### Improved depth of field

被写界深度を向上させることで、被写体前後のズレを軽減

### New state of the art glass lenses & Patented lens design


レンズの改良により、さらなるコントラスト・画質・色彩の再現性を実現

### Enhanced center-to-edge resolution


画像の中心部と同等に辺縁部の画像も明るくすることで、画質の差を軽減

### Reduced Image distortion


魚眼レンズ効果を減少させ、より自然な画像を提供




IDEAL EYES



PRECISION IE 4K



IDEAL EYES



PRECISION IE 4K

## PRECISION IE 4K アースロスコープ AC (オートクレーブ対応)



| カタログ番号     | 製品名                            | 外径    | 視野方向 | 視野角  | 有効長   | ロック方式   |
|------------|--------------------------------|-------|------|------|-------|---------|
| 0502444010 | PRECISION IE 4K<br>アースロスコープ AC | 4.0mm | 0°   | 105° | 140mm | スピードロック |
| 0502444030 |                                | 4.0mm | 30°  | 105° | 140mm | スピードロック |
| 0502444045 |                                | 4.0mm | 45°  | 105° | 140mm | スピードロック |
| 0502444070 |                                | 4.0mm | 70°  | 105° | 140mm | スピードロック |

## PRECISION IE 4K C マウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



| カタログ番号     | 製品名                              | 外径    | 視野方向 | 視野角  | 有効長   | ロック方式   |
|------------|----------------------------------|-------|------|------|-------|---------|
| 0502404010 | PRECISION IE 4K<br>C マウントスコープ AC | 4.0mm | 0°   | 105° | 140mm | スピードロック |
| 0502404030 |                                  | 4.0mm | 30°  | 105° | 140mm | スピードロック |
| 0502404070 |                                  | 4.0mm | 70°  | 105° | 140mm | スピードロック |

医療機器認証番号 販売名  
301AFBZX00054000 Precision IE 4K アースロスコープ

## IDEAL EYES アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



| カタログ番号       | 製品名                    | 外径    | 視野方向 | 視野角  | 有効長   | ライトポストの位置 | ロック方式   |
|--------------|------------------------|-------|------|------|-------|-----------|---------|
| 0502-104-010 | IDEAL EYES スコープ        | 4.0mm | 0°   | 105° | 140mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-104-030 |                        | 4.0mm | 30°  | 105° | 141mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-104-045 |                        | 4.0mm | 45°  | 105° | 141mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-104-070 |                        | 4.0mm | 70°  | 105° | 144mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-204-010 | IDEAL EYES スコープ (ロング)  | 4.0mm | 0°   | 105° | 166mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-204-030 |                        | 4.0mm | 30°  | 105° | 166mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-204-070 |                        | 4.0mm | 70°  | 105° | 167mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-127-010 | IDEAL EYES スコープ        | 2.7mm | 0°   | 80°  | 120mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-127-030 |                        | 2.7mm | 30°  | 80°  | 120mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-127-070 |                        | 2.7mm | 70°  | 80°  | 122mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-027-010 | IDEAL EYES スコープ (ショート) | 2.7mm | 0°   | 80°  | 72mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-027-030 |                        | 2.7mm | 30°  | 80°  | 72mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-027-070 |                        | 2.7mm | 70°  | 80°  | 74mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-123-010 | IDEAL EYES スコープ        | 2.3mm | 0°   | 80°  | 72mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-123-030 |                        | 2.3mm | 30°  | 80°  | 72mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-123-070 |                        | 2.3mm | 70°  | 80°  | 73mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-119-010 |                        | 1.9mm | 0°   | 65°  | 58mm  | スタンダード    | J-LOCK  |
| 0502-119-030 |                        | 1.9mm | 30°  | 65°  | 58mm  | スタンダード    | J-LOCK  |

医療機器認証番号 販売名  
223AFBZX00048000 ハイディフィニションスコープ

アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



| カタログ番号       | 製品名         | 外径    | 視野方向 | 視野角 | 有効長  | ライトポストの位置 | ロック方式   |
|--------------|-------------|-------|------|-----|------|-----------|---------|
| 0502-244-030 | スコープ (ショート) | 2.7mm | 30°  | 80° | 72mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-244-070 |             | 2.7mm | 70°  | 80° | 74mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-344-010 | スコープ        | 2.3mm | 0°   | 80° | 72mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-344-030 |             | 2.3mm | 30°  | 80° | 72mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-144-030 |             | 1.9mm | 30°  | 65° | 58mm | スタンダード    | スピードロック |


医療機器認証番号

224AFBZX00129000

販売名

Stryker アースロスコープ

PRECISION Cマウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



| カタログ番号       | 製品名                  | 外径    | 視野方向 | 視野角  | 有効長   | ライトポストの位置 | ロック方式   |
|--------------|----------------------|-------|------|------|-------|-----------|---------|
| 0502-904-010 | PRECISION C マウントスコープ | 4.0mm | 0°   | 105° | 140mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-904-030 |                      | 4.0mm | 30°  | 105° | 141mm | スタンダード    | スピードロック |
| 0502-904-070 |                      | 4.0mm | 70°  | 105° | 144mm | スタンダード    | スピードロック |

医療機器認証番号

228AFBZX00015000

販売名

PRECISION Cマウントスコープ

HARDWARE

4.0mm ハードウェア スピードロック

外径 5.0mm シリーズ スピードロックハードウェア  
4.0mm, 140mm アースロスコープ用



|                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| OR-377-31-144 *1 | スピードロックカニュレ 5mm | ローテティングストップコック 2 付 |
| OR-377-31-145 *1 |                 | ローテティングストップコック 1 付 |
| OR-377-31-129 *1 | オブチュレーター        | 5mm カニュレ用          |
| OR-377-31-229 *1 | トロカール           | 5mm カニュレ用          |
| 0377-031-901 *1  | スピードロック カニュレプラグ | 4mm スコープ用          |

## 外径 5.8mm シリーズ スピードロックハードウェア

4.0mm, 140mm アースロスコープ用



|                                |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| OR-0747-031-550 * <sup>1</sup> | スピードロックカニユーレ 5.8mm | ローテーティングストップコック 2付 |
| OR-0747-031-530 * <sup>1</sup> |                    | ローテーティングストップコック 1付 |
| OR-0747-031-510 * <sup>1</sup> | オブチュレーターペンシルチップ    | 5.8mm カニユーレ用       |
| OR-0747-031-511 * <sup>1</sup> | オブチュレータープラントチップ    | 5.8mm カニユーレ用       |
| OR-0747-031-520 * <sup>1</sup> | トロカール              | 5.8mm カニユーレ用       |
| 0377-031-901 * <sup>1</sup>    | スピードロック カニユーラプラグ   | 4mm スコープ用          |


## 外径 6.5mm インフロー／アウトフロー カニユーラ

4.0mm, 140mm アースロスコープ用



|                                |                      |                    |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 0747-031-650 * <sup>2</sup>    | 関節鏡用インフローアウトフローカニユーラ | ローテーティングストップコック 2付 |
| OR-0747-031-510 * <sup>1</sup> | オブチュレーターペンシルチップ      | 5.8mm カニユーレ用       |
| OR-0747-031-511 * <sup>1</sup> | オブチュレータープラントチップ      | 5.8mm カニユーレ用       |
| OR-0747-031-520 * <sup>1</sup> | トロカール                | 5.8mm カニユーレ用       |
| 0377-031-901 * <sup>1</sup>    | スピードロック カニユーラプラグ     | 4mm スコープ用          |

外径 6.5mm インフロー／アウトフローカニユーラ 4.0mm, 140mm アースロスコープ用 (0747-031-650)



インフローとアウトフローをそれぞれ完全に独立させることにより、より効率的な還流が可能となります。

## 4.0mm ロング ハードウェア スピードロック

### 外径 5.8mm シリーズ スピードロックハードウェア

ロング 4.0mm, 165mm アースロスコープ用




|                             |                          |                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 0502-577-550 * <sup>2</sup> | スピードロックカニユーレ外径 5.8mm ロング | ローテーティングストップコック 2付 |
| 0502-577-520 * <sup>2</sup> | トロカールロング                 | 外径 5.8mm スピードロック   |
| 0502-577-510 * <sup>2</sup> | オブチュレータープラントチップロング       | 外径 5.8mm スピードロック   |
| 0502-577-515 * <sup>2</sup> | オブチュレーターペンシルチップロング       | 外径 5.8mm スピードロック   |
| 0377-031-901 * <sup>1</sup> | スピードロックカニユーラプラグ          | 4mm スコープ用          |

## 2.7mm ハードウェア スピードロック

### 外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア

2.7mm, 120mm アースロスコープ用



|                               |                  |                    |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0343-331-430 * <sup>1</sup>   | スピードロックカニユーレ 4mm | ローテーティングストップコック 1付 |
| OR-343-331-450 * <sup>1</sup> | スピードロックカニユーレ 4mm | ローテーティングストップコック 2付 |
| OR-343-331-410 * <sup>1</sup> | オブチュレーターペンシルチップ  | 4mm カニユーレ用         |
| OR-343-331-411 * <sup>1</sup> | オブチュレータープラントチップ  | 4mm カニユーレ用         |
| OR-343-331-420 * <sup>1</sup> | トロカール            | 4mm カニユーレ用         |

医療機器届出番号

販売名

\*1 13B1X10209000494

ストライカー 穿刺器具


\*2 13B1X10209000683

ストライカー アースロスコープ用処置具



## 2.7mm ショート ハードウェア スピードロック

外径 3.2mm シリーズ スピードロックハードウェア  
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ローフロー)




|                 |                      |                    |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 0502-344-530 *2 | スピードロックカニューレ外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 1付 |
| 0502-344-560 *2 | スピードロックカニューレ外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 2付 |
| 0502-344-500 *2 | スピードロック オブチュレーター     | カニューレ 3.2 用ペンシルチップ |
| 0502-344-510 *2 | オブチュレータープラントチップ      | 外径 2.3mm スピードロック   |
| 0502-344-520 *2 | トロカール                | 外径 2.3mm スピードロック   |

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア  
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ハイフロー)

|                 |                       |                    |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 0502-244-530 *2 | スピードロックカニューレ外径 4.0mm  | ローテーティングストップコック 1付 |
| 0502-244-560 *2 | スピードロックカニューレ外径 4.0mm  | ローテーティングストップコック 2付 |
| 0502-244-500 *2 | オブチュレーター ペンシルチップ ショート | 外径 2.7mm スピードロック   |
| 0502-244-510 *2 | オブチュレータープラントチップ ショート  | 外径 2.7mm スピードロック   |
| 0502-244-520 *2 | トロカール ショート            | 外径 2.7mm スピードロック   |

## 2.7mm ショート ハードウェア J-LOCK

外径 3.2mm シリーズ J-LOCK ハードウェア  
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ローフロー)



|                 |                      |                    |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 0502-713-530 *2 | J-LOCK カニューレ外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 1付 |
| 0502-713-560 *2 | J-LOCK カニューレ外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 2付 |
| 0502-713-500 *2 | J-LOCK オブチュレーター      | カニューレ 3.2 用ペンシルチップ |
| 0502-713-510 *2 | J-LOCK オブチュレーター      | カニューレ 3.2 用プラントチップ |
| 0502-713-520 *2 | J-LOCK トロカール         | カニューレ 3.2 用        |

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア  
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ハイフロー)




|                 |                      |                    |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 0502-714-530 *2 | J-LOCK カニューレ外径 4.0mm | ローテーティングストップコック 1付 |
| 0502-714-560 *2 | J-LOCK カニューレ外径 4.0mm | ローテーティングストップコック 2付 |
| 0502-714-500 *2 | J-LOCK オブチュレーター      | カニューレ 4.0 用ペンシルチップ |
| 0502-714-510 *2 | J-LOCK オブチュレーター      | カニューレ 4.0 用プラントチップ |
| 0502-714-520 *2 | J-LOCK トロカール         | カニューレ 4.0 用        |

## 2.3mm ハードウェア スピードロック

外径 2.9mm シリーズ スピードロックハードウェア  
2.3mm アースロスコープ用 (ローフロー)

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 0502-623-530 *2 | スピードロックカニューレ 2.9mm | ローテーティングストップコック 1付      |
| 0502-623-500 *2 | オブチュレーター 2.3mm     | スピードロックカニューレ 2.9mm用ペンシル |
| 0502-623-510 *2 | オブチュレーター 2.3mm     | スピードロックカニューレ 2.9mm用プラント |

外径 3.2mm シリーズ スピードロックハードウェア  
2.3mm アースロスコープ用 (ハイフロー)




|                 |                      |                    |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 0502-344-530 *2 | スピードロックカニューレ外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 1付 |
| 0502-344-560 *2 | スピードロックカニューレ外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 2付 |
| 0502-344-500 *2 | スピードロックオブチュレーター      | カニューレ 3.2 用ペンシルチップ |
| 0502-344-510 *2 | オブチュレータープラントチップ      | 外径 2.3 用スピードロック    |
| 0502-344-520 *2 | トロカール                | 外径 2.3 用スピードロック    |

## 2.3mm ハードウェア J-LOCK

### 外径 2.9mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ローフロー)

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 0502-712-530 *2 | J-LOCK カニユーレ 外径 2.9mm | ローテーティングストップコック 1 付 |
| 0502-712-500 *2 | J-LOCK オプチュレーター       | カニユーレ 2.9 用 ペンシルチップ |
| 0502-712-520 *2 | J-LOCK トロカール          | カニユーレ 2.9 用         |


### 外径 3.2mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ハイフロー)



|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 0502-713-530 *2 | J-LOCK カニユーレ 外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 1 付 |
| 0502-713-560 *2 | J-LOCK カニユーレ 外径 3.2mm | ローテーティングストップコック 2 付 |
| 0502-713-500 *2 | J-LOCK オプチュレーター       | カニユーレ 3.2 用 ペンシルチップ |
| 0502-713-510 *2 | J-LOCK オプチュレーター       | カニユーレ 3.2 用 プラントチップ |
| 0502-713-520 *2 | J-LOCK トロカール          | カニユーレ 3.2 用         |

## 1.9mm ハードウェア スピードロック


### 外径 2.8mm シリーズ スピードロックハードウェア 1.9mm アースロスコープ用



|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 0502-144-530 *2 | スピードロックカニユーレ 外径 2.8mm | ローテーティングストップコック 1 付 |
| 0502-144-560 *2 | スピードロックカニユーレ 外径 2.8mm | ローテーティングストップコック 2 付 |
| 0502-144-500 *2 | オプチュレーター ペンシルチップ      | 外径 1.9mm スピードロック    |
| 0502-144-510 *2 | オプチュレーター プラントチップ      | 外径 1.9mm スピードロック    |

## 1.9mm ハードウェア J-LOCK

### 外径 2.8mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 1.9mm アースロスコープ用



|                 |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 0502-711-530 *2 | J-LOCK カニユーレ 外径 2.8mm | ローテーティングストップコック 1 付   |
| 0502-711-560 *2 | J-LOCK カニユーレ 外径 2.8mm | ローテーティングストップコック 2 付   |
| 0502-711-500 *2 | J-LOCK オプチュレーター       | カニユーレ 2.8mm 用 ペンシルチップ |
| 0502-711-510 *2 | J-LOCK オプチュレーター       | カニユーレ 2.8mm 用 プラントチップ |
| 0502-711-520 *2 | J-LOCK トロカール          | カニユーレ 2.8mm 用         |

| 医療機器届出番号            | 販売名                 |
|---------------------|---------------------|
| *2 13B1X10209000683 | ストライカー アースロスコープ用処置具 |

## TRAYS

### アースロスコープ用 滅菌ケース



|                       |
|-----------------------|
| 滅菌ケース アースロスコープ 2 本用   |
| 0233-032-104          |
| アースロスコープ 2 本用         |
| 長さ 28 × 幅 10 × 高さ 5cm |



|                        |
|------------------------|
| 滅菌ケース (アースロスコープ・アクセサリ) |
| 0233-032-116           |
| アースロスコープ 2 本 ハードウェア    |
| 長さ 29 × 幅 18 × 高さ 5cm  |



|                         |
|-------------------------|
| 滅菌ケース アースロスコープ・カメラ用     |
| 0233-032-105            |
| アースロスコープ 3 本 カメラヘッド 1 個 |
| 長さ 52 × 幅 24 × 高さ 10cm  |



|                       |
|-----------------------|
| 滅菌ケース エンドスコープ・カメラ用    |
| 0233032302            |
| 長さ 52 × 幅 25 × 高さ 7cm |

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-163  
YN/MI 0m 12/20

Copyright © 2020 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)