

HD information Management system

SDC3

- ▶ HD Capture device
- ▶ Dual channel support
- ▶ User profiles
- ▶ On-Screen device status



高画質映像を簡単にコントロール 映像管理の新たなステップ

記録する

1080pをMPEG4/H.264で

- ・高画質映像の取扱いが容易になりました
- ・Quick Time, WMP, iMovieなどで運用可能

デュアルチャンネル入力

- ・2系統の入力信号と多彩な録画表示機能
- ・P in P, P by P レコーディング



管理 / 保存する

ユーザーフレンドリーインターフェース

- ・簡単で使いやすい操作機能 (アイコン方式/タッチスクリーン)
- ・ユーザーアカウントを簡単に作成でき、術者の好みの設定を保存

大容量 1TB 内蔵ハードディスク搭載

多様な保存方法の提案

- ・USB, DVD, CD, Network

DICOM 形式で保存することができます

(オプション)



認識する

オンスクリーンディスプレイ機能

デバイスの状態をモニター上に表示 (最大 4 項目) 機器状況をモニター上で一度に把握できますので、安心して手術に臨めます

【主な対応機種】

- ・1088,1188,1288,1488,1588
- ・X8000, L9000, L10000 光源装置
- ・ニューモシユア気腹装置
- ・CORE シェーバー

音声ガイダンス機能

音声で機器の状態をお伝えします



ArthroPump
A Pressure 0
P Pressure 45

関連製品

カタログ番号	品名・規格
0240-060-100	SDC3
0240-060-103	SDC3 用 DICOM ソフトウェア
0240-080-230	SDP1000 デジタルカラープリンター
0240-080-231	カラープリントバック レターサイズ SDP1000 用
0240-080-232	カラープリントバック A4 サイズ SDP1000 用



SDC3 仕様一覧	
内蔵ハードディスク	1TB
症例ディスク	45GB/1 症例
ディスクフォーマット	CD-R, DVD-R/+R/+RW
USB	NTFS および FAT32 フォーマットサポート
ネットワーク	10/100/1000 Mbps イーサネット
動画解像度	1920×1080P, 1280×720P, 1280×1024, 1024×768, 768×576, 640×480
動画フォーマット	MPEG2, MPEG4/H.264
静止画フォーマット	Bitmap, JPEG, JPEG2000, TIFF, TGA, PNG, JPG
自動印刷	縦方向のページあたり: 1/2/4L/4S/6/8/12/18 画像 横方向のページあたり: 1/2/4L/4S/6/9/12/16 画像
ビデオ入力	DVI × 2, RGBHV × 2, S ビデオ × 2, コンポジット × 1
音声	ステレオ LINE とヘッドセット入出力、スピーカー出力
ディスプレイ	8 インチ TFC LCD デジタルタッチスクリーン
寸法	幅 318mm × 高 184mm × 奥行 419mm
総重量	10.2kg
消費電力	最大 4A 100V 50/60Hz

* FAT32 の場合は、ファイルサイズが 4GB までに限る

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: ED1-132

YN/MI 2m 07/17

Copyright © 2017 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/