

# Champion

## Small joint instruments

チャンピオン小関節鏡手術器械



## 幅広い小関節鏡の手術に対応できる豊富なラインアップ

耐久性を考慮した、狭い部位にも効率的にアプローチできるロープロファイルデザインの切除鉗子、把持鉗子、剪刀など 2.1mm から 2.7mm の種類を揃えています。

### スリムな先端

シャフト部位が先端に行くに従いテーパ状に細くなることで、タイトな部位へのアプローチが容易になりました。\*

### 接合部

ハンドルと中央動作ロッドとの接合部にシアピンが使用されており、過度な力を緩衝します。\*

\*これらの特徴はチャンピオン小関節鏡用鉗子に限ります。



**0242-000-012**  
チャンピオン スモール ジョイント  
滅菌ケース

**0242-100-014**\*1  
スモールジョイント用プローブ  
ストレート

**0242-100-015**\*1  
スモールジョイント用プローブ 90°

**0242-100-016**\*1  
スモールジョイント用プローブ 30°



**0242-100-002**\*1  
プラントノーズ  
2.1mm ストレート



**0242-100-003**\*1  
プラントノーズ  
2.1mm 右曲り



**0242-100-004**\*1  
プラントノーズ  
2.1mm 左曲り



**0242-100-005**\*1  
プラントノーズ  
2.1mm 下向き



**0242-100-006**\*1  
プラントノーズ  
2.1mm 上向き



**0242-100-007**\*1  
2.5mm 小関節剪刀



**0242-100-008**\*1  
2.5mm 小関節用把持鉗子



**0242-100-012**\*1  
プラントノーズ  
2.7mm ストレート



**0242-100-013**\*1  
プラントノーズ  
2.7mm 上向き

医療機器届出番号 販売名  
\*1 13B1X10209000756 チャンピオンスモールジョイント鉗子

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: SM1-7  
YN/MI 1m 07/21

Copyright © 2021 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
**日本stryker株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp