

Adherus[®]

デュラル シーラント
デュラル シーラント ET



Adherus® デュラル シーラント

Adherus デュラルシーラントは髄液漏防止に効果的な
吸収性硬膜補強材です


製品特長

• 製品組成

PEG (ポリエチレングリコール) + セバシン酸
PEI (ポリエチレンジイミン)

• クロスリンク構造

高い強度 (疎水性) と低い膨潤率、
そして柔軟性を実現します



クロスリンク構造のイメージ

PEI: ポリエチレンジイミン
PEG: ポリエチレングリコール

• 簡単セットアップ

使用時の手間を軽減します
完了後 2 時間以内であれば使用可能です

1 Minute setup
Easy setup. Ready to use in one minute.

• バッテリー内蔵

途中で噴霧を止めてもゲル化を防止
確実な噴霧を実現します

Two hour window **Go. Stop. Go.**

• 素早いゲル化

噴霧後の液垂れを軽減します

• 低い膨潤率

膨潤率 13%

• 長い吸収期間

90 日

カタログ番号	製品名	規格
NUS-106	ADHERUS デュラル シーラント	5 個入り



New Release!

カタログ番号	製品名	規格
NUS-109-01	Adherus デュラルシーラント	ET 1個入り
NUS-109	Adherus デュラルシーラント	ET 5個入り



医療機器承認番号	販売名
23000BZX00309000	Adherus デュラル シーラント

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: CF1-7
YN/MI 2m 08/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本stryker株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp