

# NasoPore<sup>®</sup>

Support you need.  
**Clearance you want.**

ナゾポア



# Support you need. Clearance you want.


## A nasal packing to suit every need

- 設置後 36-48時間の圧迫効果
- 創部を湿潤環境に保持
- 5-14日間で加水分解  
※含水してスポンジが断片化すること



## Covenient for you and your patients

- 自然由来、生物由来の材料不使用
- 再出血・痛みを軽減
- 簡単に整形できる材質
- 設置前準備は不要



	NasoPore FD 5400-020-108ITL	NasoPore Standard 5400-010-004ITL 5400-010-008ITL	NasoPore Firm 5400-020-004ITL 5400-020-008ITL	NasoPore Extra Firm 5400-030-004ITL 5400-030-008ITL
分解期間	5-7 days	7-10 days	10-12 days	12-14 days
形状保持	36-48 hours	36-48 hours	36-48 hours	36-48 hours
形状保持力	やや硬め	柔らかめ	やや硬め	硬め
加水分解	○	○	○	○
材質	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン
温度管理	8℃以下	4℃以下	4℃以下	4℃以下

カタログ番号	製品名	規格	
5400-020-108ITL	ナゾポア	FD 8cm	8個入り/箱
5400-010-004ITL	ナゾポア	スタンダード 4cm	8個入り/箱
5400-010-008ITL	ナゾポア	スタンダード 8cm	8個入り/箱
5400-020-004ITL	ナゾポア	ファーム 4cm	8個入り/箱
5400-020-008ITL	ナゾポア	ファーム 8cm	8個入り/箱
5400-030-004ITL	ナゾポア	エクストラファーム 4cm	8個入り/箱
5400-030-008ITL	ナゾポア	エクストラファーム 8cm	8個入り/箱

医療機器届出番号	販売名
13B1X10209000937	ナゾポア

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-41  
YN/MI 2m 05/22

Copyright © 2022 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)