

stryker

Driven To perform

Signature 2

the new high speed
drill portfolio



Next-level performance



- CORE2コンソール対応：CORE2コンソール ソフトウェアバージョン2.3.以上に対応
- 重量バランスの改善：パイドライブ2ドリルハンドピースにおける軽量化及び重量バランスを見直し、ハンドピース自体の重心を前方に移動 (5407-150-000)
- 低摩擦ケーブルの採用：ケーブルの素材変更により摩擦抵抗を低減



5407-150-000
シグネチャー パイドライブ2 ドリル

5407-350-000
シグネチャー パイドライブ2 プラス ドリル

New attachments

新型アタッチメント：4種の新型アタッチメントを同時上市



5407-NF2-8CM 5407-NF2-9CM 5407-120-440 5407-120-442

カタログ番号	製品名	規格
Motor		
5407-150-000	シグネチャー パイドライブ2 ドリル	
5407-350-000	シグネチャー パイドライブ2 プラス ドリル	
Attachments		
5407-NF2-8CM	シグネチャー ノンフットド2 アタッチメント	8cm
5407-NF2-9CM	シグネチャー ノンフットド2 アタッチメント	9cm
5407-120-440	シグネチャー エリート ストレートアタッチメント	440タイプ 7cm
5407-120-442	シグネチャー エリート アングルアタッチメント	442タイプ 7cm

医療機器認証/届出番号	販売名
227AFBZX00044000	シグネチャー電動式ドリルシステム
13B1X10209000868	シグネチャードリルアタッチメント

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: NE01-055
NY/IB 1m 09/23

Copyright © 2023 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本stryker株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp